



Falconelli.hu

Minőségi fogtechnikai anyagok, műszerek és eszközök

2023.



Termékkatalógus

3 rétegű akril fogak
Vita A-D színekben

Modellviaszok,
Fogsorhálók

Polírkefék, Polírkorongok,
Gumipolírozók akrilhoz

Artikulátorok

Frézerek

Fogtechnikai gépek,
Mikromotorok

Kerámia porok
cirkonra és fémre

AKCIÓ 200.000 Ft rendelés esetén 1 db ajándék frézer


3 rétegű akril fogak

1 garnitúra (4 sor), csak **3400 Ft**

Felső front fogak



Alsó front fogak




Classic Plus
Front akril fogak
6 darabos lemezek

730 Ft

méret segédlet front fogakhoz:



Örlő fogak



Classic Plus
Örlő akril fogak
8 darabos lemezek

970 Ft

méret segédlet örlő fogakhoz:



Választható színárnyalatok: **A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3**

	Xerox modellviasz 0,5 kg; 18,5 cm x 9 cm Cikkszám: kemény (H) 1001 a lágy (S) 1001 b	3440 Ft		Maxwax univerzális modellviasz 0,5 kg 17 cm x 8,3 cm Cikkszám: 1002	3440 Ft
	Fogsorháló felső ezüst Cikkszám: 1003	1179 Ft		Fogsorháló felső arany Cikkszám: 1004	1475 Ft
	Fogsorháló vékony felső Cikkszám: arany: 1005 ezüst: 1006	589 Ft		Fekete polírkefe - kemény kör alakú Cikkszám: ø 22 mm 1007 a ø 25 mm 1007 b	246 Ft
	Fekete polírkefe - kemény csillag alakú ø 22 mm Cikkszám: 1008	246 Ft		Fehér polírkefe - kemény kör alakú Cikkszám: ø 22 mm 1009 a ø 25 mm 1009 b	246 Ft
	Fehér polírkefe -kemény csillag alakú ø 22 mm Cikkszám: 1010	246 Ft		Fehér polírkorong kör alakú ø 22 mm Cikkszám: 1011	246 Ft
	Sárga polírkorong kör alakú ø 22 mm Cikkszám: 1012	246 Ft		Pamut polírkorong kör alakú ø 22 mm Cikkszám: 1013	246 Ft
	Nemez polírkorong kör alakú ø 22 mm Cikkszám: 1014	345 Ft		Polírkefe – kecskeszőr összetartó műanyag középpel 4 soros, ø 80 mm Cikkszám: 1015	1475 Ft
	Polírkefe – kecskeszőr egyenes műanyag középpel 4 soros, ø 80 mm Cikkszám: 1016	1475 Ft		Polírkefe – sertésszőr összetartó fa középpel 4 soros, ø 80 mm Cikkszám: 1017	1179 Ft
	Polírkefe – sertésszőr egyenes fa középpel 4 soros, ø 80 mm Cikkszám: 1018	1179 Ft		Polírkefe – sertésszőr összetartó műanyag középpel 4 soros, ø 80 mm Cikkszám: 1019	1179 Ft
	Polírkefe – sertésszőr egyenes műanyag középpel 4 soros, ø 80 mm Cikkszám: 1020	1179 Ft		Polírkefe – sertésszőr összetartó fa középpel 4 soros, ø 80 mm Cikkszám: 1021	1179 Ft


Az árak az áfát tartalmazzák!

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

	Polírkefe – sertésszőr egyenes fa középpel 4 soros, ø 80 mm Cikkszám: 1022	1179 Ft		Polírkefe fém középpel ø 48 mm Cikkszám: szintetikus szőr 1023 a lőszőr 1023 b	884 Ft
	Polírkefe – kecskeszőr fém középpel ø 48 mm Cikkszám: 1024	884 Ft		Polírkefe - vászonbetétes műanyag középpel ø 80 mm 3 réteg sörté, 2 réteg vászon Cikkszám: 1025	1573 Ft
	Polírkefe – sertésszőr összetartó műanyag középpel 2 soros, ø 64 mm Cikkszám: 1026	884 Ft		Polírkefe – sertésszőr összetartó fa középpel 3 soros, ø 64 mm Cikkszám: 1027	884 Ft
	Fekete polírkefe fa középpel ø 54 mm Cikkszám: 1028	884 Ft			
	Gumi polírozók akrilhoz Cikkszám: 1029 a - barna: szuper keménységű b - szűkre: erős keménységű c - zöld: közepes keménységű d - sárga: finom keménységű	393 Ft/db		Gumi polírozók akrilhoz Cikkszám: 1030 a - barna: szuper keménységű b - szűkre: erős keménységű c - zöld: közepes keménységű d - sárga: finom keménységű	393 Ft/db
	Gumi polírozók akrilhoz Cikkszám: 1031 a - barna: szuper keménységű b - szűkre: erős keménységű c - zöld: közepes keménységű d - sárga: finom keménységű	491 Ft/db		Gumi polírozók akrilhoz Cikkszám: 1032 a - barna: szuper keménységű b - szűkre: erős keménységű c - zöld: közepes keménységű d - sárga: finom keménységű	491 Ft/db
	Gumi polírozók akrilhoz Cikkszám: 1033 a - barna: szuper keménységű b - szűkre: erős keménységű c - zöld: közepes keménységű d - sárga: finom keménységű	491 Ft/db		Gumi polírozók akrilhoz Cikkszám: 1034 a - barna: szuper keménységű b - szűkre: erős keménységű c - zöld: közepes keménységű d - sárga: finom keménységű	589 Ft/db
	Gumi polírozók akrilhoz Cikkszám: 1035 a - barna: szuper keménységű b - szűkre: erős keménységű c - zöld: közepes keménységű d - sárga: finom keménységű	589 Ft/db		Gumi polírozók akrilhoz Cikkszám: 1036 a - barna: szuper keménységű b - szűkre: erős keménységű c - zöld: közepes keménységű d - sárga: finom keménységű	589 Ft/db
	Védőszemüveg Cikkszám: kék: 1040 sárga: 1041	1790 Ft		Arcvédő kék-fehér Cikkszám: 1042	2390 Ft
	Polírozó pad sárga – kemény fogsorhoz 4" x 50 réteg szövet Cikkszám: 1043	1081 Ft		Polírozó pad fehér – puha fogsorhoz 4" x 50 réteg szövet Cikkszám: 1044	982 Ft
	Artikulátor sárgaréz kicsi 1045 közepes 1046 nagy 1047	3440 Ft		Artikulátor rozsdamentes acél kicsi: 1048 közepes 1049 nagy: 1050	2457 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák!

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

	Mágneses artikulátor nagy Cikkszám: 1051	<u>5209 Ft</u>		Mágneses artikulátor kicsi Cikkszám: 1052	<u>4424 Ft</u>
	Artikulátor kék műanyag Cikkszám: 1053	<u>589 Ft</u>		Szilikon tálca szett alsó + felső Cikkszám: kicsi (S) 1054 a közepes (M) 1054 b nagy (L) 1054 c	<u>1377 Ft</u>
	Keverőtál kicsi Cikkszám: 1055	<u>491 Ft</u>		Keverőtál közepes Cikkszám: 1056	<u>688 Ft</u>
	Keverőtál nagy Cikkszám: 1057	<u>884 Ft</u>		Műanyag spatula többféle színben Cikkszám: 1058	<u>345 Ft</u>
	Műanyag dobozok többféle színben Cikkszám: 1070	<u>1377 Ft</u>		Mágneses fogfűrő tartó többféle színben Cikkszám: 1080	<u>1770 Ft</u>
	Kerek fogfűrő tartó doboz Cikkszám: 1081	<u>1770 Ft</u>		Sellac lemezek alsó 12 darab/doboz Cikkszám: 1082	<u>3919 Ft</u>
	Sellac lemezek felső 12 darab/doboz Cikkszám: 1083	<u>3919 Ft</u>		Szeperátor megerősített 38 mm x 1 mm x 1,8 mm Cikkszám: 1084	<u>393 Ft</u>
	Szeperátor 38 mm x 1 mm x 1,8 mm Cikkszám: 1085	<u>246 Ft</u>		Szeperátor 38 mm x 0,6-0,7 mm x 1,8 mm Cikkszám: 1086	<u>196 Ft</u>
	Sárgaréz pin csapszeggel 1-2-3 100 db/csomag Cikkszám: 1087, 1088, 1089	<u>2457 Ft</u>		Sárgaréz pin műanyaggal 1-2-3 100 db/csomag Cikkszám: 1090, 1091, 1092	<u>1966 Ft</u>
	Dupla pin 100 darab/csomag Cikkszám: 1093	<u>3440 Ft</u>		Eldobható turbina nem fényes Cikkszám: 1094	<u>Kérem érdeklődjön</u>
				Gyorscsatlakozó (a 1094 cikkszámú turbinához) Cikkszám: 1095	<u>5 588 Ft/db</u>
	Szeperáló S2 – gyémánt ø 22 mm, 1096a, vastagság 0,15 mm 1096b, vastagság 0,20 mm	<u>1475 Ft</u>		Szeperáló S4 – gyémánt ø 22 mm, vastagság 0,15 mm Cikkszám: 1097	<u>1475 Ft</u>

Az árak az áfát tartalmazzák!

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

	<p>Négyzetleteres rezgőasztal 230 x 160 mm teljesítmény: 150 W Cikkszám: 2001</p>	<p>Csak rendelésre! Kérjen árajánlatot!</p>
	<p>Vákumformázó Cikkszám: 2002</p>	<p>Csak rendelésre! Kérjen árajánlatot!</p>
	<p>Gipszvágó max. fordulatszám: 2 800 ford./perc teljesítmény: 550 W Cikkszám: 2003</p>	<p>Csak rendelésre! Kérjen árajánlatot!</p>
	<p>Elektromos viaszkes 2 db külön vezérelhető fejjel max. hőmérséklet: 200 °C Cikkszám: 2004</p>	<p>Csak rendelésre! Kérjen árajánlatot!</p>
	<p>Polírozó gép max. fordulát: 10 000 ford./perc teljesítmény: 400 W Cikkszám: 2005</p>	<p>Csak rendelésre! Kérjen árajánlatot!</p>
	<p>Csapfúró gép max. fordulatszám: 5 500 ford./perc teljesítmény: 80 W Cikkszám: 2006</p>	<p>Csak rendelésre! Kérjen árajánlatot!</p>
	<p>Hidraulikus prés Cikkszám: 2007</p>	<p>Csak rendelésre! Kérjen árajánlatot!</p>
	<p>Kézi gázégő propan-bután, piezós gyújtás, vízszintes és függőleges helyzetben is használható Cikkszám: 2008</p>	<p>Csak rendelésre! Kérjen árajánlatot!</p>
	<p>Asztali gázégő propan-bután Cikkszám: 2009</p>	<p>Csak rendelésre! Kérjen árajánlatot!</p>
	<p>Forgóasztalos asztali, dupla gázégő propan-bután Cikkszám: 2010</p>	<p>Csak rendelésre! Kérjen árajánlatot!</p>

Az árak az áfát tartalmazzák!

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Elektromos mikromotorok

Marathon Escort III



teljesítmény	35 W
max. fordulatszám	35 000 ford./perc
kézi egység súly	208 g

szénkefés motor

lábpedállal szabályozható fordulat

Cikkszám: 2011

**Csak rendelésre!
Kérjen árajánlatot!**

Marathon N7



teljesítmény	90 W
max. fordulatszám	45 000 ford./perc
kézi egység súly	200 g

szénkefés motor

lábpedállal szabályozható fordulat

Cikkszám: 2012

**Csak rendelésre!
Kérjen árajánlatot!**

Marathon ECO 450 (N7R)



teljesítmény	100 W
max. fordulatszám	45 000 ford./perc
kézi egység súly	200 g

szénkefés motor

lábpedállal szabályozható fordulat

Cikkszám: 2013

**Csak rendelésre!
Kérjen árajánlatot!**



Marathon Multi 600

teljesítmény	100 W
max. fordulatszám	50 000 ford./perc
nyomaték	7,8 Ncm
kézi egység súlya	238 g

szénkefementes motor

lépcsőzetes sebességváltás

variálható vezérlés (asztali, láb, térd)

öndiagnosztika, hibakód kijelzés

két forgásirány

vibrációmentes futás

-20% zajszint

Cikkszám: 2014

Csak rendelésre!

Kérjen árajánlatot!

Marathon Multi 600 Duo

teljesítmény	100 W
max. fordulatszám	50 000 ford./perc
nyomaték	7,8 Ncm
kézi egység súlya	238 g

szénkefementes motor

lépcsőzetes sebességváltás

variálható vezérlés (asztali, láb, térd)

öndiagnosztika, hibakód kijelzés

két forgásirány

vibrációmentes futás

-20% zajszint

szénkefementes és szénkefés motorokhoz egyaránt használható

Cikkszám: 2015

Csak rendelésre!

Kérem érdeklődjön!


Frézerek



Kiváló minőségű, amerikai frézerek
3890 Ft-tól-4890 Ft-ig/db
Próbálja ki, nem fogja megbánni!

200.000 Ft rendelés esetén 1 db ajándék frézer


ISO 110
Cross cut super fine



L mm	16.0	17.0	13.0	14.0	16.0
Size \varnothing/mm	023	023	045	045	023
Order No.	0102	0103	0106	0108	0120
ISO No. 500 104	145 110 023	180 110 023	200 110 045	201 110 045	202 110 023

Frézerek nagyon finom keresztmetszessel. Nemesfémötvözetek és akril végleges megmunkálására.


ISO 140
Cross cut fine



L mm	16.0	12.5	16.0	17.0	8.0	13.0	14.0	14.0	15.0	12.0	8.0	13.0	14.0	14.0	8.0	16.0
Size \varnothing/mm	023	060	023	023	016	045	023	040	060	060	040	060	060	060	023	023
Order No.	0202	0204	0205	0206	0207	0210	0211	0212	0213	0216	0221	0224	0226	0227	0233	0234
ISO No. 530 104	116 140 023	143 140 060	145 140 023	180 140 023	186 140 016	206 140 045	201 140 023	201 140 040	201 140 060	237 140 060	357 140 040	263 140 060	275 140 060	275 140 060	289 140 023	302 140 023


Frézerek finom keresztmetszessel. Fém- és akrilötvözet végső megmunkálására.

ISO 190
Cross cut standard



L mm	2.3	2.8	3.5	5.5	16.0	12.5	16.0	17.0	8.0	13.0	14.0	14.0	15.0	12.0
Size \varnothing/mm	025	030	040	060	023	060	023	023	016	045	023	040	060	060
Order No.	0307	0310	0313	0315	0316	0320	0321	0322	0326	0329	0330	0331	0332	0336
ISO No. 500 104	001 190 025	001 190 030	001 190 040	001 190 060	116 190 023	143 190 060	145 190 023	180 190 023	186 190 016	200 190 045	201 190 023	201 190 040	201 190 060	237 190 060


Frézerek normál keresztmetszessel. Fém- és akrilötvözetek gyors megmunkálására.



L mm	11.0	7.0	12.0	14.0	11.5	14.0	14.0	9.5	8.0	16.0
Size \varnothing/mm	060	023	060	060	040	060	060	060	023	060
Order No.	0339	0341	0343	0344	0348	0349	0350	0353	0354	0355
ISO No. 500 104	237 190 060	257 190 023	257 190 060	257 190 060	274 190 040	275 190 060	275 190 060	277 190 060	289 190 023	289 190 023


Frézerek normál keresztmetszessel. Fém- és akrilötvözetek gyors megmunkálására.

ISO 220
Cross cut coarse



L mm	13.0	15.0	12.0	14.0	14.0
Size \varnothing/mm	045	060	060	070	060
Order No.	0402	0403	0406	0408	0409
ISO No. 500 104	200 220 045	201 220 060	257 220 060	263 220 070	275 220 060


ISO 223
Cross cut super coarse



L mm	12.5	14.0	14.0
Size \varnothing/mm	060	070	060
Order No.	0601	0602	0603
ISO No. 500 104	143 223 060	263 223 070	275 223 060


Nagyon vastag keresztmetszetű frézerek. Gipsz, tűzálló anyag (öntvények eltávolítása) és az akril gyors megmunkálására.

ISO 133
Plain cut fine



L mm	16.0	18.0	14.0	14.0	8.0
Size	ø1/4mm 023	023	023	040	012
Order No.	0801	0802	0804	0805	0807
ISO No. 500 104...	118 133 023	145 133 023	201 133 023	201 133 040	289 133 012

ISO 175
Plain cut standard



L mm	2.4	5.3	12.5	14.0	15.0	14.0	11.5	14.0	14.0
Size	ø1/8mm 027	060	060	040	060	060	040	060	060
Order No.	0901	0905	0907	0913	0914	0915	0920	0921	0922
ISO No. 500 104...	001 175 027	001 175 060	143 175 060	201 175 040	201 175 060	201 175 060	274 175 040	275 175 060	275 175 060

Frézerek egyenes vágásokkal. Akril és fémötvözetek megmunkálására.

Frézerek egyenes vágással. Akril és alacsony ötvözetek megmunkálására.

ISO 215
Plain cut coarse



L mm	15.0	12.0	12.0	14.0
Size	ø1/4mm 060	060	060	060
Order No.	1003	1005	1008	1007
ISO No. 500 104...	201 215 060	257 215 060	263 215 060	275 215 060


ISO 222
Plain cut super coarse



L mm	14.0	14.0
Size	ø60	060
Order No.	1102	1103
ISO No. 500 104...	263 222 060	275 222 060

Nagyon vastag, egyenes vágásokkal ellátott frézerek. Gipsz, tűzálló anyag (öntvények eltávolítása) és az akril gyors megmunkálására.

ISO 176
Plain toothing with cross cut



L mm	14.0	14.0	9.0	12.0	14.0	14.0
Size	ø23	045	040	060	070	060
Order No.	1201	1202	1203	1204	1205	1206
ISO No. 500 104...	201 176 023	201 176 045	237 176 040	263 176 060	263 176 070	275 176 060

Speciális csavarvonalas frézerek, tökéletes akril és minden műanyag megmunkálásához.

ISO 137
Spiral cut super fine



L mm	8.0	13.5
Size	ø16	040
Order No.	1303	1305
ISO No. 500 104...	198 137 016	200 137 040

ISO 134
Spiral cut fine



L mm	4.0	14.0	11.5	14.0
Size	ø40	023	040	060
Order No.	1406	1407	1411	1412
ISO No. 500 104...	198 134 040	201 134 023	274 134 040	275 134 060

Speciális csavarvonalas frézerek, tökéletes az akril megmunkálásához, minden műanyaghoz és fémhez.

ISO 191
Diamond cut with prism surface



L mm	14.0	14.0
Size	ø23	045
Order No.	1704	1705
ISO No. 500 104...	201 191 023	201 191 045


ISO 194
Titanium toothing coarse






L mm	8.0	8.0	13.0
Size	ø23	016	040
Order No.	1501	1502	1504
ISO No. 500 104...	141 194 023	198 194 016	200 194 040

Frézerek nagyon finom keresztmetszettel. A fémötvözetek végső megmunkálására.

ISO 141
Diamond cut for slightly rough surface



L mm	8.0	8.0
Size	ø45	023
Order No.	1803	1805
ISO No. 500 104...	201 141 045	292 141 023

	Fémek
	Műanyag
	Gipsz, tűzálló masszák

Frézerek keresztmetszettel, apró vágásokkal. Fémötvözetek megmunkálására.

Porcelán porok

G-CERAM MF
Metal-Ceramic (fém vázhoz)

G-CERAM ZF
Zirconia-Ceramic (cirkon vázhoz)

- Nem szintetikus, kiváló fény-optikai tulajdonságú, természetes földpát-porcelán por
- Szintetikus anyag utáni használata is problémamentes.
- Zsugorodása nagyon jó
- A transzparencia szép, életszerű
- Az anyag színe és kezelése megfelelő és könnyű
- A fogszín a Vita™ fogszínkulccsal teljesen kompatibilis
- Az előnye még az alacsony hőfokon való égetés



AKCIÓ!

50g Dentine

9 990 Ft