


*D<sub>3</sub>*

Dental Equipment / Sprzęt stomatologiczny





Zapytaj o cenę

# Falcon K-Series 1 Year Guarantee / Rok gwarancji

**High speed air turbine fibre optic handpieces**  
**Końcówki stomatologiczne (turbiny) szybkoobrotowe**  
**pneumatyczne z podświetleniem**

Ceramic bearings  
Quiet operation  
Perfect balance  
Anti-retraction valve  
Push button chuck  
Quick coupling fitting

Łożyska ceramiczne  
Cicha praca  
Małe wibracje  
Zawór anti-retrakcyjny  
Wymiana wiertel za pomocą przycisku  
Wymagana szybkołączka



DQ.2100.00



DQ.2100.25



Fully autoclavable  
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

**Specifications / Specyfikacja**

Code Kod	Head Główka	Head size Rozmiar głowicy	Maximum speed Maksymalna prędkość	Cooling Aerozol	Bur size Rozmiar wiertel
DQ.2100.00	Torque / Tork	14.6 mm	300,000~ 380,000 R.P.M.	4-Spray / Poczworny	Ø 1.59 ~ 1.60 mm , Length / Długość : Standard FG
DQ.2100.25	Mini / Mini	12.6 mm	300,000~ 380,000 R.P.M.	Single / Pojedynczy	Ø 1.59 ~ 1.60 mm , Length / Długość : Standard FG

**Quick swivel coupling**  
Szybkołączka



DQ.2525.00

**Fibre optic system**  
System podświetlenia



DQ.2610.00

2 handpieces output unit  
Możliwość podłączenia 2 końcówek  
Transformer / Zasilacz

**Silicone tubing for fibre optic handpieces**  
Przewód silikonowy do końcówek z podświetleniem



DQ.2600.06

2,8 meters with adapter  
2,8 m długość z łącznikiem





# Falcon

## N-Series

1 Year Guarantee / Rok gwarancji

High speed air turbine handpieces

Końcówki stomatologiczne (turbiny) szybkoobrotowe pneumatyczne



Ceramic bearings / Łożyska ceramiczne

Quiet operation / Cicha praca

Perfect balance / Małe wibracje



Fully autoclavable

Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Spare parts are available, please ask for details  
Dostępne części zamienne, pytaj o szczegóły

# Falcon N-Series

Torque head handpieces / Końcówki stomatologiczne główka Torque



Zapytaj o cenę

Torque head / Główna Torque

- Anti-retraction valve
- Ceramic bearings
- Push button chuck
- Quick coupling fitting
- Zawór anty-retrakcyjny
- Łożyska ceramiczne
- Wymiana wiertel za pomocą przycisku
- Wymagana szybkozłączka



DQ.2200.00 Mini head / Główna Mini



DQ.2225.00 Standard head / Główna Standard

Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar główki	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Length Długość	Single-spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2200.00	∅ 11.2 mm	13.2mm	2.0-2.5 kg / cm <sup>2</sup> ; (0.2-0.25 Mpa)	320,000-420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2225.00	∅ 13.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm <sup>2</sup> ; (0.2-0.25 Mpa)	300,000-350,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓

Quick swivel couplings  
Szybkozłączki

- Anti-retraction valve
- 360° swivels
- Fully autoclavable

- Zawór anty-retrakcyjny
- Możliwość obrotu 360°
- Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami



DQ.2500.02  
2-holes Borden  
złącze 2-otworowe Borden



DQ.2500.04  
4-holes Midwest  
złącze 4-otworowe Midwest



Zapytaj o cenę

# Falcon N-Series 1 Year Guarantee / Rok gwarancji

## Standard head handpieces / Końcówki stomatologiczne główka Standard

**Standard Torque, push button chuck**  
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku



DQ.2325.00 Standard head / Główka Standard

- Anti-retraction valve
- Ceramic bearings
- Quick coupling fitting



**Standard Torque, wrench type chuck**  
Główka Standard, mocowanie wiertel za pomocą klucza



DQ.2375.00 Standard head / Główka Standard

- Zawór anti-retrakcyjny
- Łożyska ceramiczne
- Wymagana szybkozłączka



**Standard Torque, push button chuck, ceramic bearing**  
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku, łożyska ceramiczne



DQ.2425.02 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden  
DQ.2425.04 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest  
Standard Head / Główka Standard

**Standard Torque, wrench type chuck, ceramic bearing**  
Główka Standard, mocowanie wiertel za pomocą klucza, łożyska ceramiczne



DQ.2475.02 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden  
DQ.2475.04 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest  
Standard Head / Główka Standard

### Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar głowicy	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Length Długość	Single-spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2325.00	∅ 11.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm <sup>2</sup> ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 ~ 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2375.00	∅ 10.2 mm	13.6mm	2.0-2.5 kg / cm <sup>2</sup> ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 ~ 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2425.02	∅ 11.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm <sup>2</sup> ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 ~ 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2425.04	∅ 11.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm <sup>2</sup> ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 ~ 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2475.02	∅ 10.2 mm	13.2 mm	2.0-2.5 kg / cm <sup>2</sup> ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 ~ 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2475.04	∅ 10.2 mm	13.2 mm	2.0-2.5 kg / cm <sup>2</sup> ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 ~ 1.60 mm	Standard	✓

**Silicone handpiece tubing, 2-holes Borden**  
Przewód silikonowy do końcówek, złącze 2 otworowe Borden



135° C Autoclavable  
Możliwość sterylizacji w autoklawie

DQ.2600.02  
2,8 meters with adapter  
2,8 m długość z łącznikiem

**Silicone handpiece tubing, 4-holes Midwest**  
Przewód silikonowy do końcówek, złącze 4 otworowe Midwest



135° C Autoclavable  
Możliwość sterylizacji w autoklawie

DQ.2600.04  
2,8 meters with adapter  
2,8 m długość z łącznikiem





**Contra angle handpiece 1:1, push button chuck**  
**Kątница z przełożeniem 1:1, wymiana wiertel za pomocą przycisku**



Fully autoclavable  
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar głowicy	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Single-spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2800.00	∅ 8 mm	13.7 mm	2.0-2.5 kg / cm <sup>2</sup> ; (0.2- 0.25 Mpa)	35000 R.P.M.	∅ 2.35 mm	✓

**Low speed straight handpiece 1:1**  
**Kątница z przełożeniem 1:1**



Fully autoclavable  
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar głowicy	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Single-spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2800.01				35000 R.P.M.	2.35mm HP	✓

**Microblaster for extraoral use**  
**Piaskarka do użytku zewnętrznego**

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



DQ.3005.01

**3-1 Air water syringes and accessories**  
**Dmuchawki wodno-powietrzne trójdrożne i akcesoria**

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



DQ.2705.00  
Complete with tip  
Komplet z końcówką

**Polyurethane tube for air water syringe, 2-holes**  
**Poliuretanowy przewód do dmuchawek, 2-otworowy**



DQ.2710.02  
2 meters long / 2 m długości



DQ.2700.00  
Complete with 2 tips  
Komplet z 2 końcówkami



**Air polisher handpieces / Piaskarki**

- For intraoral use
- Light weight and ergonomic design
- Detachable nozzle
- Do użytku wewnątrz jamy ustnej
- Lekka waga i ergonomiczny kształt
- Wymienna końcówka

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



Manual cleaning and cold sterilization only  
Czyszczenie ręczne i sterylizacja na zimno



**P-Mate-II**


DQ.3000.06 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden  
DQ.3000.08 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest



**P-Mate-I**

DQ.3000.02 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden  
DQ.3000.04 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest

**3-1 Air water syringe tips**  
**Końcówki do dmuchawek**



DQ.2707.00



DQ.2708.00  
Disposable / Jednorazowe

**Polishing powder for P-Mate handpieces**  
**Piasek do piaskarki stomatologicznej**



DQ.3001.01 Lemon / Cytrynowy  
DQ.3001.02 Mint / Miętowy  
DQ.3001.03 Strawberry / Truskawkowy  
130 g

**Handpiece lubricant spray**  
**Olej do konserwacji końcówek**



DQ.2101.00  
500ml



DQ.2101.01  
500ml



DQ.2101.02  
500ml

**Sealing machine and accessories**  
**Zgrzewarka i akcesoria**

1 year guarantee for equipment, heating element or other parts may need replacement depending on frequency of use or misuse.

1 rok gwarancji – dotyczy wad fabrycznych zgrzewarki. Elementy wymienne do zgrzewania nie są objęte gwarancją.

- Sealing width 10 mm
- Maximum width of sealing 200 mm
- Szerokość zgrzewu 10 mm
- Maksymalna szerokość rękawa 200 mm



DQ.9000.00  
Complete with roll stand and working table  
Komplet zawiera stojak na rękaw i stolik



DQ.9000.01

**Spittoon filter**  
**Sitko z przykrywką do sopluczek**



DQ.9100.00

Code / Kod	Product / Produkt
DQ.9000.02	Roll stand only / Stojak na rękaw
DQ.9000.03	Worktable only / Stolik
DQ.9000.04	Heating element / Paski do zgrzewu
DQ.9000.05	Cutting blade and handle / Nóż obcinający z uchwytem
DQ.9000.06	Teflon sealing tape / Taśma teflonowa
DQ.9000.07	Upper rubber strip / Listwa gumowa górna



#### **Biuro i Magazyn**

**Falcon Medical Polska sp z o.o.**  
93-575 Łódź, ul. Rembelińskiego 1/7  
Poland  
Tel: +48 42 630 99 72  
Fax: +48 42 630 99 73  
[www.falconmedical.pl](http://www.falconmedical.pl)

#### **Sklep firmowy**

**Sklep Stomatologiczno Medyczny**  
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź  
Poland  
Tel: +48 42 632 20 01  
Fax: +48 42 632 20 01