

*D14*

Orthodontics / Ortodoncja



# FREE

Slide self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

Free slide self Ligating are passive Self Ligating brackets system. The easy sliding door make the ligating much easier. To change one set of archwires can take less than one minute and passive mechanical design can provide the lowest friction . Free slide SL brackets make the orthodontic treatment easy and affective.



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.


Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
5 x 5	on 3 / na 3	Slot .022"



# FREE

Clip self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

It's made of hard 17-4 stainless steel metal, MIM advanced technology. Newest aesthetic design metal brackets, with Interactive Self-Ligating Clip, Contoured appearance for maximum comfort!



Nickel Free  
Bezniklowe

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
5 x 5	on 3 / na 3	Slot .022"



# DISGUISE

Lingual bracket system / Zamki lingwalne

Lingual brackets are our second generation invisible lingual orthodontic treatment. Ling-2 system is made with CNC technology and hard stainless steel metal. Ling-2 brackets are most effective Lingual brackets system in the market and need professional skill to operate.




Single patient kits, 28 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 28 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Edgewise	
7 x 7	X	Slot .018"	Slot .022"
		DO.1808.00	DO.1818.00



Nickel Free  
Bezniklowe








# MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base  
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,  
która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Single patient kits, 28 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 28 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth	MBT
		Slot .022"	Slot .022"
7 x 7	on 3 / na 3	DO.0319.01	DO.0369.01

# MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base  
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,  
która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	Roth	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0308.00	DO.0318.00
5 x 5	3	DO.0308.01	DO.0318.01
5 x 5	3,4,5	DO.0308.03	DO.0318.03

Roth System / System Rotha

Maxillary Szczeka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	Each / Sztuka	
					.018"	.022"
● UR 1	+12°	+5°	3.0	0.6	DO.0300.10	DO.0310.10
● UL 1					DO.0301.10	DO.0310.20
● UR 2	+8°	+9°	2.6	1.1	DO.0300.20	DO.0311.10
● UL 2					DO.0301.20	DO.0311.20
● UR 3					DO.0300.30	DO.0310.30
● UL 3	-2°	+13°	2.8	0.6	DO.0301.30	DO.0311.30
● UR 3 (hook / haczyk)					DO.0300.31	DO.0310.31
● UL 3 (hook / haczyk)	-2°	+13°	2.8	0.6	DO.0301.31	DO.0311.31
● UR 4/5					DO.0300.40	DO.0310.40
● UL 4/5	-7°	0°	2.6	0.6	DO.0301.40	DO.0311.40
● UR 4/5 (hook / haczyk)					DO.0300.41	DO.0310.41
● UL 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.6	0.6	DO.0301.41	DO.0311.41

Falcon's version of Roth is not implied to be an exact version of any other system,  
nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular Żuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	Each / Sztuka	
					.018"	.022"
● Universal 1/2	-1°	0°	2.4	1.0	DO.0303.10	DO.0313.10
● LR 3					DO.0303.30	DO.0313.30
● LL 3	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0304.30	DO.0314.30
● LR 3 (hook / haczyk)					DO.0303.31	DO.0313.31
● LL 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0304.31	DO.0314.31
● LR 4					DO.0303.40	DO.0313.40
● LL 4	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0304.40	DO.0314.40
● LR 4 (hook / haczyk)					DO.0303.41	DO.0313.41
● LL 4 (hook / haczyk)	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0304.41	DO.0314.41
● LR 5					DO.0303.50	DO.0313.50
● LL 5	-22°	0°	2.6	0.6	DO.0304.50	DO.0314.50
● LR 5 (hook / haczyk)					DO.0303.51	DO.0313.51
● LL 5 (hook / haczyk)	-22°	0°	2.6	0.6	DO.0304.51	DO.0314.51





# MINI GEM


Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base  
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką, która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	Edgewise	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0338.00	DO.0348.00
5 x 5	3	DO.0338.01	DO.0348.01
5 x 5	3,4,5	DO.0338.03	DO.0348.03

Mandibular Żuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1/2	-1°	0°	2.4	1.0	DO.0333.10	DO.0343.10
Universal 3	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0333.30	DO.0343.30
LR 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0333.31	DO.0343.31
LL 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0334.31	DO.0344.31
Universal 4/5	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0333.40	DO.0343.40
LR 4/5 (hook / haczyk)	17°	0°	2.6	0.6	DO.0333.41	DO.0343.41
LL 4/5 (hook / haczyk)	17°	0°	2.6	0.6	DO.0334.41	DO.0344.41



Edgewise System / System Edgewise

Each / Sztuka

Maxillary Szczeka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1	0°	0°	3.0	0.65	DO.0330.10	DO.0340.10
Universal 2	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.20	DO.0340.20
Universal 3	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.30	DO.0340.30
UR 3 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.31	DO.0340.31
UL 3 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0331.31	DO.0341.31
Universal 4/5	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.40	DO.0340.40
UR 4/5 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.41	DO.0340.41
UL 4/5 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0331.41	DO.0341.41

# MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base  
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką, która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type Typ	Hook Haczyk	MBT	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0358.00	DO.0368.00
5 x 5	3	DO.0358.01	DO.0368.01
5 x 5	3,4,5	DO.0358.03	DO.0368.03



Mclaughlin, Benett and Trevisi System

Each / Sztuka

	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
● UR 1 ● Maxillary ● Szczeka	+17°	+4°	3.4	0.6	DO.0350.10	DO.0360.10
● UL 2	+17°	+4°	2.8	1.0	DO.0350.20	DO.0360.20
● UR 3	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0351.30	DO.0361.30
● UL 3	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0351.31	DO.0361.31
● UR 3 (hook / haczyk)	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0350.31	DO.0360.31
● UL 3 (hook / haczyk)	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0351.31	DO.0361.31
● UR 4/5	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0350.40	DO.0360.40
● UL 4/5	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0351.40	DO.0361.40
● UR 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0350.41	DO.0360.41
● UL 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0351.41	DO.0361.41

Mandibular Żuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
● Universal 1/2	-6°	0°	2.4	1.0	DO.0353.10	DO.0363.10
● LR 3	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0353.30	DO.0363.30
● LL 3	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0354.30	DO.0364.30
● LR 3 (hook / haczyk)	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0353.31	DO.0363.31
● LL 3 (hook / haczyk)	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0354.31	DO.0364.31
● LR 4	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0353.40	DO.0363.40
● LL 4	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0354.40	DO.0364.40
● LR 4 (hook / haczyk)	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0353.41	DO.0363.41
● LL 4 (hook / haczyk)	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0354.41	DO.0364.41
● LR 5	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0353.50	DO.0363.50
● LL 5	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0354.50	DO.0364.50
● LR 5 (hook / haczyk)	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0353.51	DO.0363.51
● LL 5 (hook / haczyk)	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0354.51	DO.0364.51

Falcon's version of Mclaughlin, Benett and Trevisi System is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of the doctors.



# MARK I

Nickel free one piece MIM bracket system  
Zamki bezniklowe z jednego kawałka metalu  
Wykonane metodą wtryskową MIM



Nickel Free  
Bezniklowe



Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	D0.0108.01	D0.0118.01
5 x 5	3, 4, 5	D0.0108.03	D0.0118.03




# MARK II

Nickel free two piece bracket system, laser welded  
Zamki bezniklowe z dwóch kawałków metalu  
Zgrzewane laserowo



Nickel Free  
Bezniklowe



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	D0.0208.01	D0.0218.01
5 x 5	3, 4, 5	D0.0208.03	D0.0218.03







**One piece MIM, twin design bracket system**  
Zamki Twin MIM z jednego kawałka metalu



**Metal injection molded (MIM)**  
One piece, metal injection molded from high grade stainless steel alloy.  
Highly resistant to corrosion  
**Mesh bonding pad**  
Provides maximum retention  
**Ultra low profile**  
For added patient comfort  
**Torque-in-base**  
**Metal Injection Molded (MIM)**  
Zamki z jednego kawałka najwyższego jakościowo metalu wykonane metodą wtryskową MIM. Niezwykle odporne na korozję.  
**Podstawa pokryta siateczką**  
Zapewniona maksymalna retencja  
**Bardzo niski profil**  
Dla polepszenia komfortu pacjenta  
**Tork w podstawie**

each / sztuka



**Roth System / System Rotha**

Turbo II brackets are also available in following perscriptions on special orders / Zamki Turbo II są dostępne w następujących systemach na specjalne zamówienie  
Roth 'V' Slot, Ricketts/Hilgers, standard Edgewise and MBT

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
	Right / Yellow Prawa / Żółty 1 FDI 11	+12°	+5°	3.5	D0.0500.10	D0.0510.10
	Left / Red Lewa / Czerwony 1 FDI 21	+12°	+5°	3.5	D0.0501.10	D0.0511.10
	Right / Yellow Prawa / Żółty 2 FDI 12	+8°	+9°	3.0	D0.0500.20	D0.0510.20
	Left / Red Lewa / Czerwony 2 FDI 22	+8°	+9°	3.0	D0.0501.20	D0.0511.20
	Right / Yellow Prawa / Żółty 3 FDI 13	+0°	+11°	3.5	D0.0500.31	D0.0510.31
	Left / Red Lewa / Czerwony 3 FDI 23	+0°	+11°	3.5	D0.0501.31	D0.0511.31
	Right / Yellow Prawa / Żółty 3 FDI 13	+0°	+11°	3.5	D0.0500.30	D0.0510.30
	Left / Red Lewa / Czerwony 3 FDI 23	+0°	+11°	3.5	D0.0501.30	D0.0511.30
	Right / Yellow Prawa / Żółty 5, 4 FDI 14, 15	-7°	0°	3.0	D0.0500.41	D0.0510.41
	Left / Red Lewa / Czerwony 4, 5 FDI 24, 25	-7°	0°	3.0	D0.0501.41	D0.0511.41
	Right / Yellow Prawa / Żółty 5, 4 FDI 14, 15	-7°	0°	3.0	D0.0500.40	D0.0510.40
	Left / Red Lewa / Czerwony 4, 5 FDI 24, 25	-7°	0°	3.0	D0.0501.40	D0.0511.40

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
	Universal Uniwersalna FDI 31, 32, 41, 42 2,1   1,2	0°	0°	2.5	D0.0503.10	D0.0513.10
	Right / Black Prawa / Czarny FDI 43 3	-11°	+5°	3.0	D0.0503.31	D0.0513.31
	Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 33 3	-11°	+5°	3.0	D0.0504.31	D0.0514.31
	Right / Black Prawa / Czarny FDI 43 3	-11°	+5°	3.0	D0.0503.30	D0.0513.30
	Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 33 3	-11°	+5°	3.0	D0.0504.30	D0.0514.30
	Right / Black Prawa / Czarny FDI 44 4	-17°	0°	3.0	D0.0503.41	D0.0513.41
	Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 34 4	-17°	0°	3.0	D0.0504.41	D0.0514.41
	Right / Black Prawa / Czarny FDI 44 4	-17°	0°	3.0	D0.0503.40	D0.0513.40
	Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 34 4	-17°	0°	3.0	D0.0504.40	D0.0514.40
	Right / Black Prawa / Czarny FDI 45 5	-22°	0°	3.0	D0.0503.51	D0.0513.51
	Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 35 5	-22°	0°	3.0	D0.0504.51	D0.0514.51
	Right / Black Prawa / Czarny FDI 45 5	-22°	0°	3.0	D0.0503.50	D0.0513.50
	Left / Blue Lewa / Niebieski FDI 35 5	-22°	0°	3.0	D0.0504.50	D0.0514.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	D0.0508.00	D0.0518.00
5 x 5	3	D0.0508.01	D0.0518.01
5 x 5	3, 4, 5	D0.0508.03	D0.0518.03



**Brackets organizer**  
Organizer na zamki



DO.1992.00  
for 20 sets of brackets  
mięsi 20 zestawów





# Ceramika

CERAMIC BRACKET SYSTEM

## Ceramic bracket system Zamki ceramiczne

- Made of 99.9% pure Polycrystalline Alumina
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets

- Najwyższej jakości materiał 99,9% glinki polikrystalicznej
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe











### Identification System












### Roth System / System Rotha

each / sztuka

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy	1 FDI 11	+12°	+5°	3.9	DO.1200.10	DO.1210.10
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy	1 FDI 21	+12°	+5°	3.9	DO.1201.10	DO.1211.10
 Right / Green Prawa / Zielony	2 FDI 12	+8°	+9°	3.4	DO.1200.20	DO.1210.20
 Left / Green Lewa / Zielony	2 FDI 22	+8°	+9°	3.4	DO.1201.20	DO.1211.20
 Right / Red Prawa / Czerwony	3 FDI 13	+0°	+11°	3.4	DO.1200.30	DO.1210.30
 Left / Red Lewa / Czerwony	3 FDI 23	+0°	+11°	3.4	DO.1201.30	DO.1211.30
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski	5, 4   4, 5 FDI 14, 15, 24, 25	-7°	0°	3.3	DO.1200.40	DO.1210.40
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski	5, 4   4, 5 FDI 14, 15, 24, 25	-7°	0°	3.3	DO.1200.40	DO.1210.40

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

each / sztuka

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .022"	
 Universal Uniwersalna	FDI 31,32,41,42 2,1   1,2	0°	0°	2.8	DO.1203.10	DO.1213.10
 Right / Yellow Prawa / Żółty	FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.1203.30	DO.1213.30
 Left / Yellow Lewa / Żółty	FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.1204.30	DO.1214.30
 Right / Yellow Prawa / Żółty	FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.1203.30	DO.1213.30
 Left / Yellow Lewa / Żółty	FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.1204.30	DO.1214.30
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy	FDI 34,44 4   4	-17°	0°	3.4	DO.1203.40	DO.1213.40
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy	FDI 34,44 4   4	-17°	0°	3.4	DO.1203.40	DO.1213.40
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny	FDI 35,45 5   5	-22°	0°	3.4	DO.1203.50	DO.1213.50
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny	FDI 35,45 5   5	-22°	0°	3.4	DO.1203.50	DO.1213.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.


Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	X	DO.1208.00	DO.1218.00
5 x 5	3	DO.1208.01	DO.1218.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1208.03	DO.1218.03





## CERAMIKA-I

Ceramic bracket system / Zamki ceramiczne




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha		MBT / MBT	
		Slot .018"	Slot .022"	Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1008.01	DO.1018.01	DO.1009.01	DO.1019.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1008.03	DO.1018.03	DO.1009.03	DO.1019.03



## CERAMIKA-II

Ceramic bracket system / Zamki ceramiczne



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.


Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha		MBT / MBT	
		Slot .018"	Slot .022"	Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1108.01	DO.1118.01	DO.1109.01	DO.1119.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1108.03	DO.1118.03	DO.1109.03	DO.1119.03





## CERAMIKA-III

Ceramic bracket system with nickel free metal slot  
Zamki ceramiczne z metalowym slotem bez niklu




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1308.01	DO.1318.01



## AQUA

Transparent aesthetic bracket system  
Zamki kosmetyczne transparentne



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1408.01	DO.1418.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1408.03	DO.1418.03



# Komposito


COMPOSITE BRACKET SYSTEM

## Composite bracket system / Zamki kompozytowe

- Made of medical grade Polyurethane
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets
- Niezwykłą wytrzymałość zawdzięczają poliuretanowi
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe



each / sztuka



## Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque	Angle	Width(mm)	Slot .018"	Slot .022"	
		Tork	Angulacja	Szerokość			
	Right / Orange Prawo / Pomarańczowy	1	+12°	+5°	3.9	DO.0900.10	DO.0910.10
	Left / Orange Lewa / Pomarańczowy	1	+12°	+5°	3.9	DO.0901.10	DO.0911.10
	Right / Green Prawo / Zielony	2	+8°	+9°	3.4	DO.0900.20	DO.0910.20
	Left / Green Lewa / Zielony	2	+8°	+9°	3.4	DO.0901.20	DO.0911.20
	Right / Red Prawo / Czerwony	3	+0°	+11°	3.4	DO.0900.31	DO.0910.31
	Left / Red Lewa / Czerwony	3	+0°	+11°	3.4	DO.0901.31	DO.0911.31
	Right / Red Prawo / Czerwony	3	+0°	+11°	3.4	DO.0900.30	DO.0910.30
	Left / Red Lewa / Czerwony	3	+0°	+11°	3.4	DO.0901.30	DO.0911.30
	Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski	5, 4   4, 5	-7°	0°	3.3	DO.0900.41	DO.0910.41
	Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski	5, 4   4, 5	-7°	0°	3.3	DO.0900.40	DO.0910.40

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque	Angle	Width(mm)	Slot .018"	Slot .022"	
		Tork	Angulacja	Szerokość			
	Universal / Universalna	FDI 31,32,41,42 2,1   1,2	0°	0°	2.8	DO.0903.10	DO.0913.10
	Right / Yellow Prawo / Żółty	FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.0903.31	DO.0913.31
	Left / Yellow Lewa / Żółty	FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.0904.31	DO.0914.31
	Right / Yellow Prawo / Żółty	FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.0903.30	DO.0913.30
	Left / Yellow Lewa / Żółty	FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.0904.30	DO.0914.30
	Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy	FDI 34,44 4   4	-17°	0°	3.4	DO.0903.41	DO.0913.41
	Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy	FDI 34,44 4   4	-17°	0°	3.4	DO.0903.40	DO.0913.40
	Universal / Black Uniwersalna / Czarny	FDI 35,45 5   5	-22°	0°	3.4	DO.0903.51	DO.0913.51
	Universal / Black Uniwersalna / Czarny	FDI 35,45 5   5	-22°	0°	3.4	DO.0903.50	DO.0913.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0908.00	DO.0918.00
5 x 5	3	DO.0908.01	DO.0918.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.0908.03	DO.0918.03







# RAV COMPOSITE BRACKET SYSTEM











## Composite bracket system Zamki kompozytowe

- Made of high quality composite
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets
- Also available in Standard Edgewise system, please ask for details

- Zamki wykonane z wysokiej jakości kompozytu
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe
- Dostępne również w wersji Standard Edgewise










### Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Black Prawa / Czarny 1 FDI 11	Centrals Siekacze centralne	+12°	+5°	3.6	DO.0800.10	DO.0810.10
 Left / Black Lewa / Czarny 1 FDI 21		+12°	+5°	3.6	DO.0801.10	DO.0811.10
 Right / Red Prawa / Czerwony 2 FDI 12	Laterals Siekacze boczne	+8°	+9°	3.2	DO.0800.20	DO.0810.20
 Left / Red Lewa / Czerwony 2 FDI 22		+8°	+9°	3.2	DO.0801.20	DO.0811.20
 Right / Green Prawa / Zielony 3 FDI 13	Cuspids with hooks Kły z haczykiem	0°	+11°	3.5	DO.0800.31	DO.0810.31
 Left / Green Lewa / Zielony 3 FDI 23		0°	+11°	3.5	DO.0801.31	DO.0811.31
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy 5, 4 FDI 14, 15	Bicuspids with hooks Przedtrzonowce z haczykiem	-7°	0°	3.2	DO.0800.41	DO.0810.41
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy 4, 5 FDI 24, 25		-7°	0°	3.2	DO.0801.41	DO.0811.41

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.



Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal / Yellow Uniwersalna / Żółty FDI 31,32,41,42 2,1   1,2	Anteriors Siekacze	0°	0°	3.0	DO.0803.10	DO.0813.10
 Right / Purple Prawa / Fiolet FDI 43 3	Cuspids with hooks Kły z haczykiem	-11°	+5°	3.5	DO.0803.31	DO.0813.31
 Left / Purple Lewa / Fiolet FDI 33 3		-11°	+5°	3.5	DO.0804.31	DO.0814.31
 Right / Brown Prawa / Brązowy FDI 44 4	1st Bicuspids with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 1	-17°	0°	3.2	DO.0803.41	DO.0813.41
 Left / Brown Lewa / Brązowy FDI 34 4		-17°	0°	3.2	DO.0804.41	DO.0814.41
 Right / Navy blue Prawa / Granatowy FDI 45 5	2nd Bicuspids with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 2	-22°	0°	3.2	DO.0803.51	DO.0813.51
 Left / Navy blue Lewa / Granatowy FDI 35 5		-22°	0°	3.2	DO.0804.51	DO.0814.51



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3, 4, 5	DO.0808.03	DO.0818.03

### Stackable brackets organizer Kaseta do zamków



DO.1995.00  
with 4 disposable bonding trays with mixing wells  
z 4 jednorazowe podstawki do zamków z miejscem do mieszania



# Sure-Fit

Upper 1st Molar bands size chart



Sure-Fit	3M Unitek Victory Series	GAC-SnapFit	Dentaurum-Dentaform	Ortho Technology
x	x	x	x	30
x	x	x	x	30.5
31	31	3	8	31
31.5	31.5	4	x	31.5
32	32	5	9	32
32.5	32.5	6	10	32.5
33	33	7	11	33
33.5	33.5	8	12	33.5
34	34	9	13	34
34.5	34.5	10	14	34.5
35	35	11	16	35
35.5	35.5	12	17	35.5
36	36	13	18	36
36.5	36.5	14	19	36.5
37	37	15	x	x
37.5	37.5	16	22	x
38	38	17	23	x
38.5	38.5	18	24	x
39	39	19	25	x
39.5	39.5	20	27	x
40	40	21	x	x
40.5	40.5	22	28	x
41	41	23	x	x
41.5	41.5	24	32	x
42	42	25	x	x
42.5	42.5	26	x	x
43	43	27	x	x
43.5	43.5	28	x	x
44	44	29	x	x
44.5	44.5	30	x	x

# Sure-Fit

Lower 1st Molar bands size chart



Sure-Fit	3M Unitek Victory Series	GAC-SnapFit	Dentaurum-Dentaform	Ortho Technology
30	30	x	x	30
30.5	30.5	2	x	30.5
31	31	x	8	31
31.5	31.5	x	x	31.5
32	32	x	9	32
32.5	32.5	x	10	32.5
33	33	x	11	33
33.5	33.5	x	12	33.5
34	34	x	13	34
34.5	34.5	x	14	34.5
35	35	x	16	35
35.5	35.5	7	17	35.5
36	36	8	18	36
36.5	36.5	9	19	36.5
37	37	15	x	x
37.5	37.5	16	22	x
38	38	17	23	x
38.5	38.5	18	24	x
39	39	19	25	x
39.5	39.5	20	27	x
40	40	21	x	x
40.5	40.5	22	28	x
41	41	23	x	x
41.5	41.5	24	32	x
42	42	25	x	x
42.5	42.5	26	x	x
43	43	27	x	x
43.5	43.5	28	x	x
x	x	29	x	x
x	x	30	x	x





# Sure-Fit

1st Molar bands plain / Pierścienie gładkie na pierwsze trzonowce

each / sztuka

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia

Fast, placement and accurate fit

Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie

Micro-Etched interior surface / Mikrowytrawiona wewnętrzna powierzchnia

For increased bond strength

Zapewnia maksymalne utrzymanie

Ideally hardened stainless steel, for easy contouring

Doskonale zahartowanie materiału, z którego wykonane

są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba

Rounded edges / Zawinięte brzegi

No sharp edges for patient comfort

Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta

Permanent laser marking / Trwałe laserowe oznakowanie

For easy identification

Zapewnia łatwą identyfikację



Band Size / Rozmiar	Upper Left / Góra lewa	Upper Right / Góra prawa	Lower Left / Dół lewy	Lower Right / Dół prawy
30	x	x	DO.2020.04	DO.2030.04
30.5	x	x	DO.2020.05	DO.2030.05
31	DO.2000.06	DO.2010.06	DO.2020.06	DO.2030.06
31.5	DO.2000.07	DO.2010.07	DO.2020.07	DO.2030.07
32	DO.2000.08	DO.2010.08	DO.2020.08	DO.2030.08
32.5	DO.2000.09	DO.2010.09	DO.2020.09	DO.2030.09
33	DO.2000.10	DO.2010.10	DO.2020.10	DO.2030.10
33.5	DO.2000.11	DO.2010.11	DO.2020.11	DO.2030.11
34	DO.2000.12	DO.2010.12	DO.2020.12	DO.2030.12
34.5	DO.2000.13	DO.2010.13	DO.2020.13	DO.2030.13
35	DO.2000.14	DO.2010.14	DO.2020.14	DO.2030.14
35.5	DO.2000.15	DO.2010.15	DO.2020.15	DO.2030.15
36	DO.2000.16	DO.2010.16	DO.2020.16	DO.2030.16
36.5	DO.2000.17	DO.2010.17	DO.2020.17	DO.2030.17
37	DO.2000.18	DO.2010.18	DO.2020.18	DO.2030.18
37.5	DO.2000.19	DO.2010.19	DO.2020.19	DO.2030.19
38	DO.2000.20	DO.2010.20	DO.2020.20	DO.2030.20
38.5	DO.2000.21	DO.2010.21	DO.2020.21	DO.2030.21
39	DO.2000.22	DO.2010.22	DO.2020.22	DO.2030.22
39.5	DO.2000.23	DO.2010.23	DO.2020.23	DO.2030.23
40	DO.2000.24	DO.2010.24	DO.2020.24	DO.2030.24
40.5	DO.2000.25	DO.2010.25	DO.2020.25	DO.2030.25
41	DO.2000.26	DO.2010.26	DO.2020.26	DO.2030.26
41.5	DO.2000.27	DO.2010.27	DO.2020.27	DO.2030.27
42	DO.2000.28	DO.2010.28	DO.2020.28	DO.2030.28
42.5	DO.2000.29	DO.2010.29	DO.2020.29	DO.2030.29
43	DO.2000.30	DO.2010.30	DO.2020.30	DO.2030.30
43.5	DO.2000.31	DO.2010.31	DO.2020.31	DO.2030.31
44	DO.2000.32	DO.2010.32	x	x
44.5	DO.2000.33	DO.2010.33	x	x

## 1st Molar bands kits

Custom made kits are available on special order

Buy 400 bands custom kit and get bands organizer Free

## Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce

Zestawy również na indywidualne zamówienie

Przy zakupie 400 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Free  
Gratis

## Stackable bands organizer Organizer do pierścieni



DO.2000.00  
Set of 4 cassettes  
Zestaw zawiera 4 kasety



## Sure-Fit


### 1st Molar pre-welded bands

#### Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami i wejściami na łuk podniebienny

Pre-welded bands offer convenience and time saving  
Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need  
Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

#### Maxillary / Szczeka



each / sztuka



NEW

Option 1.1 / Wersja 1.1



Band / Pierścień

Non-convertible single buccal tube .022"

Niezamienna pojedyncza rurka .022"

Lingual Sheath  
Rurka językowa

Option 2.1 / Wersja 2.1



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube, occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzstęznego od strony płaszczyny zgryzowej .022"

Lingual Sheath  
Rurka językowa

Option 3.1 / Wersja 3.1



Band / Pierścień

Convertible triple buccal tube, occlusal headgear tube .022"

Rurka potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzstęznego od strony płaszczyny zgryzowej .022"

Lingual Sheath  
Rurka językowa

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2061.06	RU31	DO.2071.06
LU31.5	DO.2061.07	RU31.5	DO.2071.07
LU32	DO.2061.08	RU32	DO.2071.08
LU32.5	DO.2061.09	RU32.5	DO.2071.09
LU33	DO.2061.10	RU33	DO.2071.10
LU33.5	DO.2061.11	RU33.5	DO.2071.11
LU34	DO.2061.12	RU34	DO.2071.12
LU34.5	DO.2061.13	RU34.5	DO.2071.13
LU35	DO.2061.14	RU35	DO.2071.14
LU35.5	DO.2061.15	RU35.5	DO.2071.15
LU36	DO.2061.16	RU36	DO.2071.16
LU36.5	DO.2061.17	RU36.5	DO.2071.17
LU37	DO.2061.18	RU37	DO.2071.18
LU37.5	DO.2061.19	RU37.5	DO.2071.19
LU38	DO.2061.20	RU38	DO.2071.20
LU38.5	DO.2061.21	RU38.5	DO.2071.21
LU39	DO.2061.22	RU39	DO.2071.22
LU39.5	DO.2061.23	RU39.5	DO.2071.23
LU40	DO.2061.24	RU40	DO.2071.24
LU40.5	DO.2061.25	RU40.5	DO.2071.25
LU41	DO.2061.26	RU41	DO.2071.26
LU41.5	DO.2061.27	RU41.5	DO.2071.27
LU42	DO.2061.28	RU42	DO.2071.28
LU42.5	DO.2061.29	RU42.5	DO.2071.29
LU43	DO.2061.30	RU43	DO.2071.30
LU43.5	DO.2061.31	RU43.5	DO.2071.31
LU44	DO.2061.32	RU44	DO.2071.32
LU44.5	DO.2061.33	RU44.5	DO.2071.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2062.06	RU31	DO.2072.06
LU31.5	DO.2062.07	RU31.5	DO.2072.07
LU32	DO.2062.08	RU32	DO.2072.08
LU32.5	DO.2062.09	RU32.5	DO.2072.09
LU33	DO.2062.10	RU33	DO.2072.10
LU33.5	DO.2062.11	RU33.5	DO.2072.11
LU34	DO.2062.12	RU34	DO.2072.12
LU34.5	DO.2062.13	RU34.5	DO.2072.13
LU35	DO.2062.14	RU35	DO.2072.14
LU35.5	DO.2062.15	RU35.5	DO.2072.15
LU36	DO.2062.16	RU36	DO.2072.16
LU36.5	DO.2062.17	RU36.5	DO.2072.17
LU37	DO.2062.18	RU37	DO.2072.18
LU37.5	DO.2062.19	RU37.5	DO.2072.19
LU38	DO.2062.20	RU38	DO.2072.20
LU38.5	DO.2062.21	RU38.5	DO.2072.21
LU39	DO.2062.22	RU39	DO.2072.22
LU39.5	DO.2062.23	RU39.5	DO.2072.23
LU40	DO.2062.24	RU40	DO.2072.24
LU40.5	DO.2062.25	RU40.5	DO.2072.25
LU41	DO.2062.26	RU41	DO.2072.26
LU41.5	DO.2062.27	RU41.5	DO.2072.27
LU42	DO.2062.28	RU42	DO.2072.28
LU42.5	DO.2062.29	RU42.5	DO.2072.29
LU43	DO.2062.30	RU43	DO.2072.30
LU43.5	DO.2062.31	RU43.5	DO.2072.31
LU44	DO.2062.32	RU44	DO.2072.32
LU44.5	DO.2062.33	RU44.5	DO.2072.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2063.06	RU31	DO.2073.06
LU31.5	DO.2063.07	RU31.5	DO.2073.07
LU32	DO.2063.08	RU32	DO.2073.08
LU32.5	DO.2063.09	RU32.5	DO.2073.09
LU33	DO.2063.10	RU33	DO.2073.10
LU33.5	DO.2063.11	RU33.5	DO.2073.11
LU34	DO.2063.12	RU34	DO.2073.12
LU34.5	DO.2063.13	RU34.5	DO.2073.13
LU35	DO.2063.14	RU35	DO.2073.14
LU35.5	DO.2063.15	RU35.5	DO.2073.15
LU36	DO.2063.16	RU36	DO.2073.16
LU36.5	DO.2063.17	RU36.5	DO.2073.17
LU37	DO.2063.18	RU37	DO.2073.18
LU37.5	DO.2063.19	RU37.5	DO.2073.19
LU38	DO.2063.20	RU38	DO.2073.20
LU38.5	DO.2063.21	RU38.5	DO.2073.21
LU39	DO.2063.22	RU39	DO.2073.22
LU39.5	DO.2063.23	RU39.5	DO.2073.23
LU40	DO.2063.24	RU40	DO.2073.24
LU40.5	DO.2063.25	RU40.5	DO.2073.25
LU41	DO.2063.26	RU41	DO.2073.26
LU41.5	DO.2063.27	RU41.5	DO.2073.27
LU42	DO.2063.28	RU42	DO.2073.28
LU42.5	DO.2063.29	RU42.5	DO.2073.29
LU43	DO.2063.30	RU43	DO.2073.30
LU43.5	DO.2063.31	RU43.5	DO.2073.31
LU44	DO.2063.32	RU44	DO.2073.32
LU44.5	DO.2063.33	RU44.5	DO.2073.33

#### 1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order  
Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

#### Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie  
Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Free  
Gratis





## Sure-Fit

### 1st Molar pre-welded bands


#### Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Pre-welded bands offer convenience and time saving  
Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need  
Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

each / sztuka

#### Maxillary / Szczeka



#### Option 1 / Wersja 1



Band / Pierścień

Non-convertible single  
buccal tube .022"

Niezamienna pojedyncza  
rurka .022"

Lingual Cleat  
Klit

#### Option 2 / Wersja 2



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube,  
occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą  
do wyciągu zewnątrzustnego od strony  
płaszczyny zgryzowej .022"

Lingual Cleat  
Klit

#### Option 3 / Wersja 3



Band / Pierścień

Convertible triple buccal tube,  
occlusal headgear tube .022"

Rurka potrójna zamienna z tubą  
do wyciągu zewnątrzustnego od  
strony płaszczyny zgryzowej .022"

Lingual Cleat  
Klit

Left / Lewa	Right / Prawa
LU31 DO.2001.06	RU31 DO.2011.06
LU31.5 DO.2001.07	RU31.5 DO.2011.07
LU32 DO.2001.08	RU32 DO.2011.08
LU32.5 DO.2001.09	RU32.5 DO.2011.09
LU33 DO.2001.10	RU33 DO.2011.10
LU33.5 DO.2001.11	RU33.5 DO.2011.11
LU34 DO.2001.12	RU34 DO.2011.12
LU34.5 DO.2001.13	RU34.5 DO.2011.13
LU35 DO.2001.14	RU35 DO.2011.14
LU35.5 DO.2001.15	RU35.5 DO.2011.15
LU36 DO.2001.16	RU36 DO.2011.16
LU36.5 DO.2001.17	RU36.5 DO.2011.17
LU37 DO.2001.18	RU37 DO.2011.18
LU37.5 DO.2001.19	RU37.5 DO.2011.19
LU38 DO.2001.20	RU38 DO.2011.20
LU38.5 DO.2001.21	RU38.5 DO.2011.21
LU39 DO.2001.22	RU39 DO.2011.22
LU39.5 DO.2001.23	RU39.5 DO.2011.23
LU40 DO.2001.24	RU40 DO.2011.24
LU40.5 DO.2001.25	RU40.5 DO.2011.25
LU41 DO.2001.26	RU41 DO.2011.26
LU41.5 DO.2001.27	RU41.5 DO.2011.27
LU42 DO.2001.28	RU42 DO.2011.28
LU42.5 DO.2001.29	RU42.5 DO.2011.29
LU43 DO.2001.30	RU43 DO.2011.30
LU43.5 DO.2001.31	RU43.5 DO.2011.31
LU44 DO.2001.32	RU44 DO.2011.32
LU44.5 DO.2001.33	RU44.5 DO.2011.33

Left / Lewa	Right / Prawa
LU31 DO.2002.06	RU31 DO.2012.06
LU31.5 DO.2002.07	RU31.5 DO.2012.07
LU32 DO.2002.08	RU32 DO.2012.08
LU32.5 DO.2002.09	RU32.5 DO.2012.09
LU33 DO.2002.10	RU33 DO.2012.10
LU33.5 DO.2002.11	RU33.5 DO.2012.11
LU34 DO.2002.12	RU34 DO.2012.12
LU34.5 DO.2002.13	RU34.5 DO.2012.13
LU35 DO.2002.14	RU35 DO.2012.14
LU35.5 DO.2002.15	RU35.5 DO.2012.15
LU36 DO.2002.16	RU36 DO.2012.16
LU36.5 DO.2002.17	RU36.5 DO.2012.17
LU37 DO.2002.18	RU37 DO.2012.18
LU37.5 DO.2002.19	RU37.5 DO.2012.19
LU38 DO.2002.20	RU38 DO.2012.20
LU38.5 DO.2002.21	RU38.5 DO.2012.21
LU39 DO.2002.22	RU39 DO.2012.22
LU39.5 DO.2002.23	RU39.5 DO.2012.23
LU40 DO.2002.24	RU40 DO.2012.24
LU40.5 DO.2002.25	RU40.5 DO.2012.25
LU41 DO.2002.26	RU41 DO.2012.26
LU41.5 DO.2002.27	RU41.5 DO.2012.27
LU42 DO.2002.28	RU42 DO.2012.28
LU42.5 DO.2002.29	RU42.5 DO.2012.29
LU43 DO.2002.30	RU43 DO.2012.30
LU43.5 DO.2002.31	RU43.5 DO.2012.31
LU44 DO.2002.32	RU44 DO.2012.32
LU44.5 DO.2002.33	RU44.5 DO.2012.33

Left / Lewa	Right / Prawa
LU31 DO.2003.06	RU31 DO.2013.06
LU31.5 DO.2003.07	RU31.5 DO.2013.07
LU32 DO.2003.08	RU32 DO.2013.08
LU32.5 DO.2003.09	RU32.5 DO.2013.09
LU33 DO.2003.10	RU33 DO.2013.10
LU33.5 DO.2003.11	RU33.5 DO.2013.11
LU34 DO.2003.12	RU34 DO.2013.12
LU34.5 DO.2003.13	RU34.5 DO.2013.13
LU35 DO.2003.14	RU35 DO.2013.14
LU35.5 DO.2003.15	RU35.5 DO.2013.15
LU36 DO.2003.16	RU36 DO.2013.16
LU36.5 DO.2003.17	RU36.5 DO.2013.17
LU37 DO.2003.18	RU37 DO.2013.18
LU37.5 DO.2003.19	RU37.5 DO.2013.19
LU38 DO.2003.20	RU38 DO.2013.20
LU38.5 DO.2003.21	RU38.5 DO.2013.21
LU39 DO.2003.22	RU39 DO.2013.22
LU39.5 DO.2003.23	RU39.5 DO.2013.23
LU40 DO.2003.24	RU40 DO.2013.24
LU40.5 DO.2003.25	RU40.5 DO.2013.25
LU41 DO.2003.26	RU41 DO.2013.26
LU41.5 DO.2003.27	RU41.5 DO.2013.27
LU42 DO.2003.28	RU42 DO.2013.28
LU42.5 DO.2003.29	RU42.5 DO.2013.29
LU43 DO.2003.30	RU43 DO.2013.30
LU43.5 DO.2003.31	RU43.5 DO.2013.31
LU44 DO.2003.32	RU44 DO.2013.32
LU44.5 DO.2003.33	RU44.5 DO.2013.33

#### 1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order  
Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

#### Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie  
Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.





## Sure-Fit

1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Pre-welded bands offer convenience and time saving


Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need

Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

### Mandibular / Żuchwa

each / sztuka



Option 1 / Wersja 1



Band / Pierścień

Non-convertible single buccal tube .022"

Niezamienna rurka pojedyncza .022"

Lingual Cleat Kit

Option 2 / Wersja 2



Band / Pierścień

Convertible single buccal tube .022"

Zamienna rurka pojedyncza .022"

Lingual Cleat Kit

Option 3 / Wersja 3



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube .022"

Zamienna rurka podwójna .022"

Lingual Cleat Kit

Option 4 / Wersja 4



Band / Pierścień

Convertible double buccal tube, occlusal headgear tube .022"

Rurka podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnętrznego od strony płaszczyny zgryzowej .022"

Lingual Cleat Kit

Option 1 / Wersja 1

Option 2 / Wersja 2

Option 3 / Wersja 3

Option 4 / Wersja 4

Size / Rozmiar	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa
LL30	DO.2021.04	DO.2031.04	DO.2022.04	DO.2032.04	DO.2023.04	DO.2033.04	DO.2024.04	DO.2034.04
LL30.5	DO.2021.05	DO.2031.05	DO.2022.05	DO.2032.05	DO.2023.05	DO.2033.05	DO.2024.05	DO.2034.05
LL31	DO.2021.06	DO.2031.06	DO.2022.06	DO.2032.06	DO.2023.06	DO.2033.06	DO.2024.06	DO.2034.06
LL31.5	DO.2021.07	DO.2031.07	DO.2022.07	DO.2032.07	DO.2023.07	DO.2033.07	DO.2024.07	DO.2034.07
LL32	DO.2021.08	DO.2031.08	DO.2022.08	DO.2032.08	DO.2023.08	DO.2033.08	DO.2024.08	DO.2034.08
LL32.5	DO.2021.09	DO.2031.09	DO.2022.09	DO.2032.09	DO.2023.09	DO.2033.09	DO.2024.09	DO.2034.09
LL33	DO.2021.10	DO.2031.10	DO.2022.10	DO.2032.10	DO.2023.10	DO.2033.10	DO.2024.10	DO.2034.10
LL33.5	DO.2021.11	DO.2031.11	DO.2022.11	DO.2032.11	DO.2023.11	DO.2033.11	DO.2024.11	DO.2034.11
LL34	DO.2021.12	DO.2031.12	DO.2022.12	DO.2032.12	DO.2023.12	DO.2033.12	DO.2024.12	DO.2034.12
LL34.5	DO.2021.13	DO.2031.13	DO.2022.13	DO.2032.13	DO.2023.13	DO.2033.13	DO.2024.13	DO.2034.13
LL35	DO.2021.14	DO.2031.14	DO.2022.14	DO.2032.14	DO.2023.14	DO.2033.14	DO.2024.14	DO.2034.14
LL35.5	DO.2021.15	DO.2031.15	DO.2022.15	DO.2032.15	DO.2023.15	DO.2033.15	DO.2024.15	DO.2034.15
LL36	DO.2021.16	DO.2031.16	DO.2022.16	DO.2032.16	DO.2023.16	DO.2033.16	DO.2024.16	DO.2034.16
LL36.5	DO.2021.17	DO.2031.17	DO.2022.17	DO.2032.17	DO.2023.17	DO.2033.17	DO.2024.17	DO.2034.17
LL37	DO.2021.18	DO.2031.18	DO.2022.18	DO.2032.18	DO.2023.18	DO.2033.18	DO.2024.18	DO.2034.18
LL37.5	DO.2021.19	DO.2031.19	DO.2022.19	DO.2032.19	DO.2023.19	DO.2033.19	DO.2024.19	DO.2034.19
LL38	DO.2021.20	DO.2031.20	DO.2022.20	DO.2032.20	DO.2023.20	DO.2033.20	DO.2024.20	DO.2034.20
LL38.5	DO.2021.21	DO.2031.21	DO.2022.21	DO.2032.21	DO.2023.21	DO.2033.21	DO.2024.21	DO.2034.21
LL39	DO.2021.22	DO.2031.22	DO.2022.22	DO.2032.22	DO.2023.22	DO.2033.22	DO.2024.22	DO.2034.22
LL39.5	DO.2021.23	DO.2031.23	DO.2022.23	DO.2032.23	DO.2023.23	DO.2033.23	DO.2024.23	DO.2034.23
LL40	DO.2021.24	DO.2031.24	DO.2022.24	DO.2032.24	DO.2023.24	DO.2033.24	DO.2024.24	DO.2034.24
LL40.5	DO.2021.25	DO.2031.25	DO.2022.25	DO.2032.25	DO.2023.25	DO.2033.25	DO.2024.25	DO.2034.25
LL41	DO.2021.26	DO.2031.26	DO.2022.26	DO.2032.26	DO.2023.26	DO.2033.26	DO.2024.26	DO.2034.26
LL41.5	DO.2021.27	DO.2031.27	DO.2022.27	DO.2032.27	DO.2023.27	DO.2033.27	DO.2024.27	DO.2034.27
LL42	DO.2021.28	DO.2031.28	DO.2022.28	DO.2032.28	DO.2023.28	DO.2033.28	DO.2024.28	DO.2034.28
LL42.5	DO.2021.29	DO.2031.29	DO.2022.29	DO.2032.29	DO.2023.29	DO.2033.29	DO.2024.29	DO.2034.29
LL43	DO.2021.30	DO.2031.30	DO.2022.30	DO.2032.30	DO.2023.30	DO.2033.30	DO.2024.30	DO.2034.30
LL43.5	DO.2021.31	DO.2031.31	DO.2022.31	DO.2032.31	DO.2023.31	DO.2033.31	DO.2024.31	DO.2034.31

### 1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order

Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

### Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie

Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



**Free  
Gratis**



## Weldable buccal tubes Rurki policzkowe do zgrzewania

Buccal tube single non-convertible 1st molar  
Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2230.20	DO.2230.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2240.20	DO.2240.21



Buccal tube single convertible 1st molar  
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2200.20	DO.2200.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2220.20	DO.2220.21



Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar  
Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	.045"	DO.2205.20	DO.2205.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	.045"	DO.2225.20	DO.2225.21



Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar  
Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	.045"	DO.2210.20	DO.2210.21



## Deluxe weldable buccal tubes Deluxe rurki policzkowe do zgrzewania

Buccal tube single convertible 1st molar  
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec



Made in USA

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2300.10	DO.2300.11
-14°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2300.20	DO.2300.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2320.10	DO.2320.11
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2320.20	DO.2320.21



Buccal tube Double convertible 1st molar  
Rurka policzkowa Potrójna zamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczeka						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2303.10	DO.2303.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2303.20	DO.2303.21
Mandibular / Żuchwa						
Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.018 x .025"	DO.2323.10	DO.2323.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.018 x .025"	DO.2323.20	DO.2323.21





**Deluxe weldable buccal tubes**  
**Deluxe rurki policzkowe do zgrzewania**



Made in USA



Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec z tubą do wyciągu zewnętrznego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2305.10	DO.2305.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2305.20	DO.2305.21



Buccal tube double convertible, gingival headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnętrznego od strony dziąsła

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2307.10	DO.2307.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2307.20	DO.2307.21

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnętrznego od strony płaszczyzny zgryzowej

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	.045"	DO.2325.10	DO.2325.11
-25°	5°	0.22"	Roth	.045"	DO.2325.20	DO.2325.21



Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnętrznego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18"	Roth	.045"	DO.2310.10	DO.2310.11
-14°	8°	0.22"	Roth	.045"	DO.2310.20	DO.2310.21

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka



Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2330.10	DO.2330.11
-0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2330.12	DO.2330.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2330.14	DO.2330.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2330.20	DO.2330.21
-0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2330.22	DO.2330.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2330.24	DO.2330.25

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Mandibular / Żuchwa



Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2340.10	DO.2340.11
-0°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2340.12	DO.2340.13
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2340.14	DO.2340.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2340.20	DO.2340.21
-0°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2340.22	DO.2340.23
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2340.24	DO.2340.25

Buccal Double non-convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna z tubą do wyciągu zewnętrznego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczęka



Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2333.10	DO.2333.11
-0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2333.12	DO.2333.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2333.14	DO.2333.15
-0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2333.20	DO.2333.21
-0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2333.22	DO.2333.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2333.24	DO.2333.25



## Bondable buccal tubes Rurki policzkowe do przyklejania

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

### Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	x	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2280.20	DO.2280.21
-14°	10°	0.18"	MBT	x	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2282.20	DO.2282.21

### Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.18"	Roth	x	x	x
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2290.20	DO.2290.21
-30°	4°	0.18"	MBT	x	x	x
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2292.20	DO.2292.21



Buccal tube single non-convertible 2nd molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na drugi trzonowiec

### Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	x	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2281.20	DO.2281.21
-14°	10°	0.18"	MBT	x	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2283.20	DO.2283.21

### Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.18"	Roth	x	x	x
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2291.20	DO.2291.21
-30°	4°	0.18"	MBT	x	x	x
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2293.20	DO.2293.21



Buccal tube single convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

### Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	x	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2250.20	DO.2250.21
-14°	10°	0.18"	MBT	x	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	x	DO.2251.20	DO.2251.21

### Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.18"	Roth	x	x	x
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2270.20	DO.2270.21
-30°	4°	0.18"	MBT	x	x	x
-30°	4°	0.22"	MBT	x	DO.2271.20	DO.2271.21



Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

### Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.18"	Roth	045°	x	x
-14°	10°	0.22"	Roth	045°	DO.2255.20	DO.2255.21
-14°	10°	0.18"	MBT	045°	x	x
-14°	10°	0.22"	MBT	045°	DO.2256.20	DO.2256.21



Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej na pierwszy trzonowiec

### Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	045°	DO.2260.20	DO.2260.21



Buccal tube double rectangle non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna na pierwszy trzonowiec

### Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	10°	0.22"	Roth	x	DO.2284.20	DO.2284.21



Buccal tube double convertible 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec

### Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-30°	4°	0.22"	Roth	x	DO.2273.20	DO.2273.21







**Bondable buccal tubes**  
**Rurki policzkowe do przyklejania**



Made in USA



Buccal tube double convertible, lip bumper tube 1st molar  
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do peloty wargowej na pierwszy trzonowiec

**Mandibular / Żuchwa**

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-20°	0°	0.22°	Roth	.045°	DO.2275.20	DO.2275.21
-20°	0°	0.22°	MBT	.045°	DO.2276.20	DO.2276.21

**Deluxe bondable buccal tubes**  
**Deluxe rurki policzkowe do przyklejania**



Made in USA

Buccal tube single convertible 1st molar  
Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec

**Maxillary / Szczęka**

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18°	Roth	x	DO.2350.10	DO.2350.11
-14°	8°	0.22°	Roth	x	DO.2350.20	DO.2350.21

**Mandibular / Żuchwa**

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18°	Roth	x	DO.2370.10	DO.2370.11
-25°	5°	0.22°	Roth	x	DO.2370.20	DO.2370.21



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube Double convertible 1st molar  
Rurka policzkowa Podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec

**Maxillary / Szczęka**


Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18°	Roth	.018 x .025°	DO.2353.10	DO.2353.11
-14°	8°	0.22°	Roth	.018 x .025°	DO.2353.20	DO.2353.21

**Mandibular / Żuchwa**

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18°	Roth	.018 x .025°	DO.2373.10	DO.2373.11
-25°	5°	0.22°	Roth	.018 x .025°	DO.2373.20	DO.2373.21



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar  
Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej

**Maxillary / Szczęka**

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18°	Roth	.045°	DO.2355.10	DO.2355.11
-14°	8°	0.22°	Roth	.045°	DO.2355.20	DO.2355.21

Buccal tube double convertible, gingival headgear tube 1st molar  
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony dziąsła

**Maxillary / Szczęka**

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18°	Roth	.045°	DO.2357.10	DO.2357.11
-14°	8°	0.22°	Roth	.045°	DO.2357.20	DO.2357.21


Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar  
Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej

**Mandibular / Żuchwa**

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18°	Roth	.045°	DO.2375.10	DO.2375.11
-25°	5°	0.22°	Roth	.045°	DO.2375.20	DO.2375.21



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar  
Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyzny zgryzowej

**Maxillary / Szczęka**

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-14°	8°	0.18°	Roth	.045°	DO.2360.10	DO.2360.11
-14°	8°	0.22°	Roth	.045°	DO.2360.20	DO.2360.21





## Deluxe bondable buccal tubes Deluxe rurki policzkowe do przyklejania



Made in USA

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2380.10	DO.2380.11
0°	0°	0.22"	Roth	x	x	DO.2380.21

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2380.11	DO.2380.10
0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2380.21	x



4.35 x 3.04mm

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.12	DO.2380.13
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.14	DO.2380.15
0°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.22	DO.2380.23
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.24	DO.2380.25

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
0°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.12	DO.2390.13
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.14	DO.2390.15
0°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.22	DO.2390.23
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.24	DO.2390.25



4.35 x 3.04mm

Buccal tube single non-convertible 1st molar


Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2380.14	DO.2380.15
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2380.24	DO.2380.25

Mandibular / Żuchwa

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Lower left / Dół lewa	Lower right / Dół prawa
-25°	5°	0.18"	Roth	x	DO.2390.14	DO.2390.15
-25°	5°	0.22"	Roth	x	DO.2390.24	DO.2390.25



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

Buccal double non-convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna z tubą do wyciągu zewnątrznośnego od strony płaszczyzny zgryzowej

Maxillary / Szczęka

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Slot/Slot	Rx	Headgear slot/Tuba do wyciągu zew	Upper left / Góra lewa	Upper right / Góra prawa
0°	0°	0.18"	Roth	x	DO.2383.10	DO.2383.11
-10°	8°	0.18"	Roth	x	DO.2383.14	DO.2383.15
0°	0°	0.22"	Roth	x	DO.2383.20	DO.2383.21
-10°	8°	0.22"	Roth	x	DO.2383.24	DO.2383.25



.260" (6.604mm) x .120" (3.048mm)

## Mini buccal tubes bondable Rurki mini do przyklejania



Specially designed for partially erupted 2nd molars

Zaprojektowane dla częściowo wyrżniętych drugich trzonowców

Torque/Tork	Offset/Offset dziąsłowy	Rx	Slot/Slot	Slot/Slot
			0.18"	0.22"
0°	0°	Roth	UL / LR	DO.2381.10
0°	0°	Roth	UR / LL	DO.2381.11
-10°	0°	Roth	UR	DO.2381.12
-10°	0°	Roth	UL	DO.2381.13
			Slot/Slot	Slot/Slot
			0.18"	0.22"
0°	0°	Roth	UR / LL	DO.2381.11
-25°	0°	Roth	UL / LR	DO.2381.10
0°	0°	Roth	LR	DO.2381.13
-25°	0°	Roth	LL	DO.2391.12





# Sure-Fit

## 1st and 2nd premolar / bicuspid bands plain / Pierścienie gładkie na przedtrzonowce

each / sztuka

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia  
Fast, placement and accurate fit  
Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie



Micro-Etched interior surface / Mikrowytrawiona wewnętrzna powierzchnia  
For increased bond strength  
Zapewnia maksymalne utrzymanie

Rounded edges / Zawinięte brzegi  
No sharp edges for patient comfort  
Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta

Ideally hardened stainless steel, for easy contouring  
Doskonale zahartowanie materiału, z którego wykonane są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba

Permanent laser marking / Trwale laserowe oznakowanie  
For easy identification  
Zapewnia łatwą identyfikację



No.	Size Rozmiar	Upper left, right Góra lewa, prawa	Upper left Góra lewa	Upper right Góra prawa
1	22.7	DO.2103.01	DO.2104.01	DO.2105.01
2	23.1	DO.2103.02	DO.2104.02	DO.2105.02
3	23.4	DO.2103.03	DO.2104.03	DO.2105.03
4	23.7	DO.2103.04	DO.2104.04	DO.2105.04
5	24.3	DO.2103.05	DO.2103.05	DO.2105.05
6	24.7	DO.2103.06	DO.2104.06	DO.2105.06
7	24.9	DO.2103.07	DO.2104.07	DO.2105.07
8	25.4	DO.2103.08	DO.2104.08	DO.2105.08
9	25.7	DO.2103.09	DO.2104.09	DO.2105.09
10	26.2	DO.2103.10	DO.2104.10	DO.2105.10
11	26.5	DO.2103.11	DO.2104.11	DO.2105.11
12	26.9	DO.2103.12	DO.2104.12	DO.2105.12
13	27.2	DO.2103.13	DO.2104.13	DO.2105.13
14	27.6	DO.2103.14	DO.2104.14	DO.2105.14
15	27.9	DO.2103.15	DO.2104.15	DO.2105.15
16	28.2	DO.2103.16	DO.2104.16	DO.2105.16
17	28.8	DO.2103.17	DO.2104.17	DO.2105.17
18	29.4	DO.2103.18	DO.2104.18	DO.2105.18
19	29.7	DO.2103.19	DO.2104.19	DO.2105.19
20	30.0	DO.2103.20	DO.2104.20	DO.2105.20
21	30.4	DO.2103.21	DO.2104.21	DO.2105.21
22	30.8	DO.2103.22	DO.2104.22	DO.2105.22
23	31.1	DO.2103.23	DO.2104.23	DO.2105.23
24	31.5	DO.2103.24	DO.2104.24	DO.2105.24
25	31.8	DO.2103.25	DO.2104.25	DO.2105.25
26	32.1	DO.2103.26	DO.2104.26	DO.2105.26
27	32.4	DO.2103.27	DO.2104.27	DO.2105.27
28	32.8	DO.2103.28	DO.2104.28	DO.2105.28

No.	Size Rozmiar	Lower left, right Dół lewy, prawy	Lower left Dół lewy	Lower right Dół prawy
3	21.2	DO.2123.03	DO.2124.03	DO.2125.03
4	21.4	DO.2123.04	DO.2124.04	DO.2125.04
5	21.8	DO.2123.05	DO.2124.05	DO.2125.05
6	22.4	DO.2123.06	DO.2124.06	DO.2125.06
7	23.0	DO.2123.07	DO.2124.07	DO.2125.07
8	23.3	DO.2123.08	DO.2124.08	DO.2125.08
9	23.7	DO.2123.09	DO.2124.09	DO.2125.09
10	24.2	DO.2123.10	DO.2124.10	DO.2125.10
11	24.6	DO.2123.11	DO.2124.11	DO.2125.11
12	25.4	DO.2123.12	DO.2124.12	DO.2125.12
13	25.8	DO.2123.13	DO.2124.13	DO.2125.13
14	26.1	DO.2123.14	DO.2124.14	DO.2125.14
15	26.4	DO.2123.15	DO.2124.15	DO.2125.15
16	26.8	DO.2123.16	DO.2124.16	DO.2125.16
17	27.3	DO.2123.17	DO.2124.17	DO.2125.17
18	27.8	DO.2123.18	DO.2124.18	DO.2125.18
19	28.2	DO.2123.19	DO.2124.19	DO.2125.19
20	28.7	DO.2123.20	DO.2124.20	DO.2125.20
21	29.1	DO.2123.21	DO.2124.21	DO.2125.21
22	29.5	DO.2123.22	DO.2124.22	DO.2125.22
23	30.1	DO.2123.23	DO.2124.23	DO.2125.23
24	30.5	DO.2123.24	DO.2124.24	DO.2125.24
25	30.8	DO.2123.25	DO.2124.25	DO.2125.25
26	31.2	DO.2123.26	DO.2124.26	DO.2125.26

Upper 1st and 2nd premolars / bicuspid  
Do zębów przedtrzonowych górnych pierwszych i drugich

Lower 1st and 2nd premolars / bicuspid  
Do zębów przedtrzonowych dolnych pierwszych i drugich

**Note:** Custom made band kits can be supplied on special order, furthermore we can supply pre-welded bands with accessories shown below.  
**Uwaga:** Zestawy pierścieni dostępne na indywidualne zamówienie jak również pierścienie uzbrojone z poniższymi akcesoriami.

### Brackets weldable for premolar bands Zamki do zgrzewania z pierścieniami na przedtrzonowce



Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.

Roth .022"	1st premolar Pierwsze przedtrzonowce	2nd premolar Drugie przedtrzonowce
Upper right / Góra prawa	DO.2410.01	DO.2410.03
Upper left / Góra lewa	DO.2410.02	DO.2410.04
Lower right / Dół prawy	DO.2411.01	DO.2413.03
Lower left / Dół 4 lewy	DO.2411.02	DO.2411.04

### Lingual cleat weldable for premolar bands Klit językowy do zgrzewania z pierścieniami na trzonowce



Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.

DO.2441.20





Weldable accessories for molar bands / Akcesoria do zgrzewania z pierścieniami na trzonowce

Lingual cleats  
Klity językowe

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



DO.2441.01

DO.2441.02

Lingual buttons  
Guziczki językowe

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



DO.2424.01  
Round / Okragle

DO.2423.02  
Oval / Owalne

Lingual sheaths  
Rurki językowe

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



DO.2430.01

DO.2432.01  
Upper left / Lower right  
Góra lewa / Dół prawy  
DO.2432.02  
Upper right / Lower left  
Góra prawa / Dół lewy

Bondable accessories / Akcesoria do przyklejania

Lingual cleats  
Klity językowe

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



DO.2442.01

Lingual buttons  
Guziczki językowe

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



DO.2420.01  
Round / Okragle

DO.2420.03  
Round / Okragle

Lingual pulling rings  
Guziczki językowe do ekstruzji z oczkiem

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



DO.2450.03  
Round / Okragle



DO.2420.02  
Round perforated base  
Podstawa perforowana

DO.2420.04  
Round / Okragle

Lingual buttons composite  
Guziczki językowe kompozytowe

Pack of 4 pieces  
Opak. 4 szt.



DO.2425.01

Lingual buttons ceramic  
Guziczki językowe ceramiczne

Pack of 4 pieces  
Opak. 4 szt.



DO.2425.02

Eyelet  
Zaczep oczkowy

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



DO.2450.01

DO.2450.02

Eruption appliance  
Akcesoria do wprowadzania zatrzymanych  
zębów do łuku

each / sztuka



DO.2455.01

Round eyelet with chain silver  
Guziczek z łańcuszkiem srebrny, okrągła podstawa

each / sztuka



DO.2455.11

Rectangular eyelet with chain silver  
Guziczek z łańcuszkiem srebrny, prostokątna podstawa



DO.2450.04  
Composite / kompozytowe



DO.2450.05  
Ceramic / Ceramiczne



DO.2455.02

Round eyelet with chain gold plated  
Guziczek z łańcuszkiem złoty, okrągła podstawa

DO.2455.12


Rectangular eyelet with chain gold plated  
Guziczek z łańcuszkiem złoty, prostokątna podstawa




# MaxiFlex™

Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



**Euro-Form**



**Full-Form**



**Reverse Curve Archwire**

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3100.12	DO.3101.12	DO.3110.12	DO.3111.12	DO.3300.12	DO.3301.12
.014"	DO.3100.14	DO.3101.14	DO.3110.14	DO.3111.14	DO.3300.14	DO.3301.14
.016"	DO.3100.16	DO.3101.16	DO.3110.16	DO.3111.16	DO.3300.16	DO.3301.16
.018"	DO.3100.18	DO.3101.18	DO.3110.18	DO.3111.18	DO.3300.18	DO.3301.18
.020"	DO.3100.20	DO.3101.20	DO.3110.20	DO.3111.20	DO.3300.20	DO.3301.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3102.16	DO.3103.16	DO.3112.16	DO.3113.16	DO.3302.16	DO.3303.16
.018" x .018"	DO.3102.18	DO.3103.18	DO.3112.18	DO.3113.18	DO.3302.18	DO.3303.18

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3104.62	DO.3107.62	DO.3114.62	DO.3117.62	DO.3304.62	DO.3307.62
.017" x .025"	DO.3104.75	DO.3107.75	DO.3114.75	DO.3117.75	DO.3304.75	DO.3307.75
.018" x .025"	DO.3104.85	DO.3107.85	DO.3114.85	DO.3117.85	DO.3304.85	DO.3307.85
.019" x .025"	DO.3104.95	DO.3107.95	DO.3114.95	DO.3117.95	DO.3304.95	DO.3307.95
.021" x .025"	DO.3105.15	DO.3108.15	DO.3115.15	DO.3118.15	DO.3305.15	DO.3308.15

# Gentalline®

orthodontic products

Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe


High quality wires

Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.


Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



**Euro-Form**



**Full-Form**



**Damon-Form**

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL300000-E	DL300037-E	DL300000	DL300037
.012"	DL300001-E	DL300007-E	DL300001	DL300007
.013"	DL300002-E	DL300008-E	DL300002	DL300008
.014"	DL300003-E	DL300009-E	DL300003	DL300009
.016"	DL300004-E	DL300010-E	DL300004	DL300010
.018"	DL300005-E	DL300011-E	DL300005	DL300011
.020"	DL300006-E	DL300012-E	DL300006	DL300012

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.010"	DL300200
.012"	DL300201
.013"	DL300202
.014"	DL300203
.016"	DL300204
.018"	DL300205
.020"	DL300206





**High quality wires**


Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.

**Wysokiej jakości łuki**

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.

**Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe**


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

**Rectangle / prostokątne**

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL300013-E	DL300025-E	DL300013	DL300025
.016" x .022"	DL300015-E	DL300027-E	DL300015	DL300027
.016" x .025"	DL300016-E	DL300028-E	DL300016	DL300028
.017" x .022"	DL300017-E	DL300029-E	DL300017	DL300029
.017" x .025"	DL300018-E	DL300030-E	DL300018	DL300030
.018" x .022"	DL300020-E	DL300032-E	DL300020	DL300032
.018" x .025"	DL300021-E	DL300033-E	DL300021	DL300033
.019" x .025"	DL300022-E	DL300034-E	DL300022	DL300034
.021" x .025"	DL300024-E	DL300036-E	DL300024	DL300036

**Rectangle / prostokątne**

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL300213
.016" x .022"	DL300215
.016" x .025"	DL300216
.017" x .022"	DL300217
.017" x .025"	DL300218
.018" x .022"	DL300220
.018" x .025"	DL300221
.019" x .025"	DL300222
.021" x .025"	DL300224


**Square / kwadratowe**

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL300014-E	DL300026-E	DL300014	DL300026
.018" x .018"	DL300019-E	DL300031-E	DL300019	DL300031
.020" x .020"	DL300023-E	DL300035-E	DL300023	DL300035


**Square / kwadratowe**

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL300214
.018" x .018"	DL300219
.020" x .020"	DL300223


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Damon-Form

**Round / okrągłe**

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL300038-E	DL300039-E	DL300038	DL300039
.012"	DL300040-E	DL300046-E	DL300040	DL300046
.013"	DL300041-E	DL300047-E	DL300041	DL300047
.014"	DL300042-E	DL300048-E	DL300042	DL300048
.016"	DL300043-E	DL300049-E	DL300043	DL300049
.018"	DL300044-E	DL300050-E	DL300044	DL300050
.020"	DL300045-E	DL300051-E	DL300045	DL300051

**Round / okrągłe**

	Universal / Uniwersalne
.012"	DL300240
.013"	DL300241
.014"	DL300242
.016"	DL300243
.018"	DL300244
.020"	DL300245

**Rectangle / prostokątne**

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL300052-E	DL300064-E	DL300052	DL300064
.016" x .022"	DL300054-E	DL300066-E	DL300054	DL300066
.016" x .025"	DL300055-E	DL300067-E	DL300055	DL300067
.017" x .022"	DL300056-E	DL300068-E	DL300056	DL300068
.017" x .025"	DL300057-E	DL300069-E	DL300057	DL300069
.018" x .022"	DL300059-E	DL300071-E	DL300059	DL300071
.018" x .025"	DL300060-E	DL300072-E	DL300060	DL300072
.019" x .025"	DL300061-E	DL300073-E	DL300061	DL300073
.021" x .025"	DL300063-E	DL300075-E	DL300063	DL300075

**Rectangle / prostokątne**

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL300252
.016" x .022"	DL300254
.016" x .025"	DL300255
.017" x .022"	DL300256
.017" x .025"	DL300257
.018" x .022"	DL300259
.018" x .025"	DL300260
.019" x .025"	DL300261
.021" x .025"	DL300263

**Square / kwadratowe**

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL300053-E	DL300065-E	DL300053	DL300065
.018" x .018"	DL300058-E	DL300070-E	DL300058	DL300070
.020" x .020"	DL300062-E	DL300074-E	DL300062	DL300074

**Square / kwadratowe**

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL300253
.018" x .018"	DL300258
.020" x .020"	DL300262





# Invisi-Flex™

Tooth-Tone nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe kosmetyczne



Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Round / okrągłe	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
○				
.014"	DO.3800.14	DO.3801.14	DO.3880.14	DO.3881.14
.016"	DO.3800.16	DO.3801.16	DO.3880.16	DO.3881.16
.018"	DO.3800.18	DO.3801.18	DO.3880.18	DO.3881.18
.020"	DO.3800.20	DO.3801.20	DO.3880.20	DO.3881.20

Square / kwadratowe	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
□				
.018" x .018"	DO.3802.18	DO.3803.18	DO.3882.18	DO.3883.18
.020" x .020"	DO.3802.20	DO.3803.20		

Rectangle / prostokątne	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
□				
.016" x .022"	DO.3804.62	DO.3807.62		
.018" x .024"	DO.3804.84	DO.3807.84	DO.3884.84	DO.3887.84
.019" x .027"	DO.3804.97	DO.3807.97		
.021" x .027"	DO.3805.17	DO.3808.17		

## SANI-PAK

**Aesthetic Micro-Coated Archwires**  
**Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą**

The perfect combination of aesthetics and functionality  
Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.

**Doskonale połączenie estetyki i funkcjonalności.**

Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"


Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.

Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



## Invisi-Flex™ Micro Coated

**Tooth-Tone micro coated NiTi archwires**  
**Łuki NiTi kosmetyczne pokryte mikro-warstwą**



Round / okrągłe	Each / Sztuka	
○	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3820.12	DO.3821.12
.014"	DO.3820.14	DO.3821.14
.016"	DO.3820.16	DO.3821.16
.018"	DO.3820.18	DO.3821.18
.020"	DO.3820.20	DO.3821.20

Square / kwadratowe	Upper / Góra	Lower / Dół
□		
.016" x .016"	DO.3822.16	DO.3823.16


Rectangle / prostokątne	Upper / Góra	Lower / Dół
□		
.016" x .022"	DO.3824.62	DO.3827.62
.017" x .025"	DO.3824.75	DO.3827.75
.018" x .025"	DO.3824.85	DO.3827.85
.019" x .025"	DO.3824.95	DO.3827.95
.021" x .025"	DO.3825.15	DO.3828.15





Pre-Torqued NiTi archwires / Łuki NiTi torqujące

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



Rectangle / Prostokątne	Upper / Góra 34 mm	Upper / Góra 38 mm	Lower / Dół 28 mm
.016 x .025"	DL300281	DL300282	DL300280
.017 x .025"	DL300284	DL300285	DL300283
.019 x .025"	DL300287	DL300288	DL300286

# MaxiFlex™

Super elastic nickel titanium wires / Drut Niklowo-Tytanowy na szpuli

- Posiada zalety produktów niklowo - tytanowych
- Stała, delikatna siła
- Jest bardzo elastyczny i sprężysty



Made in USA



15" na szpuli (381mm)

Round / okrągły	
.012"	DO.3486.12
.014"	DO.3486.14
.016"	DO.3486.16
.018"	DO.3486.18
.020"	DO.3486.20

# TempFlex™


Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne

Thermal is a heat-activated (thermal) wire specifically designed for consistent Af performance and low tooth-moving forces. Thermal wire provides outstanding resiliency and exhibits true thermal performance. Soft at room temperature and in the doctor's hand, Advanced Thermal allows easy ligation. Outstanding shape integrity. 1: Specially designed wire for consistent Af performance. Every production lot of Advanced Thermal wires is water bath tested to verify Af of 80-90°F (26.7-32.2°C). Soft at room temperature; very easy to ligate. Great resiliency. Ideal for significant crowding cases. Gentle forces provide for greater patient comfort. Very responsive to chilling. Square and Rectangle wire sizes provide low, consistent toothmoving forces to address torque control early in treatment



Made in USA

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form

Round / okrągły

Round / okrągły	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014"	DO.3600.14	DO.3601.14	DO.3601.14	DO.3611.14
.016"	DO.3600.16	DO.3601.16	DO.3601.16	DO.3611.16
.018"	DO.3600.18	DO.3601.18	DO.3601.18	DO.3611.18
.020"	DO.3600.20	DO.3601.20	DO.3601.20	DO.3611.20

Square / kwadratowe

Square / kwadratowe	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3602.16	DO.3603.16	DO.3612.16	DO.3613.16
.018" x .018"	DO.3602.18	DO.3603.18	DO.3612.18	DO.3613.18

Rectangle / prostokątne

Rectangle / prostokątne	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3604.62	DO.3607.62	DO.3614.62	DO.3617.62
.017" x .025"	DO.3604.75	DO.3607.75	DO.3614.75	DO.3617.75
.018" x .025"	DO.3604.85	DO.3607.85	DO.3614.85	DO.3617.85
.019" x .025"	DO.3604.95	DO.3607.95	DO.3614.95	DO.3617.95
.021" x .025"	DO.3605.15	DO.3608.15	DO.3615.15	DO.3618.15



**High quality wires**

Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.

**Wysokiej jakości łuki**


Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.

**Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne**


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



**Euro-Form**



**Full-Form**



**Damon-Form**

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL301000-E	DL301037-E	DL301000	DL301037
.012"	DL301001-E	DL301007-E	DL301001	DL301007
.013"	DL301002-E	DL301008-E	DL301002	DL301008
.014"	DL301003-E	DL301009-E	DL301003	DL301009
.016"	DL301004-E	DL301010-E	DL301004	DL301010
.018"	DL301005-E	DL301011-E	DL301005	DL301011
.020"	DL301006-E	DL301012-E	DL301006	DL301012

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.012"	DL301201
.013"	DL301202
.014"	DL301203
.016"	DL301204
.018"	DL301205
.020"	DL301206

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL301013-E	DL301025-E	DL301013	DL301025
.016" x .022"	DL301015-E	DL301027-E	DL301015	DL301027
.016" x .025"	DL301016-E	DL301028-E	DL301016	DL301028
.017" x .022"	DL301017-E	DL301029-E	DL301017	DL301029
.017" x .025"	DL301018-E	DL301030-E	DL301018	DL301030
.018" x .022"	DL301020-E	DL301032-E	DL301020	DL301032
.018" x .025"	DL301021-E	DL301033-E	DL301021	DL301033
.019" x .025"	DL301022-E	DL301034-E	DL301022	DL301034
.021" x .025"	DL301024-E	DL301036-E	DL301024	DL301036

Rectangle / prostokątne

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL301213
.016" x .022"	DL301215
.016" x .025"	DL301216
.017" x .022"	DL301217
.017" x .025"	DL301218
.018" x .022"	DL301220
.018" x .025"	DL301221
.019" x .025"	DL301222
.021" x .025"	DL301224


Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL301014-E	DL301026-E	DL301014	DL301026
.018" x .018"	DL301019-E	DL301031-E	DL301019	DL301031
.020" x .020"	DL301023-E	DL301035-E	DL301023	DL301035


Square / kwadratowe

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL301214
.018" x .018"	DL301219
.020" x .020"	DL301223


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



**Euro-Form**



**Full-Form**



**Damon-Form**

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.010"	DL301000-E	DL301037-E	DL301000	DL301037
.012"	DL301001-E	DL301007-E	DL301001	DL301007
.013"	DL301002-E	DL301008-E	DL301002	DL301008
.014"	DL301003-E	DL301009-E	DL301003	DL301009
.016"	DL301004-E	DL301010-E	DL301004	DL301010
.018"	DL301005-E	DL301011-E	DL301005	DL301011
.020"	DL301006-E	DL301012-E	DL301006	DL301012

Round / okrągłe

	Universal / Uniwersalne
.012"	DL301201
.013"	DL301202
.014"	DL301203
.016"	DL301204
.018"	DL301205
.020"	DL301206





**High quality wires**


Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.

**Wysokiej jakości łuki**

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.

**Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne**

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



**Rectangle / prostokątne**

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.014" x .025"	DL301052-E	DL301064-E	DL301052	DL301064
.016" x .022"	DL301054-E	DL301066-E	DL301054	DL301066
.016" x .025"	DL301055-E	DL301067-E	DL301055	DL301067
.017" x .022"	DL301056-E	DL301068-E	DL301056	DL301068
.017" x .025"	DL301057-E	DL301069-E	DL301057	DL301069
.018" x .022"	DL301059-E	DL301071-E	DL301059	DL301071
.018" x .025"	DL301060-E	DL301072-E	DL301060	DL301072
.019" x .025"	DL301061-E	DL301073-E	DL301061	DL301073
.021" x .025"	DL301063-E	DL301075-E	DL301063	DL301075

**Square / kwadratowe**

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DL301053-E	DL301065-E	DL301053	DL301065
.018" x .018"	DL301058-E	DL301070-E	DL301058	DL301070
.020" x .020"	DL301062-E	DL301074-E	DL301062	DL301074

**Rectangle / prostokątne**

	Universal / Uniwersalne
.014" x .025"	DL301252
.016" x .022"	DL301254
.016" x .025"	DL301255
.017" x .022"	DL301256
.017" x .025"	DL301257
.018" x .022"	DL301259
.018" x .025"	DL301260
.019" x .025"	DL301261
.021" x .025"	DL301263

**Square / kwadratowe**

	Universal / Uniwersalne
.016" x .016"	DL301253
.018" x .018"	DL301258
.020" x .020"	DL301262

# SANI-PAK

**Aesthetic Micro-Coated Archwires**

**Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą**

The perfect combination of aesthetics and functionality. Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.

Doskonale połączenie estetyki i funkcjonalności.

Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"

Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.


Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



# Invisa-Temp<sup>TM</sup> Micro Coated

**Tooth-Tone micro coated NiTi thermal archwires**

**Łuki NiTi termalne kosmetyczne pokryte mikro-warstwą**



Made in USA

**Round / okrągłe**

Each / Sztuka

	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.3900.12	DO.3901.12
.014"	DO.3900.14	DO.3901.14
.016"	DO.3900.16	DO.3901.16
.018"	DO.3900.18	DO.3901.18
.020"	DO.3900.20	DO.3901.20

**Square / kwadratowe**

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.3902.16	DO.3903.16

**Rectangle / prostokątne**

	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.3904.62	DO.3907.62
.017" x .025"	DO.3904.75	DO.3907.75
.018" x .025"	DO.3904.85	DO.3907.85
.019" x .025"	DO.3904.95	DO.3907.95
.021" x .025"	DO.3905.15	DO.3908.15






# UltiMax™

Stainless steel archwires / Łuki stalowe




Made in USA


Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Standard-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4100.12	DO.4101.12	DO.4110.12	DO.4111.12	DO.4120.12	DO.4121.12
.014"	DO.4100.14	DO.4101.14	DO.4110.14	DO.4111.14	DO.4120.14	DO.4121.14
.016"	DO.4100.16	DO.4101.16	DO.4110.16	DO.4111.16	DO.4120.16	DO.4121.16
.018"	DO.4100.18	DO.4101.18	DO.4110.18	DO.4111.18	DO.4120.18	DO.4121.18
.020"	DO.4100.20	DO.4101.20	DO.4110.20	DO.4111.20	DO.4120.20	DO.4121.20

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .016"	DO.4102.16	DO.4103.16	DO.4112.16	DO.4113.16	DO.4122.16	DO.4123.16
.018" x .018"	DO.4102.18	DO.4103.18	DO.4112.18	DO.4113.18	DO.4122.18	DO.4123.18


Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.4104.62	DO.4107.62	DO.4114.62	DO.4117.62	DO.4124.62	DO.4127.62
.017" x .022"	DO.4104.72	DO.4107.72	DO.4114.72	DO.4117.72	DO.4124.72	DO.4127.72
.017" x .025"	DO.4104.75	DO.4107.75	DO.4114.75	DO.4117.75	DO.4124.75	DO.4127.75
.018" x .022"	DO.4104.82	DO.4107.82	DO.4114.82	DO.4117.82	DO.4124.82	DO.4127.82
.018" x .025"	DO.4104.85	DO.4107.85	DO.4114.85	DO.4117.85	DO.4124.85	DO.4127.85
.019" x .025"	DO.4104.95	DO.4107.95	DO.4114.95	DO.4117.95	DO.4124.95	DO.4127.95
.021" x .025"	DO.4105.15	DO.4108.15	DO.4115.15	DO.4118.15	DO.4125.15	DO.4128.15


# SANI-PAK UltiMax™

Stainless steel archwires  
Łuki stalowe

Pack of 25 pieces / Opak. 25 szt.



Euro-Form



Full-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4140.12	DO.4141.12	DO.4150.12	DO.4151.12
.014"	DO.4140.14	DO.4141.14	DO.4150.14	DO.4151.14
.016"	DO.4140.16	DO.4141.16	DO.4150.16	DO.4151.16
.018"	DO.4140.18	DO.4141.18	DO.4150.18	DO.4151.18
.020"	DO.4140.20	DO.4141.20	DO.4150.20	DO.4151.20

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół	Upper / Góra	Lower / Dół
.016" x .022"	DO.4144.62	DO.4147.62	DO.4154.62	DO.4157.62
.017" x .025"	DO.4144.75	DO.4147.75	DO.4154.75	DO.4157.75
.018" x .025"	DO.4144.85	DO.4147.85	DO.4154.85	DO.4157.85
.019" x .025"	DO.4144.95	DO.4147.95	DO.4154.95	DO.4157.95
.021" x .025"	DO.4145.15	DO.4148.15	DO.4155.15	DO.4158.15





## InvisaMax™

Tooth-Tone stainless steel archwires / Łuki stalowe kosmetyczne



Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Round / okrągłe	Full-Form	
○	Upper / Góra	Lower / Dół
.014"	DO.4900.14	DO.4901.14
.016"	DO.4900.16	DO.4901.16
.018"	DO.4900.18	DO.4901.18
.020"	DO.4900.20	DO.4901.20
Square / kwadratowe	Upper / Góra	Lower / Dół
□		
.018" x .018"	DO.4902.18	DO.4903.18
.020" x .020"	DO.4902.20	DO.4903.20
Rectangle / prostokątne	Upper / Góra	Lower / Dół
▭		
.016" x .022"	DO.4904.62	DO.4907.62
.018" x .025"	DO.4904.84	DO.4907.84
.019" x .025"	DO.4904.97	DO.4907.97
.021" x .025"	DO.4905.17	DO.4908.17

## SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires  
Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality. Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.

Doskonale połączenie estetyki i funkcjonalności.

Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"

Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.

Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.




## InvisaMax™ Micro Coated

Tooth-Tone micro coated stainless steel archwires  
Łuki stalowe kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Made in USA



Each / Sztuka




Round / okrągłe		
○	Upper / Góra	Lower / Dół
.012"	DO.4920.12	DO.4921.12
.014"	DO.4920.14	DO.4921.14
.016"	DO.4920.16	DO.4921.16
.018"	DO.4920.18	DO.4921.18
.020"	DO.4920.20	DO.4921.20
Square / kwadratowe	Upper / Góra	Lower / Dół
□		
.016" x .016"	DO.4922.16	DO.4923.16
Rectangle / prostokątne	Upper / Góra	Lower / Dół
▭		
.016" x .022"	DO.4924.62	DO.4927.62
.017" x .025"	DO.4924.75	DO.4927.75
.018" x .025"	DO.4924.85	DO.4927.85
.019" x .025"	DO.4924.95	DO.4927.95
.021" x .025"	DO.4925.15	DO.4928.15

## UltiMax 3

3 Strand twist stainless steel archwires  
Łuki stalowe plecione 3-nitkowe



Made in USA



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Round / okrągłe		
○	Upper / Góra	Lower / Dół
.0155"	DO.4820.15	DO.4821.15
.0175"	DO.4820.17	DO.4821.17
.0195"	DO.4820.19	DO.4821.19




# UltiMax 6

3 Strand twist stainless steel archwires  
Łuki stalowe plecione 3-nitkowe



Made in USA

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Full-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
○ .0155"	DO.4830.15	DO.4831.15
.0175"	DO.4830.17	DO.4831.17
.0195"	DO.4830.19	DO.4831.19

# Bio-B<sup>3</sup>

Beta titanium archwires / Łuki Beta-Tytanowe




Made in USA



Nickel Free  
Bezniklowe

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Full-Form

Round / okrągłe

	Upper / Góra	Lower / Dół
○ .016"	DO.3000.16	DO.3001.16
.018"	DO.3000.18	DO.3001.18

Square / kwadratowe

	Upper / Góra	Lower / Dół
□ .018" x .018"	DO.3002.18	DO.3003.18

Rectangle / prostokątne

	Upper / Góra	Lower / Dół
□ .016" x .022"	DO.3004.62	DO.3007.62
.017" x .025"	DO.3004.75	DO.3007.75
.018" x .025"	DO.3004.85	DO.3007.85
.019" x .025"	DO.3004.95	DO.3007.95
.021" x .025"	DO.3005.15	DO.3008.15

# UltiMax™

Stainless steel wires, straight lengths  
Drut stalowy w sztyndzie



Round / okrągłe		Square / kwadratowe		Rectangle / prostokątne	
○		□		□	
.012"	DO.4280.12	.016" x .016"	DO.4281.16	.016" x .022"	DO.4282.62
.014"	DO.4280.14	.018" x .018"	DO.4281.18	.017" x .025"	DO.4282.75
.016"	DO.4280.16			.018" x .025"	DO.4282.85
.018"	DO.4280.18			.019" x .025"	DO.4282.95
.020"	DO.4280.20			.021" x .025"	DO.4283.15

14" (356mm) long, pack of 25 pieces / 14" (356mm) długość, opak. 25 szt.

## Crimpable tubes and stops Zaciskane stopery na łuk



Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



Pack of 5 pieces  
Opak. 5 szt.

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5330.00	0.30 x 1.9mm, 0.018"
DO.5330.01	0.30 x 1.9mm, 0.022"
DO.5330.03	0.30 x 2.4mm, 0.022"

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5331.01	0.015", 2mm
DO.5331.02	0.019", 2mm

Code / Kod	Size / Rozmiar
DO.5332.01	0.022"





**Mini Titan**

**Crimpable stops for archwires / Zaciskane stopery na luk**

Made of 100% pure titanium / Wykonane z czystego tytanu 100%

Pack of 20 pieces / Opak. 20 szt

Closed / Zamknięte	For round wires / Na luki okrągłe	
	.010" - .016"	DL500033
	.016" - .020"	DL500052

	For rectangular wires / Na luki prostokątne	
	.014"x.025" - .020"x.020"	DL500034
	.016"x.025" - .021"x.025"	DL500053

Open / Otwarte	For round wires / Na luki okrągłe	
	.010" - .025"	DL500066

	For rectangular wires / Na luki prostokątne	
	.014"x.025" - .021"x.025"	DL500054

**Crimpable stops for archwires / Zaciskane stopery na luk**



**DL500032**  
Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt

**Crimpable hooks  
Zaciskane haczyki na luk**

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



**DO.5325.00**  
Short / Krótkie  
.022", 1.3mm



**DO.5325.02**  
Medium / Średnie  
.022", 2.3mm



**DO.5325.01**  
Long / Długie  
.022", 3mm



**DO.5325.03** Left / Lewy  
**DO.5325.04** Right / Prawy  
.022"x.025", 5.5mm



**DO.5325.07** Left / Lewy  
**DO.5325.08** Right / Prawy  
.022"x.025", 10mm



**DO.5325.09** Left / Lewy  
**DO.5325.10** Right / Prawy  
.022"x.025", 5.5mm



**Crimpable ball hooks tooth tone  
Haczyk z kuleczką zaciskany kosmetyczne**

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



**DO.5325.05**  
Short / Krótkie  
.022"x.028", 2.3mm



**DO.5325.06**  
Long / Długie  
.022"x.028", 4mm

**Disposable archwire markers  
Jednorazowe oznaczniki do luków**



**DO.5395.01** Markers without dispenser / Oznaczniki bez dozownika  
(Pack of 100 / Opak. 100 szt.)

**DO.5395.02** Empty Dispenser / Dozownik

**MaxiFlex™**

**Nickel titanium springs / Sprężynki Niklowo-Tytanowe**



**NiTi preformed open coil springs, 15mm long  
Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe, 15mm długość**

	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
Force/Siła	Inches/Cal	mm	Inches/Cal	mm	Code/Kod
100gm	.009"	.23	.035"	.89	DO.5109.01
150gm	.010"	.25	.035"	.89	DO.5109.02
200gm	.011"	.28	.035"	.89	DO.5109.03

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

**NiTi open coil springs / Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe**



	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
	Inches/Cal	mm	Inches/Cal	mm	Code/Kod
	.010"	.25	.030"	.76	DO.5110.01
	.012"	.30	.030"	.76	DO.5110.02
	.014"	.36	.036"	.91	DO.5110.03

7" (180mm) long, pack of 3 pieces / 7" (180mm) długość, opak. 3 szt.

**NiTi open coil springs / Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe**



	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
	Inches/Cal	mm	Inches/Cal	mm	Code/Kod
	.010"	.25	.030"	.76	DO.5111.01
	.012"	.30	.030"	.76	DO.5111.02

15" (380mm) spool / 15" (380mm) szpula

**NiTi distalizing springs  
Sprężyny Niklowo-Tytanowe do dystalizacji zębów**

	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
	Inches/Cal	mm	Inches/Cal	mm	Code/Kod
	.010"	.25	.045"	1.14	DO.5115.01

7" (180mm) long, pack of 3 pieces  
7" (180mm) długość, opak. 3 szt.



## MaxiFlex™

Nickel titanium springs / Sprężynki Niklowo-Tytanowe

NiTi closed coil springs  
Sprężyny zamknięte Niklowo-Tytanowe



Made in USA



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	Code/Kod
.010"	.25	.030"	.76	DO.5125.01
.010"	.25	.035"	.89	DO.5125.02

15" (380mm) spool / 15" (380mm) szpula

## MaxiFlex™

NiTi closed coil springs with stainless steel eyelets  
Sprężyny zamknięte Niklowo-Tytanowe z zaczepami



Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	Code/Kod
Light	.009"	.23	.030"	.76	DO.5150.90
Medium	.010"	.25	.030"	.76	DO.5150.91
Heavy	.011"	.28	.030"	.76	DO.5150.92

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	Code/Kod
Light	.009"	.23	.030"	.76	DO.5151.20
Medium	.010"	.25	.030"	.76	DO.5151.21
Heavy	.011"	.28	.030"	.76	DO.5151.22

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

## MaxiFlex™

NiTi separating and De-Impaction springs  
Sprężynki rozklinowujące i separacyjne NiTi

.016" x .022" wide  
Separating spring  
Sprężynka separacyjna szeroka



.017" x .025" long  
De-Impactor  
Sprężynka rozklinowująca długa



.016" x .022" narrow  
Separating spring  
Sprężynka separacyjna wąska



Treatment 4 weeks using .017x .025 De-Impaction spring  
4 tygodniowy okres leczenia przy użyciu sprężynki rozklinowującej



Pre-Treatment / Przed leczeniem



Post-Treatment / Po leczeniu

De-Impaction / Rozklinowanie  
DO.5170.01  
.017" x .025"  
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Separating / Separacja  
DO.5171.01   Narrow / Wąska  
DO.5171.02   Wide / Szeroka  
.016" x .022"  
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

## UltiMax™

Stainless steel springs / Sprężynki stalowe



Made in USA

Open coil springs / Sprężyny otwarte



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	Code/Kod
.008"	.20	.022"	.56	DO.5120.00
.010"	.25	.030"	.76	DO.5120.01
.010"	.25	.036"	.91	DO.5120.02

3' (0.9m) spool / 3' (0.9m) szpula

Closed coil springs / Sprężyny zamknięte



Made in USA



Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		
Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	Code/Kod
.008"	.20	.022"	.56	DO.5130.00
.010"	.25	.030"	.76	DO.5130.01

3' (0.9m) spool / 3' (0.9m) szpula

Rotating springs / Sprężyny do obracania zębów

Used to rotate individual teeth

Używane do obrotu pojedynczych zębów



DO.5180.01

Clockwise

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

DO.5180.02

Anti-clockwise

Obrót przeciwny ruchowi wskazówek zegara

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Uprighting springs

Sprężyny do prostowania pochylonych zębów

Used to upright individual teeth mesiodistally

Do prostowania zębów mezjo-dystalnie



DO.5185.01

Clockwise

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

DO.5185.02

Anti-clockwise

Obrót przeciwny ruchowi wskazówek zegara

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Steiner rotation spring wedges

Sprężyna Steiner



DO.5190.11

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.




# MaxiFlex™

Separating springs / Sprężynki separacyjne



DO.5172.01 Bicuspids, small / Przedtrzonowce, male  
DO.5172.02 Molars, large / Trzonowce, duże  
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

## Preformed ligature ties long / Ligatury długie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.009"	.23	DO.5005.09	1000
.010"	.25	DO.5005.10	1000
.011"	.28	DO.5005.11	1000
.012"	.30	DO.5005.12	1000

## Ligature ties Kobayashi long / Ligatury Kobayashi długie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5000.12	100
.014"	.36	DO.5000.14	100

## Preformed coated ligature ties long / Ligatury kosmetyczne długie



Tooth Tone

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5011.12	100

## Ligature wire / Drut ligaturowy



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Spool / Szula
.010"	.25	DO.5090.10	454g

## Preformed ligature ties short / Ligatury krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.010"	.25	DO.5006.10	1000
.010"	.25	DO.5007.10	500

## Ligature ties Kobayashi short / Ligatury Kobayashi krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5001.12	100
.014"	.36	DO.5001.14	100

## Preformed coated ligature ties short / Ligatury kosmetyczne krótkie



Tooth Tone

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5020.12	100

## Ligature ties Kobayashi coated short / Ligatury kosmetyczne Kobayashi krótkie



Tooth Tone

Inches / Cale	mm	Code / Kod	Pieces / Szt.
.012"	.30	DO.5030.12	100



**Tongue tamer bondable**  
**Kolce językowe do przyklejania**



DO.2520.01

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.

Eliminates Detrimental Forces  
Discourages Over-Active Muscle Activity  
Bonds to Upper or Lower Arches  
80 Gauge Foil Mesh Bonding Base


Composite / kompozytowe



DO.2520.02

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.

**UltiMax™**  
**Palatal arch bars Goshgarian**  
**Łuki Goshgarian**



	Distal	Mesial
34mm	DO.5300.34	DO.5301.34
37mm	DO.5300.37	DO.5301.37
39mm	DO.5300.39	DO.5301.39
41mm	DO.5300.41	DO.5301.41
43mm	DO.5300.43	DO.5301.43
45mm	DO.5300.45	DO.5301.45
47mm	DO.5300.47	DO.5301.47
49mm	DO.5300.49	DO.5301.49
52mm	DO.5300.52	DO.5301.52
55mm	DO.5300.55	DO.5301.55

Pack of 5 pieces  
Opak. 5 szt.

**Lingual retainers bondable**  
**Retainery językowe przyklejane**

Maxillary lateral to lateral (2 x 2)  
Szczeka - na siekacze boczne (2 x 2)



22 mm	DO.5316.22
24 mm	DO.5316.24
26 mm	DO.5316.26
28 mm	DO.5316.28
30 mm	DO.5316.30

Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Maxillary lateral to lateral (2 x 2)  
Szczeka - na siekacze boczne (2 x 2)



14 mm	DO.5317.14
16 mm	DO.5317.16
18 mm	DO.5317.18

**Lingual retainers bondable**  
**Retainery językowe przyklejane**



Mandibular / Żuchwa

Fig. 29	DO.5310.29
Fig. 31	DO.5310.31
Fig. 33	DO.5310.33
Fig. 35	DO.5310.35
Fig. 37	DO.5310.37

Pack of 5 pieces  
Opak. 5 szt.




Maxillary / Szczeka

Fig. 38	DO.5315.38
Fig. 40	DO.5315.40
Fig. 42	DO.5315.42
Fig. 45	DO.5315.45
Fig. 47	DO.5315.47

**Lingual retainers bondable**  
**Retainery językowe przyklejane**



Pack of 5 pieces  
Opak. 5 szt.



Universal / Uniwersalne

Ø 1.2 mm	DO.5319.12
Ø 2.0 mm	DO.5319.20

**Lingual retainer wire**  
**Drut na retainery językowe płaski**

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



DL390005


.010" x .028", 8 braid, 15cm, 6" / płaski .010" x .028" plecione 8-nitek 15cm, 6"



OrthoQuest



Made in USA



DO.5320.00

.010" x .028", 6 braid, 15cm, 6" / płaski .010" x .028" plecione 6-nitek 15cm, 6"

**Wires organizers / Stojaki na łuki**



DO.5390.00



DO.5390.01

**Grid for symmetric measurements**  
**Karta do pomiarów symetrycznych**

Made of plexiglas, for symmetric measurements of dental arch on plaster casts, in millimetres.

Do symetrycznych pomiarów łuków zębowych na modelach gipsowych. Wykonana z plexiglasu.



DO.154.000



# ElastoMAX™

- High elasticity and fade resistant
- Excellent rebound
- Medical grade polyurethane
- Stały i odporny na blaknięcie kolor
- Idealnie dopracowana elastyczność
- Z wysokiej jakości poliuretanu



Uno ligatures  
Ligatury Uno



Style -1  
Cat  
W kształcie głowy kota



Style -2  
Flower  
W kształcie kwiatka



Colors / Kolory	Code / Kod	Code / Kod	Code / Kod
assorted / w różnych kolorach	DO.5500.00	DO.5540.00	DO.5541.00
clear / przezroczyste	DO.5500.01		
white / białe	DO.5500.02		
tooth color / kolorze zębów	DD.5500.03		
grey / szare	DD.5500.05	DO.5540.05	DO.5541.05
black / czarne	DD.5500.09	DO.5540.09	DO.5541.09
Matelic blue / niebieski metallic	DD.5500.12		
blue / niebieskie	DD.5500.13	DO.5540.13	DO.5541.13
pearl blue / niebieskie perłowe	DD.5500.15		
turkus / turkusowe	DD.5500.17	DO.5540.17	DO.5541.17
sky blue / błękitne	DD.5500.21	DO.5540.21	DO.5541.21
golden / złote	DD.5500.28	DO.5540.28	DO.5541.28
light green / jasnozielone	DD.5500.30	DO.5540.30	DO.5541.30
green / zielone	DD.5500.34	DD.5541.34	DD.5541.34
red / czerwone	DD.5500.47	DO.5540.47	DO.5541.47
hot pink / ostry róż	DD.5500.51	DD.5540.51	DD.5541.51
light pink / jasnoróżowe	DD.5500.53	DD.5540.53	DD.5541.53
dark pink / ciemny róż	DD.5500.55		
purple / purpurowe	DD.5500.59	DD.5540.59	DD.5541.59
light purple / jasnopurpurowe	DD.5500.60		
violet / fioletowe	DD.5500.61		
orange / pomarańczowe	DD.5500.70	DO.5540.70	DO.5541.70
yellow / żółte	DD.5500.77	DO.5540.77	DO.5541.77

26 ligatures per stick  
26 ligatur na pasku

Pack of 1040 ligatures  
Opak. zawiera 1040 ligatur

40 ligatures per ring  
40 ligatur na kółku

Pack of 1000 ligatures  
Opak. zawiera 1000 ligatur

40 ligatures per ring  
40 ligatur na kółku

Pack of 1000 ligatures  
Opak. zawiera 1000 ligatur

## Elastomeric ligatures and chains organizers Stojaki na ligatury elastyczne i łańcuszki



DO.5980.01



DO.5980.02



DO.5981.03

## Hook cushions / Nakładki na haczyki



Pack of 140 cushions  
Opak. zawiera 140 nakładek

DO.5830.01

To place over bracket hooks to avoid discomfort  
Do nakładania na haczyki zamków aby zapewnić lepszy komfort

## Elastomeric ligature placement gun Pistolet do zakładania ligatur elastycznych



DO.5980.00





# ElastoMAX™

Elastomeric ligatures / Ligatury elastyczne

Latex Free / Bez lateksu

Made in USA

- High elasticity
- Excellent rebound
- Fade resistant
- Medical grade Polyurethane

- Wysoka elastyczność
- Idealnie dopracowana elastyczność
- Stały i odporny na blaknięcie kolor
- Z wysokiej jakości poliuretanu

## Ultra .120

Made of Silicone infused material  
Wyprodukowane z tworzywa z domieszką silikonu



Pearl / Perłowy	Ultra .120	Duo .115	Solo .120
pearl / perłowy		DO.5530.01	DO.5510.01
champaign / szampan			DO.5510.03
blue / niebieski			DO.5510.21
green / zielony			DO.5510.30
<b>Colors / Kolory</b>			
assorted / w różnych kolorach		DO.5531.00	DO.5511.00
clear / przezroczysty	DO.5501.01	DO.5531.01	DO.5511.01
white / biały			DO.5511.02
tooth color / w kolorze zębów			DO.5511.03
gray / szary	DO.5501.05		DO.5511.05
black / czarny			DO.5511.09
blue / niebieski		DO.5531.13	DO.5511.13
azure / turkus			DO.5511.17
light blue / jasnoniebieski			DO.5511.19
sky blue / błękitny		DO.5531.21	DO.5511.21
aqua / morski			DO.5511.25
light green / jasnozielony			DO.5511.30
spring green / zielen wiosenna			DO.5511.32
emerald green / aquamaryna			DO.5511.34
red / czerwony		DO.5531.47	DO.5511.47
hot pink / ostry róż		DO.5531.51	DO.5511.51
light pink / jasnoróżowy			DO.5511.53
fuchsia / fukcja			DO.5511.55
purple / purpurowy			DO.5511.59
violet / fioletowy			DO.5511.61
orange / pomarańczowy			DO.5511.70
yellow / żółty			DO.5511.77
<b>Metallic / Metalik</b>			
silver / srebrny	DO.5502.04	DO.5532.04	DO.5512.04
blue / niebieski			DO.5512.13
red / czerwony			DO.5512.47
pink / różowy			DO.5512.53
gold / złoty			DO.5512.86
<b>Flourescent / Fluorescencyjny</b>			
green / zielony			DO.5513.30
red / czerwony			DO.5513.47
pink / różowy			DO.5513.53
orange / pomarańczowy			DO.5513.70
yellow / żółty			DO.5513.77
<b>Glow in the dark / Świecący w ciemności</b>			
classic / klasyczny			DO.5515.01
blue / niebieski			DO.5515.19
green / zielony			DO.5515.30
red / czerwony			DO.5515.47
orange / pomarańczowy			DO.5515.70
purple / purpurowy			DO.5515.77

22 ligatures per stick,  
pack of 1012 ligatures  
22 ligatury na pasku,  
opak. 1012 ligatur


52 ligatures per stick,  
pack of 1040 ligatures  
52 ligatury na pasku,  
opak. 1040 ligatur

22 ligatures per stick,  
pack of 1012 ligatures  
22 ligatury na pasku,  
opak. 1012 ligatur

## B Link modules Elastomery moduł B-Link

Elastomeric ligatures with connecting bridges.  
Elastomeryczne ligatury połączone są ze sobą mostkami.

- Closing intra arch spaces
- Rotating individual teeth
- Connecting bracket hooks
- Zamykają przestrzenie
- Rotacja pojedynczych zębów
- Łączą haczyki zamków



Clear / Przezroczyste DO.5690.00  
Gray / Szare DO.5692.00  
Pack of 100 pieces, 25 pieces of each size  
Opakowanie zawiera 100 ligatur, po 25 sztuk z każdego rozmiaru

## ElastoMAX™

Uno Elastomeric chains / Uno Łańcuszki elastyczne



4.5m per spool  
4,5m na szpulii

Colors / Kolory	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie
clear / przezroczysty	DO.5760.01	DO.5770.01	DO.5780.01
silver / srebrny	DO.5760.02	DO.5770.02	DO.5780.02
dark blue / ciemnoniebieski	DO.5760.13	DO.5770.13	DO.5780.13
sky blue / błękitny	DO.5760.21	DO.5770.21	DO.5780.21
light green / jasnozielony	DO.5760.30	DO.5770.30	DO.5780.30
green / zielony	DO.5760.34	DO.5770.34	DO.5780.34
red / czerwony	DO.5760.47	DO.5770.47	DO.5780.47
hot pink / ostry róż	DO.5760.51	DO.5770.51	DO.5780.51
light pink / jasnoróżowy	DO.5760.53	DO.5770.53	DO.5780.53
dark pink / ciemnoróżowy	DO.5760.55	DO.5770.55	DO.5780.55
dark purple / ciemnopurpurowy	DO.5760.60	DO.5770.60	DO.5780.60
violet / fioletowy	DO.5760.61	DO.5770.61	DO.5780.61
yellow / żółty	DO.5760.77	DO.5770.77	DO.5780.77





# ElastoMAX™

Elastomeric chains / Łańcuszki elastyczne  
Latex Free / Bez lateksu



4.5m per spool  
4,5m na szpuli



### Ultra

- Made of Silicone infused material
- Low friction
- Wyprodukowane z tworzywa z domieszką silikonu
- Niska ścieralność

4.5m per spool  
4,5m na szpuli

	Standard			Ultra		
	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie
<b>Pearl / Perłowy</b>						
pearl / perłowy	DO.5710.01	DO.5720.01	DO.5740.01			
blue / niebieski	DO.5710.21	DO.5720.21	DO.5740.21			
green / zielony	DO.5710.30	DO.5720.30	DO.5740.30			
<b>Colors / Kolory</b>						
clear / przezroczysty	DO.5711.01	DO.5721.01	DO.5741.01	DO.5700.01	DO.5701.01	DO.5703.01
white / biały	DO.5711.02	DO.5721.02	DO.5741.02			
tooth color / w kolorze zębów	DO.5711.03	DO.5721.03	DO.5741.03			
gray / szary	DO.5711.05	DO.5721.05	DO.5741.05	DO.5700.05	DO.5701.05	DO.5703.05
black / czarny	DO.5711.09	DO.5721.09	DO.5741.09			
blue / niebieski	DO.5711.13	DO.5721.13	DO.5741.13			
sky blue / błękitny	DO.5711.21	DO.5721.21	DO.5741.21			
aqua / morski	DO.5711.25	DO.5721.25	DO.5741.25			
spring green / zielony	DO.5711.32	DO.5721.32	DO.5741.32			
red / czerwony	DO.5711.47	DO.5721.47	DO.5741.47			
hot pink / ostry róż	DO.5711.51	DO.5721.51	DO.5741.51			
light pink / jasnoróżowy	DO.5711.53	DO.5721.53	DO.5741.53			
purple / purpurowy	DO.5711.59	DO.5721.59	DO.5741.59			
orange / pomarańczowy	DO.5711.70	DO.5721.70	DO.5741.70			
yellow / żółty	DO.5711.77	DO.5721.77	DO.5741.77			
<b>Metallic / Metalik</b>						
silver / srebrny	DO.5712.04	DO.5722.04	DO.5742.04	DO.5700.04	DO.5701.04	DO.5703.04
<b>Glow in the dark / Świecący w ciemności</b>						
classic / klasyczny	DO.5715.01	DO.5725.01	DO.5745.01			



Latex free elastomeric products  
Produkty elastyczne bez lateksu

**ElastoMAX™**

**Non-Radiopaque posterior separators**  
Separatory Non-Radiopaque, posterior

**S - 4 lines**  
Light Blue  
Jasnoniebieski



**DO.5804.01**  
70 separators per dispenser - Pack of 1050 pieces  
70 separatorów na pasku - Opakowanie zawiera 1050 sztuk

**Non-Radiopaque anterior separators**  
Separatory Non-Radiopaque, anterior

**1mm**  
Clear / Przezroczysty



**DO.5801.01**  
10 separators per stick, Pack of 500 pieces  
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 500 sztuk

**Elastic thread solid round**  
Nić elastyczna, okrągła pełna

**Clear / Przezroczysta**  
.025" DO.5880.01  
.030" DO.5881.01  
**Grey / Szara**  
.025" DO.5880.02  
.030" DO.5881.02  
7,5 m per spool / 7,5m na szpuli



**Non-Radiopaque posterior separators**  
Separatory Non-Radiopaque, posterior

**Size standard**  
Light blue  
Jasnoniebieski



**DO.5806.01**  
10 separators per stick, Pack of 1000 pieces  
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 1000 sztuk

**Non-Radiopaque posterior separators**  
Separatory Non-Radiopaque, posterior

**Size extra large / Bardzo duże**  
Light blue  
Jasnoniebieski



**DO.5810.01**  
4 separators per stick, Pack of 32 pieces  
4 separatory na pasku, Opakowanie zawiera 32 sztuki

**Elastic thread solid square**  
Nić elastyczna, kwadratowa pełna

**Clear / Przezroczysta**  
.025" DO.5883.01  
.030" DO.5884.01  
**Grey / Szara**  
.025" DO.5883.02  
.030" DO.5884.02  
7,5 m per spool / 7,5m na szpuli



**Non-Radiopaque posterior separators**  
Separatory Non-Radiopaque, posterior

**Size large / Duże**  
Light blue  
Jasnoniebieski



**DO.5808.01**  
10 separators per stick, Pack of 500 pieces  
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 500 sztuk

**Rotation wedges**  
Kliny rotacyjne



**A: Standard wedge / Klin standardowy**  
Clear / Przezroczysty DO.5850.01  
Grey / Szary DO.5850.02

**B: Increased wedge / Klin powiększony**  
Clear / Przezroczysty DO.5851.01  
Grey / Szary DO.5851.02

10 wedges per stick, Pack of 100 pieces  
10 klinów na pasku, Opakowanie zawiera 100 sztuk

**Elastic thread hollow round**  
Nić elastyczna, okrągła pusta

**Clear / Przezroczysta**  
.025" DO.5887.01  
.030" DO.5888.01  
**Grey / Szara**  
.025" DO.5887.02  
.030" DO.5888.02  
7,5 m per spool / 7,5m na szpuli



**Radiopaque posterior separators**  
Separatory Radiopaque, posterior

**Size**  
Dark blue  
Ciemnoniebieski  
visible on X-ray / Widoczne na zdjęciach rtg



**DO.5812.01**  
10 separators per stick, Pack of 1000 pieces  
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 1000 sztuk

**Archwire sleeves**  
Osłonki na łuki

**Clear / Przezroczysta**  
.018" DO.5892.01  
.027" DO.5893.01  
**Grey / Szara**  
.018" DO.5892.02  
.027" DO.5893.02  
3 m per spool / 3m na szpuli



**Radiopaque posterior separators**  
Separatory Radiopaque, posterior



**DO.5816.01**  
Pack of 1000 pieces / Opakowanie zawiera 1000 sztuk

**Rotation wedges**  
Kliny rotacyjne

Pack of 100 pieces  
Opakowanie zawiera 100 sztuk



**Clear / Przezroczysty** DO.5853.01  
**Grey / Szary** DO.5853.02

**Lip bumper sleeves**  
Osłonki na pelotę wargową

**Clear / Przezroczysta**  
.046" DO.5894.01  
**Grey / Szara**  
.046" DO.5894.02  
3 m per spool / 3m na szpuli






# Creatures of the Sky

Latex free intraoral elastics  
Gumki / Wyciągi elastyczne bez lateksu  
Made in USA



Box of 20 packs (100 elastics per pack) 2000 pieces  
Paczka 20 torebek (100 wyciągów w torebce) 2000 sztuk

Scale / Skala 1/1



Force level / Siła wyciągu

Light Force / Siła wyciągu lekka	2.5 oz. = 71gm
Medium Force / Siła wyciągu średnia	3.5 oz. = 100gm
Heavy Force / Siła wyciągu duża	4.5 oz. = 130gm
X-Heavy Force / Siła wyciągu bardzo duża	6.0 oz. = 170gm



Free / Gratis

20 x Elastic directors  
20 x Nakładaczy do wyciągów elastycznych

Light force level / Siła wyciągu lekka 2.5 oz. (71 gm)



Hummingbird / koliber  
1/8" (3.18 mm)



Canary / kanarek  
3/16" (4.76 mm)



Finch / zięba  
1/4" (6.35 mm)



Starling / szpak  
5/16" (7.94 mm)



Cuckoo / kukułka  
3/8" (9.35 mm)

Medium force level / Siła wyciągu średnia 3.5 oz. (100 gm)



Love birds / papużki nierozłączki  
1/8" (3.18 mm)



Parakeet / papużka  
3/16" (4.76 mm)



Parrot / papuga  
1/4" (6.35 mm)



Cockatoos / kakađu  
5/16" (7.94 mm)



Macaw / ara  
3/8" (9.35 mm)

Heavy force level / Siła wyciągu duża 4.5 oz. (130 gm)



Quail / przepiórka  
1/8" (3.18 mm)



Partridge / kuropatwa  
3/16" (4.76 mm)



Fowl / perliczka  
1/4" (6.35 mm)



Pheasant / bażant  
5/16" (7.94 mm)



Peacock / paw  
3/8" (9.35 mm)

X-Heavy force level / Siła wyciągu bardzo duża 6.0 oz. (170 gm)



Harrier / błotniak  
1/8" (3.18 mm)



Kestrel / pustulka  
3/16" (4.76 mm)



Falcon / sokół  
1/4" (6.35 mm)



Hawk / jastrząb  
5/16" (7.94 mm)



Eagle / orzeł  
3/8" (9.35 mm)





# Creatures of the Sky

Latex free intraoral elastics  
Gumki / Wyciągi elastyczne bez lateksu  
Made in USA



### Latex free clear / Przezroczyste wyciągi elastyczne

	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	3.5oz. Medium / 3.5oz Średnia	4.5oz. Heavy / 4.5oz Duża	6oz. X-Heavy / 6oz. Bardzo duża
1/8" (3.2mm)	DO.5950.32	DO.5951.32	DO.5952.32	DO.5953.32
3/16" (4.8mm)	DO.5950.48	DO.5951.48	DO.5952.48	DO.5953.48
1/4" (6.4mm)	DO.5950.64	DO.5951.64	DO.5952.64	DO.5953.64
5/16" (7.9mm)	DO.5950.79	DO.5951.79	DO.5952.79	DO.5953.79
3/8" (9.5mm)	DO.5950.95	DO.5951.95	DO.5952.95	DO.5953.95



### Latex free neon colors / Kolorowe wyciągi elastyczne

	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	3.5oz. Medium / 3.5oz Średnia	4.5oz. Heavy / 4.5oz Duża	6oz. X-Heavy / 6oz. Bardzo duża
1/8" (3.2mm)	DO.5956.32	DO.5957.32	DO.5958.32	DO.5959.32
3/16" (4.8mm)	DO.5956.48	DO.5957.48	DO.5958.48	DO.5959.48
1/4" (6.4mm)	DO.5956.64	DO.5957.64	DO.5958.64	DO.5959.64
5/16" (7.9mm)	DO.5956.79	DO.5957.79	DO.5958.79	DO.5959.79
3/8" (9.5mm)	DO.5956.95	DO.5957.95	DO.5958.95	DO.5959.95

### Elastic directors / Nakładacze do wyciągów elastycznych

Elastic directors make placing and removing elastics easy for patients

Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.

Nakładacze do wyciągów elastycznych ułatwiają pacjentowi ich nakładanie i usuwanie.



DO.5985.01

DO.5985.02

DO.5985.03

DO.5985.04





**DENTAL  
TECHNOLOGIES**  
Improving smiles around the world



Made in USA

**alpha-dent<sup>®</sup>**  
One-Step Adhesive syringe  
Klej One-Step w strzykawce



**DT.301-0104-001**

3.5 g syringe / strzykawka 3,5g

Individual products: No-Mix or Light Cure adhesive syringe, Sealant resin, Enamel catalyst primer can be supplied on special order only.  
Pojedyncze produkty tj.: klej w strzykawce światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny i aktywatory są dostępne na specjalne zamówienie.

**alpha-dent<sup>®</sup>**  
Enamel catalyst primer  
Aktywator



**DT.209-0101-001**

Enamel catalyst primer 12ml / Aktywator 12ml

**alpha-dent<sup>®</sup>**

**LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE  
ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW  
ŚWIATŁOUTWARDZALNY**

Alpha-Dent® Light Cure Bracket Adhesive is a Paste Adhesive system formulated to bond to metal, ceramic and plastic brackets. The unique filler combination used in the paste produces an ideal bond and a smooth tacky consistency minimizing bracket flotation. By using light cure adhesive technology we have eliminated working time constraints.

Klej światłoutwardzalny jest odpowiedni do zamków metalowych, ceramicznych i plastikowych. Wyjątkowy materiał klejący gwarantuje lepkość, dzięki której zamki nie przesuwają się. Korzystanie z technologii utwardzenia kleju światłem oszczędza czas pracy lekarza.



**DT.303-0002-001**

**Contents / Zestaw zawiera:**

- 1 x 3.5gm Syringes
- 1 x Strzykawki po 3,5g
- 1 x 3ml Sealant Resin
- 1 x 3ml Aktywator
- 1 x 7ml Green Gel Etchant
- 1 x 7ml Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatkki do mieszania
- 25 x Brushes
- 25 x Pędzelków krótkich



Made in USA

**DT.303-0003-001**

**Contents / Zestaw zawiera:**

- 4 x 3.5gm Syringes
- 4 x Strzykawki po 3,5g
- 2 x 3ml Sealant Resin
- 2 x 3ml Aktywator
- 1 x 7ml Green Gel Etchant
- 1 x 7ml Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatkki do mieszania
- 50 x Brushes
- 50 x Pędzelków krótkich



**alpha-dent®**

**ONE STEP BRACKET ADHESIVE**  
**ONE STEP ORTODONTYCZNY KLEJ DO**  
**ZAMKÓW CHEMOUTWARDZALNY**



**DENTAL TECHNOLOGIES**  
*Improving smiles around the world*

Alpha-Dent® One-Step Bracket Adhesive is a Paste-Primer system formulated to bond to metal, ceramic and plastic brackets. The unique filler and primer combination used produces an ideal bond and a smooth tacky viscosity minimizing bracket flotation.

Klej chemoutwardzalny One-Step jest odpowiedni do zamków metalowych, ceramicznych i plastikowych. Wyjątkowe połączenie materiału klejącego i aktywatora gwarantuje lepkość, dzięki której zamki nie przesuwają się.



**DT.301-0003-001**

**Contents / Zestaw zawiera:**

- 4 x 3.5gm Syringes
- 4 x Strzykawki po 3,5g
- 1 x 12ml Enamel Catalyst Primer
- 1 x 12ml Aktywator
- 1 x 7g Green Gel Etchant
- 1 x 7g Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Brush Holder
- 1 x Uchwyt do pędzelków
- 50 x Brushes
- 50 x Pędzelków krótkich



**alpha-dent®**

**ONE STEP BRACKET ADHESIVE**  
**ONE STEP ORTODONTYCZNY KLEJ DO**  
**ZAMKÓW CHEMOUTWARDZALNY**

**Starter kit / Zestaw startowy**

**DT.301-0008-001**

**Contents / Zestaw zawiera:**

- 1 x 3.5gm Syringe
- 1 x Strzykawkę po 3.5g
- 1 x 5ml Enamel Catalyst Primer
- 1 x 5ml Aktywator
- 1 x 3g Green Gel Etchant
- 1 x 3g Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatkki do mieszania
- 25 x Brushes
- 25 x Pędzelków krótkich





**alpha-dent**<sup>®</sup>  
LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE  
ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW  
ŚWIATŁOUTWARDZALNY



DENTAL  
TECHNOLOGIES  
*Improving smiles around the world*

**Starter kit / Zestaw startowy**

DT.303-0003-001

**Contents / Zestaw zawiera:**

- 1 x 3.5gm Syringe
- 1 x Strzykawkę 3.5g
- 1 x 3ml Sealant Resin
- 1 x 3ml Aktywator
- 1 x 5ml Green Gel Etchant
- 1 x 5ml Wytrawiacz
- 50 x Mixing Pads
- 50 x Bloczków
- 2 x Mixing spatulae
- 2 x Łopatkki do mieszania
- 25 x Brushes
- 25 x Pędzelków krótkich



**alpha-dent**<sup>®</sup>  
Light Cure adhesive syringe  
Klej światłoutwardzalny w strzykawce



DT.303-0202-001

3.5 g syringe / 3,5 g strzykawkka

Individual products: No-Mix or Light Cure adhesive syringe, Sealant resin, Enamel catalyst primer can be supplied on special order only.  
Pojedyncze produkty tj.: klej w strzykawce światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny i aktywatory są dostępne na specjalne zamówienie.

**alpha-dent**<sup>®</sup>  
Light Cure blue band cement syringes  
Cement do pierścieni światłoutwardzalny Blue

Alpha-Dent® Light Cure Band Adhesive is a single paste resin-based, fluoride containing band adhesive. The single paste adhesive requires no mixing; resulting in reducing adhesive waste, consistent adhesive performance and now working time constraints. Alpha-Dent® Light Cure Band Adhesives distinctive blue color allows you to easily see the adhesive during banding, making clean up easy. When used with a high performance curing light, cure time is 20 seconds.

Cement do pierścieni jest pastą na bazie żywicy, zawierającą fluor. Nie wymaga mieszania, oszczędza czas, redukuje marnowanie materiału. Niebieski kolor wskazuje na ewentualny nadmiar kleju przed utwardzeniem oraz ułatwia zlokalizowanie resztek kleju po usunięciu pierścienia. Należy naświetlać lampą 20 sekund.

**alpha-dent**<sup>®</sup>  
Sealant resin  
Aktywator



DT.208-0101-001

Sealant resin 7ml / Aktywator 7ml



DT.320-0000-001

Contents / Zestaw zawiera:  
6 x 5gm Syringes  
6 x Strzykawkę po 5 g

**alpha-dent®**

Light Cure blue band cement syringes  
Cement do pierścieni światłoutwardzalny  
Blue w strzykawce




**DENTAL TECHNOLOGIES**  
Improving smiles around the world



DT-320-0101-001  
5 gm Syringes / 5 g Strzykawka


**Adhesive removers latex free**  
**Gumki polerskie do usuwania kleju / cementu bez latexu**

Latex free polymer polishers with blend of soft glass granules for the removal of orthodontic cements without scratching or scraping the enamel  max. 20'000 rpm



Code / Kod	S191	S192	S193
L mm	6,5	10,5	8,0
Ø mm	3,0	5,0	6,0

**Adhesive remover sets**  
**Zestawy gumek do usuwania kleju/cementu**

 max. 20'000 rpm




SET1017  
Adhesive remover set I - 9 pieces  
Zestaw I - 9 sztuk.



Contents / Zawiera	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.
L mm	6,5	10,5	8,0
Ø mm	3,0	5,0	6,0



Contents / Zawiera	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.	3 pcs / szt.
L mm	6,5	10,5	8,0	4,3
Ø mm	3,0	5,0	6,0	1,6

 max. 20'000 rpm



SET1018  
Adhesive remover set II - 12 pieces  
Zestaw II - 12 sztuk.



Prophylaxis pastes fluoride free 250g  
Pasty polerskie bez fluoru 250g



Jar / Słoiczek  
250 g.

PP010/0051 Medium Mint / Standardowa miętowa  
PP010/0052 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Propyl paste cup  
Pojemnik do pasty polerskiej



DZ.990.010

Prophylaxis pastes fluoride free, mint flavoured  
Pasty polerskie bez fluoru, miętowe



Jar / Słoiczek  
50 g.

PAS009 Fine / Drobnziarnista  
PAS001 Medium / Średnziarnista

Made of 100% natural ingredients.  
Zawierają 100% naturalnych składników.

Etching gel / Wytrawiacze

36 % phosphoric acid etching gel  
Wytrawiacz kwaso-fosforowy 36%



DR.2000.01 2ml  
DR.2000.02 10ml  
DR.2000.03 50ml

alpha-dent®



DENTAL  
TECHNOLOGIES  
Improving smiles around the world

Orthodontic Paste  
Pasta polerska bez fluoru

Alpha-Pro® Orthodontic Paste is a splatter-free formula that rinses easily and completely. Alpha-Pro® Orthodontic Paste comes without added color pigments, flavor and fluoride for patients who may be allergic to additives. The paste is available in medium grit and is recommended for normal cleaning, polishing, and plaque removal. The medium grit paste is ideal for use prior to composite bonding, sealants, and orthodontic bracket applications



Made in USA



DT.560-1301-002  
Pack of 200 single dose / Opak. 200 szt.  
2 gm dispensers / 2 gm kapsułki

Bond brushes micro  
Pędzelki do bondingu mikro

Made in Germany

Pack of 50 pieces  
Opak, 50 szt.



DZ.8610.01



DZ.8610.02



DZ.8610.03



DZ.8610.04

Bond brushes stander  
Pędzelki do bondingu standardowe

Pack of 100 pieces  
Opak, 100 szt.



DZ.8611.01



DZ.8611.02

**Prophy brushes RA / Szczoteczki do polerowania na kątnicę**

For cleaning and polishing of natural teeth, gold, amalgam fillings and removing plaque stains. Use with prophylaxis paste.

Czyszczą i polerują zęby, złoto, wypełnienia amalgamatowe oraz redukują płytkę nazębną. Szczoteczki do profilaktyki z zastosowaniem pasty polerskiej.



each / sztuka

Code / Kod	P001	P002	P003	P004	P005
------------	------	------	------	------	------


White nylon / Nylonowe białe

White nylon / Nylonowe białe



Code / Kod	DH.5015.01	DH.5015.02
------------	------------	------------

Pack / Opak 50 pieces / szt. 100 pieces / szt.



each / sztuka

Code / Kod	P006	P007
------------	------	------

White nylon / Nylonowe białe



**SMART**

**Color coded prophy cups latex free RA**  
**Gumki do polerowania bez lateksu na kątnicę**

max. 10'000 rpm

Use with prophylaxis paste / Używać z pastą polerską  
Pink soft / Różowe miękkie  
Purple medium / Purpurowe średnio-twarde  
Blue hard / Niebieskie twarde



each / sztuka

Code / Kod	PSRA001	PSRA002	PSRA003	DH.5009.01
------------	---------	---------	---------	------------

50 pieces / szt.



each / sztuka

Code / Kod	PRA001	PRA002	PRA003
------------	--------	--------	--------

**Disposable prophy cups and brushes**  
**Jednorazowe gumki i szczoteczki**

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.




DH.5010.01  
Regular / Standardowe



DH.5010.02  
Soft / Miękkie



DH.5010.03  
Standard brush  
Szczoteczka standardowa



DH.5010.04  
Pointed brush  
Szczoteczka słożkowa

**Bonding tray with sliding cover**  
**Etui do zamków**



DO.1991.10
DO.1991.20
DO.1991.30

**Disposable bonding trays**  
**Podstawki do zamków**



with mixing wells z miejscem do mieszania	without mixing wells bez miejsca do mieszania
DO.1990.11	DO.1990.10
DO.1990.21	DO.1990.20

**Disposable bonding trays organizer**  
**Stojak na podstawki do zamków**



DO.1990.00



Safety release modules with stainless steel clamps / Moduły bezpieczeństwa ze stalową kłamrą

Pair / Para



Force / Siła	Dark Blue Granatowy	Light Blue Jasnoniebieski	Green Zielony	Purple Purpurowy	Red Czerwony
600 gm	DO.6121.01	DO.6121.02	DO.6121.04	DO.6121.05	DO.6121.06
750 gm	DO.6122.01	DO.6122.02	DO.6122.04	DO.6122.05	DO.6122.06

High pull head caps / Wyciągi czaszkowe



Each / Sztuka

DO.6140.01 Small / Male  
DO.6140.02 Medium / Średnie  
DO.6140.03 Large / Duże

Cervical neck pads / Wyciągi karkowe



DO.6130.00 Assorted colors / Różne kolory  
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.01 Blue / Niebieskie  
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.02 Green / Zielone  
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.03 Red / Czerwone  
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Headgear bags / Etui na wyciągi czaszkowe



DO.6145.00 Assorted colors / Różne kolory  
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Each / Sztuka

DO.6145.01 Blue / Male  
DO.6145.02 Red / Średnie  
DO.6145.03 Yellow / Żółty  
DO.6145.04 Grey / Szary  
DO.6145.05 White / Biały

224 x 120 mm


Econo Cervical neck pads / Wyciągi karkowe



Without safety modules  
Bez modułów bezpieczeństwa

DO.6131.00  
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Extraoral elastics / Wyciągi zewnątrzustne



Extraoral elastics			
Force / Siła	8.0 oz	14.0 oz	16.0 oz
1/4" (6.4mm)	DO.6170.01	DO.6171.01	DO.6172.01
5/16" (7.9mm)	DO.6170.02	DO.6171.02	DO.6172.02
3/8" (9.4mm)	DO.6170.03	DO.6171.03	DO.6172.03
1/2" (12.7mm)	DO.6170.04	DO.6171.04	DO.6172.04

Pack of 1000 pieces  
Opak. 1000 szt.

**Facebows / Łuki twarzowe**

**Facebows with loops / Łuki twarzowe z pętlą**



Outer bow is available in 3 lengths  
Zewnętrzny łuk dostępny w 3 długościach

#	Intermolar parameter Rozpiętość	Short Krótki	Medium Średni	Long Długi
1	83 mm	DO.6107.01	DO.6108.01	DO.6109.01
2	90 mm	DO.6107.02	DO.6108.02	DO.6109.02
3	97 mm	DO.6107.03	DO.6108.03	DO.6109.03
4	104 mm	DO.6107.04	DO.6108.04	DO.6109.04
5	111 mm	DO.6107.05	DO.6108.05	DO.6109.05



**Universal colored facebows / Łuki twarzowe uniwersalne kolorowe Standard - Form**

Outer bow / Łuk zewnętrzny Ø .072"  
Inner bow / Łuk wewnętrzny Ø .045"

- DO.6105.01 White / Biały
- DO.6105.02 Blue / Niebieski
- DO.6105.03 Purple / Purpurowy
- DO.6105.04 Yellow / Żółty
- DO.6105.05 Black / Czarny
- DO.6105.06 Orange / Pomarańczowy
- DO.6105.07 Dark Green / Ciemna zieleń
- DO.6105.08 Lime Green / Jasna zieleń



**Universal facebows / Łuki twarzowe uniwersalne**

Outer bow / Łuk zewnętrzny Ø .072"  
Inner bow / Łuk wewnętrzny Ø .045"



Full-Form DO.6103.01  
Standard-Form DO.6104.01

**Lip Bumpers / Peloty wargowe**  
Wire Ø .045" / Drut Ø .045"



Color Kolor	Standard-Form		Full-Form	
	Without hooks Bez haczyków	With hooks Z haczykami	Without hooks Bez haczyków	With hooks Z haczykami
Blue / Niebieskie	DO.6115.01	DO.6116.01	DO.6117.01	DO.6118.01
Pink / Różowe	DO.6115.02	DO.6116.02	DO.6117.02	DO.6118.02
Red / Czerwone	DO.6115.03	DO.6116.03	DO.6117.03	DO.6118.03
White / Białe	DO.6115.04	DO.6116.04	DO.6117.04	DO.6118.04
Yellow / Żółte	DO.6115.05	DO.6116.05	DO.6117.05	DO.6118.05

**Plain facebows / Łuki twarzowe**

Outer bow Ø .072"  
Łuk zewnętrzny Ø .072"



Inner bow Ø / Łuk wewnętrzny Ø  
.045" DO.6102.01

**Chin cups / Proce bródkowe**

Color Kolor	For child Dla dzieci	For adult Dla dorosłych
<input checked="" type="radio"/> Red / Czerwone	DO.6141.01	DO.6142.01
<input checked="" type="radio"/> Green / Zielony	DO.6141.02	DO.6142.02
<input type="radio"/> Skin / Cielista	DO.6141.03	DO.6142.03



**High Pull Head Caps / Czepiec do procy bródkowej**

- DO.6140.04 Red / Czerwone
- DO.6140.06 Blue / Niebieski
- DO.6140.05 Green / Zielony






Face masks / Maski twarzowe

**COMFI-MAX**

Reverse pull face masks Delaire / Maski twarzowe Delaire

Made in Italy



Mini	DO.6150.01	DO.6150.02	DO.6150.03	DO.6150.04	DO.6150.05
Maxi	DO.6151.01	DO.6151.02	DO.6151.03	DO.6151.04	DO.6151.05

Face masks / Maski twarzowe

**COMFI-MAX**

Fully-Adjustable face masks  
Regulowane maski twarzowe



Blue Niebieska	Clear Przezroczysta	Pearl Perłowa	Red Czerwona	Teal Jasnozielona	Spider red Czerwona pajęczyna
DO.6154.01	DO.6154.02	DO.6154.03	DO.6154.04	DO.6154.05	DO.6154.06



Heart Serca	Graffiti Graffiti	Camouflage Moro	Zebra Zebra	violet Fioletowa
DO.6154.07	DO.6154.08	DO.6154.09	DO.6154.10	DO.6154.11

Face mask bags / Etui na maski twarzowe



DO.6159.00 For face masks Delaire / Na maski twarzowe Delaire  
DO.6159.01 For fully-adjustable face masks / Na maski twarzowe regulowane  
Assorted colors / Różne kolory  
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.



**Bruxism splint / Szyna nagryzowa z zaczepami**



DO.6580.01 Clear Przeźroczysta  
DO.6580.02 Pink / Bubble gum Różowa / Guma do żucia

Prevents the constant grinding that leads to TMJ disorder. Can be used over braces without effecting tooth movement.

Szyna jest skutecznym sposobem leczenia objawów zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ) tj. zaciskania, ścierania czy zgrzytania zębami. Odpowiednia dla pacjentów noszący aparat stały

**Ortho-LipGuard**



DO.6245.00  
Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.

Provides temporary relief from direct pressure to the lips caused by orthodontic appliances. Medical grade plastic material that can be heated and formed to the contours of the patients mouth, creating a custom guard for each application. The strip can be re-heated and formed throughout orthodontic treatment, to compensate for moving teeth.

Chroni i zabezpiecza usta pacjenta przed otarciami. Plastikowy materiał pod wpływem ciepła dostosowuje się do jamy ustnej pacjenta. Paski mogą być wielokrotnie na nowo formowane podczas całego leczenia ortodontycznego.

**Silicone comfort covers  
Ochraniające wargowe silikonowe**



DO.6240.00  
Pair / Para

**Soft plastic comfort covers  
Ochraniające wargowe plastikowe**



DO.6241.00  
Pair / Para

**Aligner seaters  
Nagryzacz do elastycznych aparatów retencyjnych**



Simple solution for properly seating aligners with imperfect fit.  
Proste rozwiązanie dla dokładnego umiejscowienia aparatu retencyjnego.

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Scent / Zapach  
DO.6502.01 ● Mint / Miętowy  
DO.6502.02 ● Bubble gum / Guma do żucia  
DO.6502.03 ● Grape / Winogrono  
DO.6502.04 ○ Unscented / Bez zapachu  
DO.6502.05 ● Pineapple / Ananas

**Retainer retrievers  
Instrument do zdejmowania elastycznych aparatów retencyjnych**



DO.6500.01 Blue / Niebieski  
DO.6500.02 Green / Zielony  
DO.6500.03 Pink / Różowy  
DO.6500.04 Orange / Pomarańczowy  
DO.6500.05 White / Biały

**Aligner patient kits  
Zestawy dla pacjenta noszącego elastyczny aparat retencyjny**



Kit-1 / Zestaw 1  
DO.6505.01

Kit-2 / Zestaw 2  
DO.6505.02

Contents:  
1 x Euro retainer case  
1 x Slim-Line retainer case  
2 x Retainer retrievers  
2 x Aligner seaters

Zawiera:  
Pudełko Euro na retainer  
Pudełko Slim-Line na retainer  
Instrumenty do zdejmowania aparatu retencyjnego  
Nagryzacz do retainerów

Kit 1 and 2 have same contents, only difference is colors of products  
Obydwa zestawy mają taką samą zawartość, różnią się kolorem produktów



### Relief wax / Wosk osłonowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires  
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego

Clear unscented wax  
Przeźroczysty wosk bezzapachowy



**DENTALINE®**  
The Single-Use Product Specialists™

Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Box color / Kolor pudełka	Clear / Przeźroczysty	Silver / Srebrny	Purple / Purpurowy	Blue / Niebieski
Code / Kod	DO.6204.02	DO.6204.03	DO.6204.05	DO.6204.06



Box color / Kolor pudełka	Green / Zielony	Orange / Pomarańcz.	Pink / Różowy
Code / Kod	DO.6204.07	DO.6204.08	DO.6204.09

Clear scented wax  
Przeźroczysty wosk zapachowy

**DENTALINE®**  
The Single-Use Product Specialists™

Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego zapachu



Scent / Zapach	Apple / Jabłko	Blueberry / Jagoda	Bubblegum / Guma do żucia	Cherry / Wiśnia
Code / Kod	DO.6205.01	DO.6205.02	DO.6205.03	DO.6205.05



Scent / Zapach	Chocolate / Czekolada	Cinnamon / Cynamon	Coconut / Kokos	Cotton candy / Cukierek
Code / Kod	DO.6205.06	DO.6205.07	DO.6205.08	DO.6205.09



Scent / Zapach	Grape / Winogrono	Mint / Mięta	Orange / Pomarańcza	Pineapple / Ananas
Code / Kod	DO.6205.10	DO.6205.11	DO.6205.12	DO.6205.13



Scent / Zapach	Tutti-Frutti / Tutti-Frutti
Code / Kod	DO.6205.16

**Relief wax / Wosk osłonowy**

Clear unscented wax  
Przeźroczysty wosk bezzapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires  
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Box color / Kolor pudełka	Clear / Przeźroczysty	Silver / Srebrny	Sparkle cool mint / Miętowy brokatowy	Tropical sparkle blue / Niebieski brokatowy
Code / Kod	DO.6200.02	DO.6200.03	DO.6200.05	DO.6200.06



Box color / Kolor pudełka	Tropical sparkle green / Zielony brokatowy	Tropical sparkle orange / Pomarańcz brokatowy	Tropical sparkle pink / Różowy brokatowy	Tropical sparkle red / Czerwony brokatowy
Code / Kod	DO.6200.07	DO.6200.08	DO.6200.09	DO.6200.10



Box color / Kolor pudełka	Tropical sparkle black / Czarny brokatowy	Tropical sparkle green / Ciemnozielony brokatowy	Tropical sparkle gold / Złoty brokatowy	Tropical sparkle plum / Śliwkowy brokatowy
Code / Kod	DO.6200.11	DO.6200.12	DO.6200.13	DO.6200.14

**Color scented wax in clear cases**  
**Kolorowy wosk zapachowy**

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires  
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Wax color / Kolor wosku	White / Biały	Yellow / Żółty	Purple / Purpurowy	Green / Zielony
Scent / Zapach	Mint / Mięta	Lemon / Cytryna	Grapes / Winogrono	Lime / Limonka
Code / Kod	DO.6203.01	DO.6203.02	DO.6203.03	DO.6203.04



Wax color / Kolor wosku	Orange / Pomarańczowy	Red / Czerwony
Scent / Zapach	Orange / Pomarańcza	Cherry / Wiśnia
Code / Kod	DO.6203.05	DO.6203.06



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



## Relief wax / Wosk osłonowy

Clear wax in scented cases  
Przeźroczysty wosk zapachowy

For relief against irritation caused by brackets and ligature wires  
Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego



Made in USA



Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru



Scent / Zapach  
Code / Kod

Apple / Jabłko  
DO.6202.01

Blueberry / Jagoda  
DO.6202.02

Bubblegum / Guma do żucia  
DO.6202.03

Cherry / Wiśnia  
DO.6202.05



Scent / Zapach  
Code / Kod

Chocolate / Czekolada  
DO.6202.06

Cinnamon / Cynamon  
DO.6202.07

Coconut / Kokos  
DO.6202.08

Cotton candy / Cukierek  
DO.6202.09



Scent / Zapach  
Code / Kod

Grape / Winogrono  
DO.6202.10

Mint / Mięta  
DO.6202.11

Orange / Pomarańcza  
DO.6202.12

Pineapple / Ananas  
DO.6202.13



Scent / Zapach  
Code / Kod

Tutti-Frutti / Tutti-Frutti  
DO.6202.16

## Relief aid kit / Zestaw osłonowy dla pacjenta z aparatem stałym



Made in USA

DO.6215.00

Contents:  
Relief wax  
Elasti-Bite Wafer  
Ortho-LipGuard

Zawiera:  
Wosk osłonowy  
Wafel do nagryzania  
Ochroniacze wargowe na zęby przednie

## Aligner patient kit Zestaw dla pacjenta noszącego elastyczny aparat retencyjny



Made in USA

Contents:  
1 x Pontic wax  
1 x Retainer retriever  
3 x Aligner seaters  
Zawiera:  
1 x Wosk Pontic  
1 x Instrument do zdejmowania  
aparatu retencyjnego  
3 x Nagryzacze do retainerów

Kit-3 / Zestaw 3  
DO.6505.03

Glow in the dark unscented relief wax  
Wosk świecący w ciemności, bezzapachowy



Box color / Kolor pudełka	Code / Kod
Clear / Przezroczysty	DO.6201.02

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Elasti-Bite  
Therapy wafers scented / Wafel do nagryzania zapachowy



- DO.6230.01 Cherry / Wiśnia
  - DO.6230.02 Grape / Winogrono
  - DO.6231.01 Bubblegum / Guma do żucia
  - DO.6231.02 Mint / Mięta
- Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Relief silicone / Silikon osłonowy

Will not melt or dry out  
Nie topi się i nie wysycha



DO.6210.00  
Assorted sparkle boxes  
Mix brokatowych pudełeczek  
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

- Orthosil™ Silicone Patient Boxes
- Silicone used for temporary relief from appliance irritation
  - Transparent and waterproof
  - Resistant to hot liquid

Relief wax organizer / Stojak na wosk



- Made from strong, high quality clear acrylic
- Removable cover slides on and off for easy dispensing and re-stocking
- Holds 100 boxes

DO.6220.00

Orthosil Bracket Protector / Orthosil Silikon osłonowy



DO.6209.00  
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Thicker strips of silicone for covering an entire arch, one piece covers cuspid to cuspid. Ideal for patients who play musical instruments or extra protection when used with a mouth guard.

Cienkie paski silikonu osłaniają pełny łuk, jeden pasek osłania od kła do kła. Przeznaczony dla pacjentów grających na instrumentach muzycznych lub jako dodatkowa ochrona podczas noszenia ochroniacza do warg.

Pontic wax / Wosk Pontic

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



DO.6510.00  
Creates the appearance of teeth inside aligners with extraction areas of missing teeth. Przeznaczony dla pacjentów noszących aparat retencyjny.





Euro retainer cases Maxi  
Pudełka ortodontyczne Euro Maxi

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar

38 mm	Deep / Głębokość
76 mm	Wide / Szerokość
64 mm	Long / Długość



DO.6306.01  
Sparkle aqua  
Metallic morski



DO.6306.02  
Sparkle black  
Metallic czarny



DO.6306.03  
Sparkle blue  
Metallic niebieski



DO.6306.04  
Sparkle green  
Metallic zielony



DO.6306.05  
Sparkle purple  
Metallic purpurowy



DO.6306.06  
Sparkle red  
Metallic czerwony



DO.6306.08  
Yellow  
Żółty



DO.6306.11  
Sparkle cool mint  
Metallic miętowy



DO.6306.12  
Sparkle plum  
Metallic śliwkowy



DO.6307.01  
Tropical Blue  
Fluorescencyjny niebieski



DO.6307.02  
Tropical green  
Fluorescencyjny zielony



DO.6307.03  
Tropical orange  
Fluorescencyjny pomarańczowy



DO.6307.04  
Tropical pink  
Fluorescencyjny różowy



DO.6308.01  
Splash  
W kleksy



DO.6308.02  
Splash kiwi  
Kiwi w kleksy



DO.6308.03  
Splash ocean  
Ocean w kleksy



DO.6308.04  
Splash tangerine  
Mandarynka w kleksy



DO.6309.01  
Glow in the dark  
Świejące w ciemności

DO.6306.00

Assorted colours / Asortyment

DO.6306.01	Sparkle aqua / Metallic morski
DO.6306.02	Sparkle black / Metallic czarny
DO.6306.03	Sparkle blue / Metallic niebieski
DO.6306.04	Sparkle green / Metallic zielony
DO.6306.05	Sparkle purple / Metallic purpurowy
DO.6306.06	Sparkle red / Metallic czerwony
DO.6307.01	Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
DO.6307.02	Tropical green / Fluorescencyjny zielony
DO.6307.03	Tropical orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
DO.6307.04	Tropical pink / Fluorescencyjny różowy

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



**Euro retainer cases Midi**  
**Pudełka ortodontyczne Euro Midi**

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

**Size / Rozmiar**

31 mm      Deep / Głębokość  
76 mm      Wide / Szerokość  
64 mm      Long / Długość



**DO.6300.02**  
Sparkle black  
Metallic czarny



**DO.6300.03**  
Sparkle green  
Metallic zielony



**DO.6300.05**  
Sparkle purple  
Metallic purpurowy



**DO.6300.06**  
Sparkle red  
Metallic czerwony



**DO.6301.01**  
Tropical Blue  
Fluorescencyjny niebieski




**DO.6301.02**  
Tropical green  
Fluorescencyjny zielony



**DO.6301.03**  
Tropical orange  
Fluorescencyjny pomarańczowy



**DO.6301.04**  
Tropical pink  
Fluorescencyjny różowy



**DO.6302.01**  
Splash  
W kleksy



**DO.6303.01**  
Glow in the dark  
Świecące w ciemności

**DO.6300.00**  
Assorted colours / Asortyment

- DO.6300.02 Sparkle black / Metallic czarny
- DO.6300.03 Sparkle green / Metallic zielony
- DO.6300.05 Sparkle purple / Metallic purpurowy
- DO.6300.06 Sparkle red / Metallic czerwony
- DO.6301.01 Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
- DO.6301.02 Tropical green / Fluorescencyjny zielony
- DO.6301.03 Tropical orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
- DO.6301.04 Tropical pink / Fluorescencyjny różowy
- DO.6302.01 Splash / W kleksy
- DO.6303.01 Glow in the dark / Świecące w ciemności

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

**Retainer cases classic mini**  
**Pudełka classic mini na retainery**

**Size / Rozmiar**

22 mm      Deep / Głębokość  
72 mm      Wide / Szerokość  
65 mm      Long / Długość



**DO.6321.00**  
Assorted / Asortyment  
Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



**DO.6322.00**  
Assorted / Asortyment  
Pack of 15 pieces / Opak. 15 szt.







Retainer cases classic Midi / Pudełka protetyczne Classic Midi



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Size / Rozmiar

32 mm Deep / Głębokość  
70 mm Wide / Szerokość  
60 mm Long / Długość



Black  
Czarne



Blue Dark  
Ciemnoniebieskie



Blue Light  
Jasnoniebieskie



Green Fluorescent  
Fluorescencyjna zieleń



Orange  
Pomarańczowe



Pink Hot  
Ostry róż



Purple  
Purpurowe



Red  
Czerwone



Violet  
Fioletowe



Yellow  
Żółte

Color / Kolor	Midi	Midi with mirror z lusterkiem
Assorted / Mix kolorów	DO.6320.00	DO.6350.00
Black / Czarne	DO.6320.01	DO.6350.01
Blue Dark / Ciemnoniebieskie	DO.6320.02	DO.6350.02
Blue Light / Jasnoniebieskie	DO.6320.03	DO.6350.03
Green Fluorescent / Fluorescencyjna zieleń	DO.6320.04	DO.6350.04
Orange / Pomarańczowe	DO.6320.05	DO.6350.05
Pink Hot / Ostry róż	DO.6320.06	DO.6350.06
Purple / Purpurowe	DO.6320.07	DO.6350.07
Red / Czerwone	DO.6320.08	DO.6350.08
Violet / Fioletowe	DO.6320.10	DO.6350.10
Yellow / Żółte	DO.6320.11	DO.6350.11

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Orthodontic retainer or bleaching tray cases  
Pudełka ortodontyczne na retainery i szyny wybielające

Pack of 10 pieces  
Opak. 10 szt.



DO.6314.00  
Assorted colors / Asortyment



**Slim-Line retainer cases / Slim-Line Pudełka ortodontyczne**

-  DO.6311.01  
Sparkle Black / Metaliczny czarny
-  DO.6312.01  
Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski
-  DO.6312.02  
Tropical Green / Fluorescencyjny zielony
-  DO.6312.03  
Tropical Orange / Fluorescencyjny pomarańczowy
-  DO.6312.04  
Tropical Pink / Fluorescencyjny różowy

-  DO.6311.13  
Sparkle Cool Mint / Metaliczny miętowy
-  DO.6311.14  
Sparkle Plum / Metaliczny śliwkowy



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

**DO.6311.00**  
Assorted / Asortyment

**Retainer case clips  
Klips do pudełka ortodontycznego**



**DO.6390.00**  
Assorted / Asortyment  
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



**Ultima Guard**  
Ultimate mouth guard  
Ochroniacz sportowy do warg



	Without strap Bez paska	With strap Z paskiem
Color / Kolory	Code / Kod	Code / Kod
Blue / Niebieski	DO.6250.02	DO.6251.02
Clear / Przezroczysty	DO.6250.03	DO.6251.03
Green / Zielony	DO.6250.04	DO.6251.04
Silver / Srebrny	DO.6250.06	DO.6251.06
Yellow / Żółty	DO.6250.07	DO.6251.07

- The first truly breathable mouth guard
- Protect lips, cheeks and gums from contact with braces while playing sports
- Three breathing vents to maximise airflow
- Tongue guard protects the tongue from protruding through the vents
- Comfortable and easy to wear
- Can be heated and customised for each patient

- Pierwszy nieutrudniający oddychania ochroniacz do warg
- Ochronia wargi, policzki i dziąsła przed kontaktem z zamkami podczas uprawiania sportu.
- Trzy otwory ułatwiające przepływ powietrza.
- Skutecznie ochrania język
- Wygodny i łatwy w użyciu.
- Pod wpływem ciepła dopasowuje się do jamy ustnej pacjenta

**Functional vestibular appliance- Schönherr's plates / Płytki przedsionkowe Schönherra**



DO.8090.01  
Small – under 3 years  
Mała – dla dzieci poniżej 3 lat



DO.8090.02  
Medium – 3 to 5 years  
Średnia – dla dzieci 3-5 lat



DO.8090.03  
Large – 5 to 7 years  
Duża – dla dzieci 5-7 lat





**Intraoral & extraoral elastic band case / Pudeleczka na wyciągi wewnętrzne lub zewnętrzne z nakładaczem**

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



**DO.5986.00**  
Assorted / Asortyment

**ICON**  
**Interdental brushes standard / Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych standard**

High tensile strength, plastic coated, stainless steel wire at the core prevents the brushes from bending. Brush is also fully flexible and after bending will retain its original shape. The brush and handle are manufactured as a complete unit so there is no need to assemble. Additionally each brush has its own hygienic cap which can also be used as a handle extension (except ID114 and ID115).

Stalowy rdzeń szczoteczki bardzo wytrzymały, nie łamie się nawet po wielokrotnym zgięciu, solidnie umieszczony w ergonomicznym uchwycie. Elastyczne, nylonowe włosie szczoteczki zawsze powraca do swojego początkowego kształtu. Szczoteczki posiadają nakładkę ochronną, która może służyć jako przedłużenie uchwytu.

Pack of 8 pieces / Opak. 8 szt.



Size / Rozmiar	XXXXF	XXXF	XXF	XF	F	M	L	XL
Ø mm	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0	9,0
L mm	12,0	12,5	12,0	13,0	13,0	13,0	16,0	19,0
Color / Kolor	Pink	Orange	Red	Blue	Yellow	Green	Purple	Grey
	Różowe	Pomarańczowe	Czerwone	Niebieskie	Żółte	Zielone	Purpurowe	Szare
Code / Kod	ID121	ID120	ID119	ID118	ID117	ID116	ID115	ID114



**End Tufted Brush / Szczoteczki jedнопęczkowe**

The brush has been developed in order to clean interstitially tooth by tooth. The brush is equipped with a small ergonomically designed nylon tuft.

Idealna do czyszczenia pojedynczych zębów, okolic przyszyjkowych, bruzd zębowych oraz stałych aparatów ortodontycznych. Zakończona ergonomicznie zaprojektowanym małym nylonowym pęczkiem, pozwala na delikatne i efektywne czyszczenie.

CS 1006  
single 6mm

CS 1009  
single 9mm

CURAPROX


MIND THE GAP!

SUNSTAR  
GUM  
HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.™



DH.2002.01

DH.2002.02



DH.2002.03

**Orthodontic replacement heads for electric toothbrush  
Końcówki ortodontyczne do szczoteczki elektrycznej**



Pack of 3 pieces / Opak. 3 szt.

DH.2410.06

**Disposable prepaŕsted orthodontic V-Trim toothbrushes  
Szczoteczki ortodontyczne jednorazowe V-Trim z paŕstą**

Pack of 144 pieces / Opak. 144 szt.



DH.2091.00

Prepasted with mint tooth paste  
Perfect for patients use prior to treatment

Pasta o smaku miętowym  
Doskonale w sytuacjach awaryjnych

**Denture brush  
Szczoteczka do protez**



DH.2300.00

SUNSTAR  
GUM  
HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.™

**Teen toothbrushes  
Szczoteczki do zębów Teen**



DH.2015.01 Blue / Niebieska  
DH.2015.02 Green / Zielona  
DH.2015.03 Orange / Pomarańczowa  
DH.2015.04 Yellow / Żółte

**Orthodontic dual-head V-Trim toothbrushes  
Podwójne szczoteczki ortodontyczne (z końcówką do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych)**



DH.2010.00 Blue / Niebieska  
DH.2010.01 Green / Zielona  
DH.2010.02 Purple / Purpurowa  
DH.2010.03 Red / Czerwona

**Orthodontic V-Trim toothbrushes  
Szczoteczki ortodontyczne V-Trim**



DH.2012.00 Blue / Niebieska  
DH.2012.01 Green / Zielona  
DH.2012.02 Purple / Purpurowa  
DH.2012.03 Red / Czerwona



Orthodontic V-Trim travel toothbrushes  
Podróżne szczoteczki ortodontyczne V-Trim



- DH.2020.00 Blue / Niebieska
- DH.2020.01 Green / Zielona
- DH.2020.02 Purple / Purpurowa
- DH.2020.03 Red / Czerwona



Orthodontic V-Trim toothbrushes  
Szczoteczki ortodontyczne V-Trim



- DH.2011.01 Curaprox CS 5460
- DH.2011.02 Gum Butler 124
- DH.2011.03 Oral B

Orthodontic care kits / Zestawy higieniczne

Give your patients everything they need to get through the "ordeal" of having to wear braces. They're a great way to show you care while encouraging oral hygiene during treatment so that patients get the most value out of their braces.  
Zaoferuj swojemu pacjentowi wszystko to czego potrzebuje aby mu wynagrodzić trud noszenia aparatu stałego. To doskonały sposób okazania troski o pacjenta i zachęta do dbałości o higienę jamy ustnej.

Kit-I in plastic pouch / Zestaw w plastikowym etui



- Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny
- DH.2000.00 Blue / Niebieski
  - DH.2000.01 Green / Zielony
  - DH.2000.02 Purple / Purpurowy
  - DH.2000.03 Red / Czerwony

- Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:
- Dual head V-Trim brush / Szczoteczka
  - V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
  - Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
  - 3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"
  - Mint wax / Wosk miętowy
  - Floss threaders / Igła do nici dentystycznej
  - 15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce
  - Mouth mirror / Lusterko z rączką

**Orthodontic care kits / Zestawy higieniczne**

Give your patients everything they need to get through the "ordeal" of having to wear braces. They're a great way to show you care while encouraging oral hygiene during treatment so that patients get the most value out of their braces.  
Zaoferuj swojemu pacjentowi wszystko to czego potrzebuje aby mu wynagrodzić trud noszenia aparatu stalego. To doskonały sposób okazania troski o pacjenta i zachęta do dbałości o higienę jamy ustnej.

Kit-II in plastic bottle / Zestaw w plastikowym bidonie



Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:  
Dual head V-Trim brush / Szczoteczka  
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna  
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych  
Mint wax / Wosk miętowy  
Floss threaders / Igła do nici dentystycznej  
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce



Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny  
DH.2001.00 Blue / Niebieski  
DH.2001.01 Green / Zielony  
DH.2001.02 Purple / Purpurowy

Kit-III in plastic pouch / Zestaw w plastikowym etui



Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:  
V-Trim brush / Szczoteczka V-Trim  
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna  
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych  
3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"  
Orthodontic wax / Wosk ortodontyczny  
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce  
Mouth mirror mixing spatula / Lusterko z rączką

Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny  
DH.2003.00 Blue / Niebieski  
DH.2003.01 Pink / Różowy







**Flexi interdental brushes**  
**Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych**

Each / Szuka



Size / Rozmiar	X-Micro	Micro fine	Ultra fine	Super fine	X-fine	Fine	X-fine tapere / stożkowe	Stożkowe	Medium
Ø mm	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3 - 5	3 - 6	8,0
Wire thickness / Grubość drutu	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	1.20
Color / Kolor	Turquoise	Coral	Tangerine	Ruby	Aqua	Lemon	Lilac	Lime	Violet
	Morskie	Różowe	Pomarańczowa	Czerwona	Niebieska	Żółte	Liliowe	Zielone	Ciemnofioletowe
Code / Kod	TF-ID200	TF-ID201	TF-ID202	TF-ID203	TF-ID204	TF-ID205	TF-ID206	TF-ID207	TF-ID208

**ORAL-B Super Floss**  
**Niść ORAL-B Super Floss**



Pack of 50 pieces  
Opak. 50 szt.

DH.1000.02

- 1 Ideal for braces, bridges and wide spaces
- 2 Stiffened end to floss under appliances
- 3 Spongy-floss to clean around appliances and in wide spaces
- 4 Regular floss to remove plaque under gumline
- 5 50 Pre-cut strands

- 1 Do czyszczenia mostów, aparatów ortodontycznych i większych przestrzeni międzyzębowych
- 2 Usztywniony koniec ułatwia wprowadzanie nici pod przęsło mostu lub aparatu ortodontycznego
- 3 Puszysta część służy oczyszczaniu miejsc wokół mostów i aparatów oraz większych przestrzeni międzyzębowych
- 4 Standardowa niść dentystyczna usuwa płytkę nazębną poniżej linii dziąseł
- 5 W pojemniku znajduje się 50 odmierzonych odcinków nitki dla łatwiejszego dozowania

**Tongue cleaner**  
**Szczoteczka do czyszczenia języka**



DH.2200.00



**OrthoKIN strawberry-mint mouthwash with toothpaste**  
**OrthoKIN zestaw płyn truskawkowo-miętowy z pastą do zębów**



DH.3200.01

Oral Hygiene specified for carriers of braces.  
Prevention of caries.  
Prevention and control of bacterial plaque.

Codzienna higiena jamy ustnej u osób leczonych aparatami ortodontycznymi  
Profilaktyka próchnicy  
Profilaktyka stanów zapalnych dziąseł i chorób przyzębia  
Profilaktyka tworzenia się płytki bakteryjnej

**OrthoKIN tooth paste Strawberry Mint**  
**OrthoKIN pasta do zębów**



DH.3200.03

Formulated with the right amount of fluoride (500 ppm), for wearers of orthodontic braces, also contains cetylpyridinium chloride (with antiseptic and antiplaque action), pro-vitamin B5 and vitamin E (epithelising agents), which offer an intensive protection of the gingival tissue and control the accumulation of the dental biofilm (dental plaque).

Indications

- Specific oral hygiene for wearers of orthodontic braces.
- Prevention of caries.
- Prevention and control of dental plaque.

Guidelines for administration

Brush teeth for 2 or 3 minutes, at least twice a day, preferably after every meal and before bed time. Do not swallow.

Presentations:  
75ml



WP-100



**Product Features**

- 7 Tips
- Advanced Pressure Control System With 10 Settings
- Reservoir Capacity Of 90+ Seconds
- Pause Button On Handle
- 360-Degree Tip Rotation
- Smaller And Quieter Than Previous Models
- Covered Reservoir With Built-In Tip Storage
- Compatible With 120VAC/60Hz Outlets, For Use In North America Only
- Two-Year Warranty

**Opis**

Waterpik to nowoczesny irygator w 93% skuteczniejszy w profilaktyce zapalenia dziąseł od tradycyjnych metod czyszczenia nitką dentystyczną. Badania naukowe dowiodły że po 28 dniach używania irygatora nastąpiło w 40%-93% obniżenie krwawienia i zapalenia dziąseł. Zdrowsze dziąsła już po 14 dniach. Usuwa bakterie głęboko między zębami i poniżej dziąseł, gdzie czyszczenie tradycyjną szczoteczką nie daje rezultatów. Masuje dziąsła, nadając w efekcie ich silny i zdrowy wygląd.

Idealny do czyszczenia wokół stałych aparatów ortodontycznych, dzięki zastosowaniu specjalnej końcówki. 10 stopni regulacji ciśnienia (od 5 do 90 Psi). Nowy wygląd oraz 20% cichszy niż poprzednie modele. Zbiornik z pokrywą ułatwia utrzymać go w czystości i przechowywać załączone akcesoria. Dwa lata gwarancji



WP-112



Classic Jet tip  
końcówki klasyczne  
do irygacji



Orthodontic tip  
Końcówka ortodontyczna



Plaque Seeker tip  
końcówka do czyszczenia  
implantów, mostów, koron



Pik Pocket tip  
końcówka do irygacji  
poddziąsłowej



Toothbrush tip  
końcówka szczoteczka  
do zębów



Tongue cleaner tip  
końcówka do czyszczenia języka







## Expansion screws / Śruby rozszerzające

### Micro Series

Double-guidance expansion screws for multiple use.  
Podwójne śruby prowadzące o szerokim zastosowaniu.




Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements.  
Stable U-bow retention, straight or bent.  
Śruby szkieletowe, sekcyjne do przesuwania poszczególnych zębów, proste lub kątowe.




### Standard Series


Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements. Stable U-bow retention, straight or bent.  
Śruby szkieletowe, sekcyjne do przesuwania poszczególnych zębów, proste lub kątowe.




Traction screws for closing gaps. Stable U-bow retention straight or bent.  
Śruby trakcyjne, ściągające do zamykania przestrzeni międzyzębowych, proste lub kątowe.



Stable expansion screws for the maxilla with retention drill holes.  
Śruby szkieletowe, rozszerzające z zamkniętym otworem, typowe dla szczęki.




Standard expansion screws  
Śruby rozszerzające standard



D  
DENTAURUM

Skeleton design  
Holes in body of screws for better retention in acrylic  
Built-in stops prevent screws from coming apart  
With expansion screw key straight, small – standard

Stable expansion screws for the mandible with retention drill holes.  
Śruby szkieletowe, rozszerzające z zamkniętym otworem, typowe dla żuchwy.





## Expansion screws / Śruby rozszerzające

### Multiple section screws by Bertoni / Śruby Bertonięgo

Combined transversal and protrusion screw for 2 or 3 independently adjustable sectors.

Śruby poprzeczno-protruzyjne z 2 lub 3 niezależnie działającymi sekcjami, trójkierunkowe.




### Special screws / Śruby specjalne

Fan-shaped screw for asymmetric expansion of the maxilla.  
Śruba zawiasowa górna do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego w odcinku przednim szczęki.


Mandibular bow screws for transversal expansion of the mandibular anterior arch.

Śruby zawiasowe dolne do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego w odcinku przednim żuchwy.

Stable expansion screw for the upper jaw.  
Śruba Weise'a do leczenia przodozgrzyzu.



### Palatal suture expansion screws / Śruby do podniebiennych procesów rozszerzających



### Laboratory wires / Drut protetyczny



Remanium® wires / Drut Remanium®

### Laboratory wires / Drut protetyczny

High quality chromium-nickel dental wires, quality soft, hard and spring hard.

Wysokiej jakości drut protetyczny chromowo-niklowy – miękki, twardy, sprężysto – twardy.



Size	Soft	Hard	Spring hard	Length
Rozmiar	Miękki	Twardy	Sprężysto – twardy	Długość
0,4 mm	L 704	L 804	L 904	50 m
0,5 mm	L 705	L 805	L 905	50 m
0,6 mm	L 706	L 806	L 906	40 m
0,7 mm	L 707	L 807	L 907	30 m
0,8 mm	L 708	L 808	L 908	20 m
0,9 mm	L 709	L 809	L 909	10 m
1,0 mm	L 710	L 810	L 910	10 m
1,1 mm	L 711	L 811	L 911	10 m
1,2 mm	L 712	L 812	L 912	10 m



Met dent

Size	Spring hard	Length
Rozmiar	Sprężysto – twardy	Długość
0,7 mm	523-070.00	30 m
0,8 mm	523-080.00	20 m
0,9 mm	523-090.00	20 m

Size	Spring hard	Length
Rozmiar	Sprężysto – twardy	Długość
0,6 mm	DL.0001.00	1 m
0,7 mm	DL.0001.01	1 m
0,8 mm	DL.0001.02	1 m
0,9 mm	DL.0001.03	1 m
1,0 mm	DL.0001.04	1 m
1,2 mm	DL.0001.05	1 m



## Thermoform sheets / Płytki termoformowalne



### The Right Plastic for the Right Application

Clarity, thickness, strength, aesthetics and specific application are all important things to consider when selecting thermoforming materials. This below comparison chart can help you select the right plastic for the right application.

### Odpowiedni materiał do dokładnego formowania

Przejrzystość, grubość, trwałość, estetyka i właściwe formowanie są ważnymi czynnikami przy wyborze materiałów termoformowalnych. Poniższa tabela pokazuje jak wybrać właściwy materiał w zależności od rodzaju szyny.

	Plastic Series I	Plastic Series II	Plastic Series III	Plastic Series IV
Bondable to acrylic Wiąże się z akrylem			X	X
Creating clear retainers Do wykonywania retainerów przezroczystych	X	X		X
Creating thin retainers Do wykonywania retainerów niskoprofilowych	X	X		X
Creating temporary retainers Do wykonywania retainerów tymczasowych	X	X	X	X
Creating tooth movement aligners Do wykonywania pozycjonerów		X		X
Creating bruxism splints Do wykonywania aparatów zapobiegających bruzizmowi		X		
Creating temporary bridges Do wykonywania mostów tymczasowych		X	X	X
Creating bite planes Do wykonywania szyn zgryzowych			X	X
Creating whitening trays Do wykonywania szyn wybielających	X			
Latex and BPA free Nie zawiera lateksu i bisfenolu A	X	X	X	X



**Thermoform sheets / Płytki termoformowalne**

**Plastic Series I**

Use for low-profile retainers where patient compliance is an issue and for final retainers and whitening trays. Also suitable for temporary retainers between appointments.

Do wykonywania retainerów niskoprofilowych, szyn wybielających i retainerów. Odpowiednie dla retainerów tymczasowych używanych pomiędzy wizytami.



Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.50 mm / .020"	DO.9010.05	DO.9011.05



**Plastic Series II**

Extremely durable; resistant to cracking or breaking. Conforms to model when heated with little or no shrink. Not for use with acrylics. Average life: 24 months. Store in a cool, dry place. Use for bruxism splints, retainers, temporary bridges and tooth movement aligners.

Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia. Minimalny skurcz materiału podczas nagrzewania. Nie nadaje się do łączenia z akrylem. Żywotność materiału 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania aparatów zapobiegających bruzizmowi, retainerów, mostów tymczasowych oraz pozycjonerów.



Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9020.07	DO.9021.07
1.00 mm / .040"	DO.9020.10	DO.9021.10
1.50 mm / .060"	DO.9020.15	DO.9021.15

**Plastic Series III**

Clear material has blue protective film on both sides, remove prior to thermoforming. Accepts acrylics / bonding agents. Average life: 6 months. Store in a cool, dry place. Use for bite planes, temporary retainers and temporary bridges.

Przezroczysty materiał z niebieską ochronną powłoką po obu stronach, którą należy usunąć przed termoformowaniem. Do łączenia z akrylem i bondem. Żywotność materiału 6 miesięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania szyn zgryzowych, retainerów tymczasowych oraz mostów tymczasowych.



Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9030.07	DO.9031.07
1.00 mm / .040"	DO.9030.10	DO.9031.10
1.50 mm / .060"	DO.9030.15	DO.9031.15
2.00 mm / .080"	DO.9030.20	DO.9031.20

**Plastic Series IV**

Best combination of strength, durability and clarity. Extremely durable; resistant to cracking, bending out of shape or breaking. Bondable to acrylics. Average life: 18-24 months. Store in a cool, dry place. Use for retainers, tooth movement aligners and temporary anterior bridges.

Najlepsze połączenie trwałości i przejrzystości. Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia i odkształcenia. Wiąże się z akrylem. Żywotność materiału 18-24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania retainerów, pozycjonerów oraz mostów tymczasowych przednich.



Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9040.07	DO.9041.07
1.00 mm / .040"	DO.9040.10	DO.9041.10
1.50 mm / .060"	DO.9040.15	DO.9041.15
2.00 mm / .080"	DO.9040.20	DO.9041.20

**Thermoform sheets / Płytki termoformowalne**



Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Extremely durable; resistant to cracking or breaking. Conforms to model when heated with little or no shrink. Not for use with acrylics. Average life: 24 months. Store in a cool, dry place. Use for bruxism splints, retainers, temporary bridges and tooth movement aligners.

Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia. Minimalny skurcz materiału podczas nagrzewania. Nie nadaje się do łączenia z akrylem. Żywotność materiału 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania aparatów zapobiegających bruzizmowi, retainerów, mostów tymczasowych oraz pozycjonerów.

Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	x	DO.9024.10
1.00 mm / .040"	DO.9022.10	DO.9024.15
1.50 mm / .060"	x	x
2.00 mm / .080"	x	x





#### **Biuro i Magazyn**

**Falcon Medical Polska sp z o.o.**  
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7  
Poland  
Tel: +48 42 630 99 72  
Fax: +48 42 630 99 73  
[www.falconmedical.pl](http://www.falconmedical.pl)

#### **Sklep firmowy**

**Sklep Stomatologiczno Medyczny**  
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź  
Poland  
Tel: +48 42 632 20 01  
Fax: +48 42 632 20 01