


D6

Periodontal / Periodontologia






Gracey Curettes Kirety Gracey

- Ergonomic, large diameter silicone handle for better grip
 - Ultra light weight
 - Special grade stainless steel tips ensure longer life
 - Rigid pattern, thicker tips than standard Gracey
- Lepsza kontrola dzięki ergonomicznemu, szerszemu uchwytowi z silikonu
 - Bardzo lekkie
 - Końcówki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapewniają dłuższe użytkowanie
 - Twarde kirety mają szersze końcówki od standardowych kiret Gracey



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie


Easy
COLOR



Anterior teeth
Zęby przednie




Fig. 1/2
DP.156.021 rigid / twarda
DP.160.021 standard / standardowa
Grey / Szara



Anterior teeth
Zęby przednie




Fig. 3/4
DP.156.041 rigid / twarda
DP.160.041 standard / standardowa
Black / Czarna



Anterior and Premolars
Zęby przednie i przedtrzonowe




Fig. 5/6
DP.156.061 rigid / twarda
DP.160.061 standard / standardowa
Yellow / Żółta



Premolars and Molars
Zęby przedtrzonowe i trzonowe




Fig. 7/8
DP.156.081 rigid / twarda
DP.160.081 standard / standardowa
Green / Zielona



Molars buccal and lingual surfaces
Powierzchnia policzkowa i
podniebienna / językowa trzonowców




Fig. 9/10
DP.156.101 rigid / twarda
DP.160.101 standard / standardowa
Red / Czerwona



Posterior mesial surfaces
Powierzchnie mezjalne
trzonowców



Fig. 11/12
DP.156.111 rigid / twarda
DP.160.111 standard / standardowa
Orange / Pomarańczowa



Posterior distal surfaces
Powierzchnie dystalne
trzonowców



Fig. 13/14
DP.156.141 rigid / twarda
DP.160.141 standard / standardowa
Blue / Niebieska



DP.156.000 Rigid / Twarde
Set of 7 pieces / Zestaw 7 szt



266,00 PLN
DP.999.011 Standard / Standardowe
Set of 7 pieces / Zestaw 7 szt.



SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Gracey curettes
Kirety Gracey



Fig. 1/2
DP.160.024
Grey / Szara
Anterior teeth
Zęby przednie



Fig. 3/4
DP.160.044
Black / Czarna
Anterior teeth
Zęby przednie



Fig. 5/6
DP.160.064
Yellow / Żółta
Anterior and Premolars
Zęby przednie i przedtrzonowe



Fig. 7/8
DP.160.084
Green / Zielona
Premolars and Molars
Zęby przedtrzonowe i trzonowe



Fig. 9/10
DP.160.104
Red / Czerwona
Molars buccal and lingual surface
Powierzchnia policzkowa i podniebienna / językowa trzonowców



Fig. 11/12
DP.160.114
Orange / Pomarańczowa
Posterior mesial surfaces
Powierzchnie mezjalne trzonowców



Fig. 13/14
DP.160.144
Blue / Niebieska
Posterior distal surfaces
Powierzchnie dystalne trzonowców



Fig. 15/16
DP.160.164
Coffee / Kawa
Posterior mesial surfaces
Powierzchnie mezjalne trzonowców



Fig. 17/18
DP.160.184
Light Blue / Jasnyniebieska
Posterior distal surfaces
Powierzchnie dystalne trzonowców



Fig. 11/14
DP.160.124
Orange-Blue
Pomarańczowo-niebieska
Mesial / Distal surfaces
Powierzchnie mezjalne / dystalne



Fig. 12/13
DP.160.134
Orange-Blue
Pomarańczowo-niebieska
Mesial / Distal surfaces
Powierzchnie mezjalne / dystalne



DP.999.014S
Set of 7 pieces / Zestaw 7 szt.
Contents / Zawiera
Fig. 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14
Twist lock cassette tray / Kasetka z zamkiem



DP.999.014
Set of 7 pieces / Zestaw 7 szt.
Contents / Zawiera
Fig. 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14




Gracey curettes
Kirety Gracey

Classic-Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Anterior teeth
Zęby przednie





Fig. 1/2



Anterior teeth
Zęby przednie





Fig. 3/4



Anterior and
Premolars
Zęby przednie i
przedtrzonowe






Fig. 5/6



Premolars and
Molars
Zęby przedtrzonowe
i trzonowe



Fig. 7/8



Molars buccal and
lingual surfaces
Powierzchnia policzkowa
i podniebna / językowa
trzonowców





Fig. 9/10



Posterior mesial
surfaces
Powierzchnie
mezialne
trzonowców





Fig. 11/12



Posterior distal
surfaces
Powierzchnie
dystalne
trzonowców




Fig. 13/14

Classic-Round

CLASSIC-LITE

Fig. 1/2	DP.160.020	DP.160.025
Fig. 3/4	DP.160.040	DP.160.045
Fig. 5/6	DP.160.060	DP.160.065
Fig. 7/8	DP.160.080	DP.160.085
Fig. 9/10	DP.160.100	DP.160.105
Fig. 11/12	DP.160.110	DP.160.115
Fig. 13/14	DP.160.140	DP.160.145

Classic-Round



DP.999.015
Set of 7 pieces
Zestaw 7 szt.


CLASSIC-LITE



DP.999.020
Set of 7 pieces
Zestaw 7 szt.


Universal curettes
Kirety uniwersalne

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



Universal curettes
Kirety uniwersalne


CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Hoes / Skrobaczki
With tungsten carbide tips
Z końcówką z węgla spiekanego



Chisels / Dłuta



Hoes / Skrobaczki






SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

**Scalers
Sierpy**



**Scalers
Sierpy**

**Easy
COLOR**

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Scalers
Sierpy

● **Classic Round** 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



○ **CLASSIC-LITE** 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt




Fig. 204 DP.763.010 ●
DP.763.015 ○




Fig. CI 2/3 DP.772.030 ●
DP.772.035 ○




Fig. 204S DP.763.020 ●
DP.763.025 ○




Fig. 6 DP.773.060 ●
DP.773.065 ○
Crane-Kaplan




Fig. 204SD DP.764.020 ●
DP.764.025 ○




Fig. 6/7 DP.786.070 ●
DP.786.075 ○
Hygienist




Fig. 31/32 DP.792.320 ●
DP.792.325 ○
Jacquette




Fig. U15/30 DP.793.040 ●
DP.793.045 ○
Jacquette / Towner




Fig. 30/33 DP.792.330 ●
DP.792.335 ○
Jacquette




Fig. U15/33 DP.793.050 ●
DP.793.055 ○
Jacquette / Towner




Fig. 33/H5 DP.793.020 ●
DP.793.025 ○
Jacquette




Fig. 2/3 DP.827.030 ●
DP.827.035 ○
Taylor




Fig. 1 DP.782.010 ●
DP.782.015 ○
Goldman-Fox




Fig. 7/8 DP.835.080 ●
DP.835.085 ○
Younger-Good




Scalers
Sierpy




Darby Perry




Standard









Standard







Falcon Polska




Hygienist



Jacquette



Towner



Scalers
Sierpy




Hygienist





Jacquette



Standard



Standard



Towner





Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01